

 <h1>SAGITTA</h1>		Adres wysyłki:		
Max User Waga: 100 kg.		VERMEIREN Polska		
SAGITTA wersja standardowa				
<input checked="" type="checkbox"/> = opcje standardowe		<input type="radio"/> = Opcje dodatkowe bezpłatne		
Rodzaj ramy				
SHORT	(Jest to rama ścięta pod skosem z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób przeszkadza przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp.. Kolana haczą o wydłużoną część ramy.	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
LONG	(Jest to rama wydłużona z przodu)- taka rama jest przeznaczona dla osób , którym wydłużona przednia część ramy w znaczny sposób pomaga przy przesiadaniu się z wózka np. na fotel samochodu itp. Wydłużenie ramy jest dodatkowym uchwytem.	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
SIEDZISKO				
Szerokość siedziska				
	36 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Głębokość siedziska/długość ramy - LONG				
	35 cm/50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	37,5 cm/52,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	40 cm/55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	42,5 cm/57,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	45 cm/60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	47,5 cm/65 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Głębokość siedziska/długość ramy - SHORT				
	27 cm/50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	29,5 cm/52,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	32 cm/55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	34,5 cm/57,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	37 cm/60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	42 cm/65 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Opcje siedzenia				

Cordura	Siedzisko z Cordury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
B23	Poduszka 4cm z CORDURY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Liberty PT	Poduszka VICAIR	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
Liberty PPS	Poduszka VICAIR ze stabilizatorem miednicy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
VECTOR 02	Poduszka VICAIR 6 cm dla osób z dużym ryzykiem	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
VECTOR 02	Poduszka VICAIR 10 cm dla osób z dużym ryzykiem	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
STABILO	Poduszka STABILO	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
OPARCIE				
Wysokość oparcia		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	23 - 25,5 - 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	28 - 30,5 - 33 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	33 - 35,5 - 38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	38 - 40,5 - 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Opcje oparcia				
	Oparcie bez rączek do pchania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	Oparcie z rączkami do pchania	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
L44 Cordura	Oparcie elastyczne z pasami Velcro do regulacji napięcia z Cordury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Rh	Oparcie z rączkami do pchania regulowanymi płynnie i demontowalnymi (nie występuje w zestawie z oparciem z rączkami zintegrowanymi)	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE				
TARTA @ 5S	5 kręgów - standard	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
TARTA @ 5C	5 kręgów - contour	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
TARTA @ 6S	6 kręgów - standard	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
TARTA @ 6C	6 kręgów - contour	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
	Wyprofilowana poduszka z CORDUR-y	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
KOLOR RAMY				
C20	Granatowy z głębią	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C52	Złoty	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C53	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C55	INOX	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C56	Błękit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C71	Niebieski	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C72	Bordowy	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C73	Zielony	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
C76	Biały	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	Dowolny kolor z dostępnych	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata

PODŁOKIETNIKI (para)				
B82S	Aluminiowy ochraniacz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
B82	Aluminiowy ochraniacz z demontowalnym błotnikiem	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
Bi5	Podłokietnik typu „T”	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
	Podpórka z rurki dla osób wymagających dodatkowej stabilizacji i wsparcia.	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
PODNÓŻKI STANDARDOWE (para)				
L	Zintegrowane z ramą rurowy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
L	Zintegrowane z ramą rurowy + płyta	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
L	Zintegrowane z ramą dwupłytowy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
L	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony (rewers) dla osób z krótkimi nogami)	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
L	Zintegrowane z ramą rurowy odwrócony + płyta (rewers) dla osób z krótkimi nogami)	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
Dodatkowe opcje podnóżków.				
B19	Paski zabezpieczające stopy (tylko z podnóżkiem dwupłytowym lub z płytą)	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
KOŁA PRZEDNIE				
3'	czarne pełne - krótkie widełki	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
3'	transparentne - krótkie widełki	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
4'	czarne pełne - krótkie widełki	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
4'	transparentne - krótkie widełki	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
4'	LED - krótkie widełki	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
5'	czarne pełne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
5'	transparentne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
5'	LED - krótkie widełki	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
KOŁA TYLNE 24'				
B80	Oś koła tylnego szybkozłączna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
DELFI	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
VIKING	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Plus			dodatkowa dopłata
SPINERGY	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Evolution	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
OFF Road	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Land Cruiser	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
KOŁA TYLNE 22'				
B80	Oś koła tylnego szybkozłączna	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
DELFI	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
CAMBER (kąt ustawienia kół tylnych)				
	0°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-

	2°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	4°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	6°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	8°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	10°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
Rodzaj hamulca				
	hamulec klasyczny	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	hamulec sportowy zamontowany na dolnej ramie	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
	hamulec sportowy zamontowany na górnej ramie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-
OSŁONY NA SZPRYCHY				
B85	Bezbarwna osłona na szprychy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
PODPARCIE GŁOWY				
B14	Przedłużenie oparcia	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B14C	Przedłużenie oparcia z zagłówkiem trzymającym głowę.	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
OPCJE DODATKOWE				
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para)	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B42	Siatka na zakupy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
	Ochroniacz przedniej części ramy - neoprenowy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~				
MIEDNICA				
U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U01 Neo	Pas odwodzący	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
TUŁÓW				
U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U78 Neo	Pasy stabilizujące tułów	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujący tułów	<input type="checkbox"/>		dodatkowa dopłata

UWAGI !

QRTOnedica