



**SUNRISE**  
MEDICAL

**QUICKIE**

**XENON<sup>2</sup> SA**

Ref 1/2018 (Obowiązuje do 31.12.2018)

Faktura dla:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

- ☐ Zamówienie
- ☐ Kalkulacja
- ☐ Built 4 me (wydłużony termin realizacji zamówienia)

Nr Art.: 77 800 001

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

- = Standard
- = Opcja bezpłatna
- = Opcja płatna

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

**MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA**  kg

Informacja obowiązkowa w celu zapewnienia prawidłowej konfiguracji

**Cena podstawowa brutto: 8 200 zł**



W celu uzyskania dodatkowych informacji,  
proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2018 1/14

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

**SZEROKOŚĆ SIEDZISKA** - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA**

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
○	○	○	○	○	○	○	○	○
długość ramy - 38 cm			różne długości ramy (co 2 cm)					

**WYSOKOŚĆ PRZEDNIEJ CZĘŚCI SIEDZISKA:** w zależności od kółek przednich, widelców i wersji ramy

		Wysokość przedniej części siedziska w cm:														
		Widelec (długość)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Kółko przednie	3"	111 mm	○	○	○											
		123 mm (1)		□	□	□										
		138 mm (1)				○	○	○								
		174 mm (1)							○	○	○					
		Frog Leg (1)					□	□								
		Jednoramienny (1)	□	□	□											
	4"	111 mm	○	○	○	○										
		123 mm (1)		□	□		□	□								
		138 mm (1)				○	○	○	○							
		174 mm (1)								○	○	○	○			
		Frog Leg (1)					□	□	□							
		Jednoramienny (1)	□	□	□	□										
	5"	111 mm			○		○	○								
		123 mm (1)					□	□	□							
		138 mm (1)					○	○	○	○						
		174 mm (1)								○	○		○	○	○	
		Frog Leg (1)						□	□	□						
		Jednoramienny (1)			□		□	□								
		123 mm (1)						□	□	□						
		138 mm (1)						○	○	○	○					
		174 mm (1)								○	○	○	○	○	○	
		Frog Leg (1)							□	□	□					
7"	138 mm (1)								○	○	○	○				
	174 mm (1)											○	○	○	○	

**WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU:** w zależności od kół tylnych

Wysokość siedziska z tyłu w cm:

Koło tylne	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(2)</sup>	○
25"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(2)</sup>

Wysokość siedziska z tyłu może być niższa od 0 cm do 11 cm od wybranej wysokości siedziska z przodu.

(1) kompatybilny z dodatkowy napędem elektrycznym.

(2) dostępne tylko z lekkim adapterem osi

### Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

#### Szerokość siedziska (SS):

- a) Pomiar użytkownika: Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).
- b) Pomiar wózka: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

#### Głębokość siedziska (GB):

- a) Pomiar użytkownika: Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) Pomiar wózka: Od tylniej do przedniej części tapicerki siedziska.

#### Wysokość siedziska z przodu:

- a) Pomiar użytkownika: Dla kąta zgięcia kolan 90°:  
Od dołu podkolanowego do czubka buta.
- b) Pomiar wózka: Od przedniej rurki siedziska do podłoża.  
(min. 3 cm dłuższy niż pomiar użytkownika)  
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

#### Wysokość siedziska z tyłu:

- b) Pomiar wózka: Od tylnej rurki oparcia do podłoża.  
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 11 cm.

#### Wysokość oparcia:

- a) Pomiar użytkownika: Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.
- b) Pomiar wózka: Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.  
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

**Kąt pochylenia oparcia:** Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.  
Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża. Kąty ujemne to kąty <90°  
a kąty dodatnie to >90°.

#### Dane techniczne - ogólne informacje:

<b>Maks. wysokość:</b>	101 cm		
<b>Maks. długość</b>	115 cm		
<b>Maks. promień skrętu:</b>	72 cm		
<b>Maks. bezpieczne nachylenie:</b>	10°		
<b>Waga wózka:</b>	od 810,3 kg		
<b>Waga po demontażu:</b>	od 7,8 kg		
<b>Waga najcięższej części:</b>	2,1 kg		
<b>Maks. szerokość:</b>	<b>Pochylenie kół</b>	<b>24" koło tylne</b>	<b>25" koło tylne</b>
	Dla pochylenia kół 0°:	SS + 16 cm	SS + 16 cm
	Dla pochylenia kół 2°:	SS + 21 cm	SS + 22 cm
	Dla pochylenia kół 4°:	SS + 26 cm	SS + 27 cm

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).  
Do transportu produktu bez użytkownika, produkt musi zostać zabezpieczony.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokości siedziska.  
Tolerancja produkcyjna to +/- 1 cm

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

## TAPICERKA SIEDZISKA I PODUSZKI

### Tapicerka siedziska

XFF020002	● Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią	-
XFF020003	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 2 kieszeniami (tylko od SS 34 cm)	145 zł
XFF020004	□ Nylonowa, z regulacją napięcia, z 1 kieszenią i kieszenią na cewnik (tylko od SS 34 cm)	145 zł
XFF020000	○ Bez tapicerki	-

### Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)	Grubość: XFF020101 □ 3 cm	XFF020102 □ 5 cm	275 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość: XFF020103 □ 5 cm	XFF020104 □ 8 cm	275 zł

### Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym/przepuszczającym powietrze

Kompozyt piankowy (średnio-miękki)	Grubość: XFF020105 □ 3 cm	XFF020106 □ 5 cm	530 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość: XFF020107 □ 5 cm	XFF020108 □ 8 cm	530 zł

XFF020150	□ Zastępczy pokrowiec na poduszkę siedziska, na zamek, czarny	140 zł
-----------	---	--------

### Akcesoria siedziska

XFF090018	□ Pas stabilizujący z metalową klamrą	190 zł
XFF020050	□ Dodatkowa wyściółka tapicerki	99 zł

### Poduszki siedziska - JAY

JAY020002	□ JAY Basic	436 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	617 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa	855 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 073 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa	978 zł

## OPARCIE

### Wysokość oparcia (zakres regulacji)

Wysokość oparcia w cm

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

### Oparcie ze stałą wysokością (włókno węglowe)

Brak regulacji wysokości.

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

670 zł

XFF030010	○ Oparcie nie składane, bez regulacji kąta (90°)	0 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (2)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) (od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)	730 zł
XFF030012	□ Oparcie z regulacją kąta (75° do 103°)	730 zł
XFF030029	○ Przygotowanie pod podłokietniki stolikowe (3)	0 zł
XFF030031	□ Oparcie składane do połowy (4) (dostępne od wysokości oparcia 32,5 cm, oparcie nie składane, bez regulacji)	730 zł

### Rączki do prowadzenia

XFF030200	○ Bez rączek do prowadzenia	0 zł
XFF030201	○ Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią	0 zł
XFF030203	□ Składane rączki do prowadzenia (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	439 zł
XFF030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości do oparcia JAY (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	599 zł
XFF030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (tylko przy wysokości oparcia od 32,5 cm)	559 zł

### Tapicerka oparcia

XFF030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
	Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyścielana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	399 zł
	Kolor lamówki ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
XFF030300	○ Bez tapicerki	0 zł

### Akcesoria

XFF030402	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, składana automatycznie (dostępna od SS 38cm; niedostępna dla oparcia ze stałą wysokością)	415 zł
XES030401	□ Poprzeczka stabilizująca oparcie, odchylana (tylko do SS38)	415 zł
	□ <b>Zagiłówek z regulacją wysokości, głębokości i kąta</b>	900 zł
	XES030411 ○ średni (20x11cm) XES030412 ○ duży (23x11cm)	

- (1) niedostępne z oparciami JAY3, niedostępne z podłokietnikami stolikowymi  
 (2) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe i rurowe, ze stałym oparciem 90°  
 (3) niezbędne przy doposażeniu w podłokietniki stolikowe  
 (4) niedostępne z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, niedostępne z oparciami JAY, patrz Matrix na następnej stronie w kombinacji ze składanymi rączkami do prowadzenia od wysokości oparcia 40 cm

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

© Sunrise Medical 2018 4/14



XFF 020002 tapicerka siedziska z 1 kieszenią



XFF 020003 tapicerka siedziska z 2 kieszeniami



XFF 030316 tapicerka siedziska EXO



XFF 030317 tapicerka siedziska EXO PRO



XFF 030201 Rączki do prowadzenia z długą rękojeścią



XFF 030203 Składane rączki do prowadzenia



XFF 030204 Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości



XFF 090018 Pas stabilizujący z metalową klamrą

#### Matrix dla XFF 030031 oparcia składanego.



#### Wysokość oparcia

Szerokość  
siedziska

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40			✓	✓	✓	✓	✓
42				✓	✓	✓	✓
44				✓	✓	✓	✓
46					✓	✓	✓
48						✓	✓
50							✓



=kąt złożenia 90°



=nie może być w pełni złożone do 90° w połączeniu ze składanymi rączkami do prowadzenia



=nie może być w pełni złożone do 90°



=możliwe złożenie do mniej niż 45° z przodu, ze składanym oparciem i 90° ze stałym oparciem

# Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

## Oparcie Jay 3 - Płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033	Wysokie - 38 cm	2 850 zł
Górna część odc. piersiowego kręg.:	<input type="checkbox"/> JAY030012	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019	Średnie - 46 cm	2 850 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022	Średnie - 57 cm	2 850 zł
			<input type="checkbox"/> JAY030028	Wysokie - 61 cm	2 850 zł

## Oparcie Jay 3 - Średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Średnie - 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018	Wysokie - 38 cm	2 850 zł
Górna część odc. piersiowego kręg.:	<input type="checkbox"/> JAY030013	Krótkie - 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020	Średnie - 46 cm	2 850 zł
Wysokość ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Krótkie - 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023	Średnie - 57 cm	2 850 zł
			<input type="checkbox"/> JAY030029	Wysokie - 61 cm	2 850 zł

## Oparcie Jay 3 karbonowe - Płytki kontur

Dolna część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Krótkie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002	Wysokie - 24 cm	3 040 zł
Środkowa część odcinka piersiowego:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Krótkie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004	Wysokie - 38 cm	3 040 zł

## Akcesoria

JAY030004	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany JAY (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem JAY 3)	1 230 zł
JAY030006	<input type="checkbox"/> Zagłówek standardowy JAY (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(tylko z oparciem JAY 3)	853 zł
JAY090058	<input type="checkbox"/> Torba na akcesoria JAY	(tylko z oparciem JAY 3 Carbon)	220 zł

## PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

### Podłokietniki

XFF040005	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, unoszone do góry, zdejmowane	638 zł
XFF040001	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	638 zł
XFF040002	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (25 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	863 zł
XFF040003	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), stała wysokość, unoszone do góry, zdejmowane	638 zł
XFF040004	<input type="checkbox"/> Podłokietniki stolikowe, z poduszką (31 cm), z regulacją wysokości, unoszone do góry, zdejmowane	863 zł
XFF040052	<input type="checkbox"/> Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości, z poduszką (33 cm), zdejmowane	629 zł
XFF040117	<input type="checkbox"/> Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane (na bok), wyściełane, zdejmowane	399 zł

### Akcesoria

XFF040020	○ Mechanizm ułatwiający odchylanie podłokietników dla tetraplegików	(dostępne tylko dla podłokietników stolikowych)	0 zł
XES090011	<input type="checkbox"/> Stolik, na wcisk, SS 38 - 48 cm		830 zł
	<input type="checkbox"/> Stolik, odchylany (na bok), SS 34 - 50 cm		830 zł
	XES090012    ○ mocowany po lewej stronie	XFF090013    ○ mocowany po prawej stronie	

### Osłony boczne

XFF040107	<input type="checkbox"/> Kompozytowe, zdejmowane, wysokość 21 cm (długość 31 cm), czarne	0 zł
XFF040101	<input type="checkbox"/> Wąskie, z włókna węglowego, z ochroną ubrań, czarne	0 zł
XFF040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	315 zł
XFF040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań, w kolorze ramy wózka	559 zł
XFF040104	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań, czarne	759 zł

## PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

XES050008	● Aluminiowe, odchylane, para	(kat pomiędzy rurkami oparcia a rurkami podnóżków)	Std.
XES050001	○ 100°	XES050002    ○ 110°	0 zł

### Aluminiowe, podnoszone (0° - 90°), odchylane

XES050009	<input type="checkbox"/> lewy	XES050010 <input type="checkbox"/> prawy	330 zł
XES050011	<input type="checkbox"/> para		660 zł


### Przystawka dla amputantów

XES050014	<input type="checkbox"/> lewa	XES050013 <input type="checkbox"/> prawa	445 zł
XES050012	<input type="checkbox"/> para		890 zł

## Oparcia JAY J3



Płytki kontur



Średni kontur



**XES040107**  
Kompozytowa osłona boczka,  
odpinana



**XES040102**  
Wąska osłona z włókna  
węglowego z ochroną  
ubrań



**XES040103**  
Aluminiowa z ochroną ubrań



**XES040117**  
Podłokietnik rurowy,  
odchylany, zdejmowany,  
wysięcielany



**XES04000x**  
Podłokietnik stolikowy, z  
poduszką, odchylany do góry,  
zdejmowany



**XES040104**  
Błotnik z włókna węglowego,  
z ochroną ubrań

Xenon <sup>2</sup> SA										
<input checked="" type="radio"/> = Standard		<input type="radio"/> = Opcja bezpłatna		<input type="checkbox"/> = Opcja płatna		Cena brutto w zł				
Platformy podnóżków										
XES050020	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, kompozytowe, czarne (dostępne od SS 38 cm)							0	
XES050022	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, w kolorze ramy							525 zł	
XES050051	<input type="checkbox"/>	Dzielone platformy z regulacją kąta, odchylane, aluminiowe, wysoko montowane, w kolorze ramy							927 zł	
XFF050023	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), w kolorze ramy wózka							0 zł	
XFF050126	<input type="checkbox"/>	Mechanizm odchylania platformy podnóżka (długość podudzia min. o 3 cm większa)							405 zł	
XFF050059	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka typu Performance, aluminiowa, z regulacją kąta, odchylana (na bok), z paskami na kostki							595 zł	
XFF050131	<input type="checkbox"/>	Lekka, kompozytowa platforma podnóżka z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna							289 zł	
XFF050132	<input type="checkbox"/>	Lekka, karbonowa platforma podnóżna z regulacją kąta i głębokości, odchylana (na bok), z paskami na kostki, czarna							619 zł	
XES050052	<input type="checkbox"/>	Platforma podnóżka z regulacją kąta, aluminiowa, odchylana (na bok), wysoko montowana, w kolorze ramy wózka							595 zł	
Akcesoria										
XFF050127	<input type="checkbox"/>	Płytki pozycjonujące stopy (1)							169 zł	
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) Uwaga: wysokość siedziska z przodu musi być o 2,5 cm większa niż długość podudzia										
<input type="radio"/> 22		<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31
<input type="radio"/> 32		<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41
<input type="radio"/> 42		<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	
RAMA										
XES010015	<input checked="" type="radio"/>	Standardowa rama SA (zdejmowane podnóżki)							Std.	
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) (wszystkie wymiary podane w cm, 4cm= ustawienie pasywne 13cm= ustawienie aktywne)										
XFF070703	Standardowy adapter osi		<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8			
			<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12				
XFF070701	Lekki adapter osi (2)		<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 9	<input type="radio"/> 11	<input type="radio"/> 12	<input type="radio"/> 13		
XFF010411	<input type="radio"/>	Płyta osi, aluminiowa, długa (w pełni regulowana)							0 zł	
XFF010412	<input type="checkbox"/>	Płyta osi, aluminiowa, krótka (maks. regulacja 1 cm)							615 zł	
AKCESORIA RAMY (należy wybrać system wspomagający przy przechylaniu lub kółko antywywrotne, nie oba razem)										
XFF090016	<input type="checkbox"/>	Osłona ramy, czarna							165 zł	
XFF090100	<input type="checkbox"/>	Uchwyty do transportu							170 zł	
XFF090010	<input type="checkbox"/>	Koła tranzytowe							290 zł	
XFF090010	<input type="checkbox"/>	Kółka do transportu w wąskich przejściach							659 zł	
XFF090050	<input type="checkbox"/>	Odłączane kółka antywywrotne, para							390 zł	
Kółka antywywrotne, odchylane										
XFF090004	<input type="checkbox"/>	Lewa	XFF090005	<input type="checkbox"/>	Prawa			335 zł		
XFF090006	<input type="checkbox"/>	Para							670 zł	
System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą)										
XFF090001	<input type="checkbox"/>	Lewa	XFF090002	<input type="checkbox"/>	Prawa			170 zł		
XFF090003	<input type="checkbox"/>	Para							340 zł	
XFF090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule (tylko w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)							99 zł	
WIDELCE PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)										
XES080029	<input type="radio"/>	Aluminiowy		Kolor: czarny		(dostępny tylko dla widelca 138 & 174 mm)		0 zł		
		Kolor:	<input type="checkbox"/> Srebrny	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy					159 zł	
XFF080013	<input checked="" type="radio"/>	Widelce Carbotecture®, 111 mm		Kolor: czarny				Std.		
		Kolor:	<input type="checkbox"/> Srebrny	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	<input type="checkbox"/> Czerwony (3)	<input type="checkbox"/> Niebieski (3)	159 zł			
XFF080008	<input type="checkbox"/>	Widelce jednoramienne		Kolor: czarny				535 zł		
		Kolor:	<input type="checkbox"/> Srebrny	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	<input type="checkbox"/> Czerwony	<input type="checkbox"/> Niebieski	159 zł			
XFF080007	<input type="checkbox"/>	Widelce Frog Legs®, czarne							1 590 zł	



*XES050132*  
Lekka platforma podnóżka  
z włókna węglowego



*XES050059*  
Platforma podnóżka typu  
Performance



*XES050022*  
Platforma podnóżka  
dzielona, odchylana, w  
kolorze ramy



*XES050127*  
Płytki pozycjonujące stopy



*XES090001*  
Rurka wspomagająca przy  
przechylaniu



*XES090004*  
Kółka antywywrotne  
odchylane



*XES090050*  
Odlączane kółka  
antywywrotne



*XES090010*  
Kółka tranzytowe

Xenon <sup>2</sup> SA		
● = Standard      ○ = Opcja bezpłatna      □ = Opcja płatna		Cena brutto zł
KOŁA PRZEDNIE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie)		
XES080305	○ Pneumatyczne, obręcz: kompozytowa, czarne (tylko z kołami 7")	0 zł
XFF080301	○ Pełne (wąskie), obręcz: kompozytowa, czarna	0 zł
XFF080302	○ Pełne (szerokie), obręcz: kompozytowa, czarna (tylko z kołami 5" & 6")	0 zł
XFF080303	□ Pełne (wąskie), podświetlane, obręcz: kompozytowa, czarna (niedostępne z kołami 6" i 7")	175 zł
XFF080304	□ Pełne (wąskie), obręcz: aluminiowa      Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	239 zł
XFF080306	□ Pełna (szerokie), obręcz: aluminiowa      Obręcz kolorowa: srebrna (tylko z kołami 4" & 5")	359 zł
Kolory obręczy:    □ Czarny    □ Pomarańczowy    □ Czerwony    □ Niebieski		159 zł
KOŁA TYLNE (prosimy porównać z wyborem na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)		
XFF070000	○ Bez kół	0 zł
XFF070001	○ Uniwersalne ze szprychami krzyżowymi (tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070002	○ Koła z polerowaną piastą (tylko dla 24")	0 zł
XFF070003	○ Koła lekkie (opcje kolorystyczne do wyboru na ostatniej stronie)	0 zł
XFF070004	□ Koła Proton (super lekkie) (limit masy ciała użytkownika - 100kg)	875 zł
XFF070005	□ Koła Spinergy, 18-szprychowe	1 450 zł
XFF070006	□ Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze srebrnym	1 990 zł
XFF070007	□ Koła Spinergy, 12-szprychowe, piasta w kolorze czarnym	1 990 zł
XFF070008	□ Koła z hamulcami bębnowymi (1) (tylko dla kół 24")	875 zł
XFF070009	□ Koła górskie (tylko dla kół 24")	875 zł
XFF070010	□ Dodatkowa para kół górskich (tylko dla kół 24")	1 350 zł
Szybkozłączki kół tylnych		
XFF070150	● Standardowe	Std.
XFF070151	□ Dla tetraplegików (2)	170 zł
OPONY (prosimy wybrać tylko jeden typ opon)		
XFF070101	○ Opony Right Run (tylko dla kół 24")	0 zł
XFF070102	○ Opony odporne na przebicia (pełne)	0 zł
XFF070106	□ Opony Schwalbe Downtown Two Grip (tylko dla kół 24")	100 zł
XFF070107	□ Opony Schwalbe One	125 zł
XFF070104	□ Opony Schwalbe Marathon Plus Evolution	125 zł
CIĄGI		
XFF070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne	0 zł
XFF070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodyzowane	0 zł
XFF070201	○ Aluminiowe, srebrne, malowane proszkowo	0 zł
XFF070203	□ Aluminiowe, kolorowe, malowane proszkowo (należy wybrać kolor na ostatniej stronie formularza)	170 zł
XFF070205	□ Tytanowe	615 zł
XFF070206	□ Tytanowe, malowane bezbarwnie proszkowo	615 zł
XFF070207	□ Supergrip ®	519 zł
XFF070208	□ Maxgrepp ® (tylko dla kół 24")	935 zł
XFF070211	□ Surge ®	1 225 zł
Montaż ciągów		
XFF070307	□ Blisko (7 mm) (dostępne tylko z ciągami ze stali nierdzewnej i Surge)	160 zł
XFF070317	● Standardowo (17 mm)	Std.
XFF070327	○ Szeroko (27 mm)	0 zł
Akcesoria		
XFF070250	□ Osłona na ciągi (tylko dla kół 24")	329 zł
POCHYLENIE KÓŁ (prosimy wybrać tylko jedną opcję)		
XFF070600	○ 0°	0 zł
XFF070602	○ 2° (niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
XFF070604	○ 4° (niedostępne z COG i lekkim gniazdem osi)	0 zł
(1) dostępne tylko ze standardowym gniazdem osi i pochyleniem kół 0° i 4° niedostępne ze składanymi rączkami do prowadzenia i niedostępne bez rączek do prowadzenia		
(2) niedostępne z tylnymi kołami: Spinergy/górkimi/z hamulcami bębnowymi		
		<a href="http://www.Sunrise-Medical.pl">www.Sunrise-Medical.pl</a> © Sunrise Medical 2018 10/14



*XES070001*  
*Koło Uniwersalne*



*XES070002*  
*Koło z polerowaną piastą*



*XES070003*  
*Koło lekkie*



*XES07000*  
*Koło Proton*



*XES07010*  
*Koło górskie*



*XES070101*  
*Schwalbe Right Run*



*XES070106*  
*Schwalbe Down Town*



*XES070107*  
*Schwalbe One*



*XES070104*  
*Schwalbe Marathon Plus  
Evolution*



*XES070102*  
*Opona odporna na  
przebicia (pełna)*



*XES070202*  
*Ciągi aluminiowe,  
anodyzowane*



*XES070203*  
*Ciągi aluminiowe,  
malowane proszkowo*



*XES070208*  
*Ciągi Maxgrepp*



*XES070211*  
*Ciągi Surge®*

Xenon² SA

● = Standard      ○ = Opcja bezpłatna      □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

OSŁONY NA SZPRYCHY (tylko dla kół 24")

XFF070831	☐	Przezroczysta						345 zł	
XFF070826	☐	Akwarela	XFF070815	☐	Grafika	XFF070804	☐	Bibbo	485 zł
XFF070810	☐	Fantastyka	XFF070813	☐	Galaktyka	XFF070805	☐	Ser	485 zł
XFF070823	☐	Księżniczka	XFF070808	☐	Tańczące misie	XFF070818	☐	Szaleństwo w dżungli	485 zł
XFF070816	☐	Szczęśliwe Lwy	XFF070832	☐	Podwodny świat	XFF070825	☐	Randolf	485 zł
XFF070819	☐	Małpki	XFF070821	☐	Piraci	XFF070811	☐	Pióro	485 zł
XFF070820	☐	Orient	XFF070824	☐	Wyścig	XFF070809	☐	Wyścig terenowy	485 zł
XFF070829	☐	Superbohater	XFF070814	☐	Graffiti	XFF070806	☐	Koło chromowane	485 zł
XFF070817	☐	Hot Wheels	XFF070802	☐	Koszykówka	XFF070803	☐	Koszykówka 2	485 zł
XFF070822	☐	Bilard	XFF070812	☐	Woda	XFF070828	☐	Kosmos	485 zł
XFF070827	☐	Jedwab	XFF070801	☐	Abstrakcja	XFF070807	☐	Kreatywność	485 zł
XFF070830	☐	Tygrys	XFF070833	☐	Zebra				485 zł

HAMULCE

XFF060001	●	Standardowe						Std.
XFF060002	□	Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan						165 zł
XFF060010		□ Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana						79 zł
XFF060003	□	Kompaktowe hamulce						160 zł

AKCESORIA

XFF090000	●	Zestaw narzędzi						Std.
XFF090025	□	Pompka						39 zł
XFF090024	□	Pompka wysokociśnieniowa (0 - 11 barów)						199 zł
XFF090020	□	Torba siatkowa						69 zł
XFF090030	□	Plecak						199 zł
XFF090019	□	Uchwyt caddy na torby						299 zł
XFF090026	□	Kieszka na telefon komórkowy						69 zł

KOLORY<sup>(1)</sup>

	Rama	Ciągi 170 zł	Piasta/Obręcz 470 zł	Krzyżak 470 zł		Rama	Ciągi 170 zł	Piasta/Obręcz 470 zł	Krzyżak 470 zł
01 Biały (RAL 9010)	○	□	□	□	26 Srebrna tekstura	○	□	□	□
02 Srebrny połyskujący	○	□	□	□	27 Grafitowy metalizowany	○	□	□	□
03 Srebrny matowy	○	□	□	□	28 Platynowy metalizowany	○	□	□	□
04 Srebrny	○	□	□	□	29 Czarny	○	□	□	□
06 Żółty słoneczny	○	□	□	□	31 Czarny matowy	○	□	□	□
07 Jasnozielony połyskujący	○	□	□	□	32 Śnieżnobiały	○	□	□	□
08 Jasnozielony matowy	○	□	□	□	33 Różowy	○	□	□	□
14 Niebieski	○	□	□	□	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	○	□	□	□
15 Ciemnoniebieski połyskujący	○	□	□	□	35 Błękit nieba metalizowany	○	□	□	□
16 Ciemnoniebieski matowy	○	□	□	□	36 Cyjan metalizowany	○	□	□	□
19 Fioletowy połyskujący	○	□	□	□	37 Pomarańczowy metalizowany	○	□	□	□
20 Fioletowy matowy	○	□	□	□	39 Cappuccino metalizowany	○	□	□	□
21 Czerwony rubinowy	○	□	□	□	40 Kiwi metalizowany	○	□	□	□
22 Jasnoczerwony	○	□	□	□	41 Różowy metalizowany z brokatem	○	□	□	□
23 Czerwono-malinowy matowy	○	□	□	□	42 Antracyt matowy	○	□	□	□
24 Pomarańczowy połyskujący	○	□	□	□	43 Niebieski lazurowy	○	□	□	□
					Koło lekkie, tylne, anodyzowane, pomarańczowe			□	(2)
					Koło lekkie, tylne, anodyzowane, niebieskie			□	(2)
					Koło lekkie, tylne, anodyzowane, czerwone			□	(2)

KOLORY NAKLEJEK

XES100550	○	czarne (3)
XES100551	○	srebrne
XES100552	○	pomarańczowe
XES100553	○	czerwone
XES100554	○	niebieskie

(1) Ciągi: dostępne tylko dla ciągów malowanych proszkowo w kolorze; Ciągi/piasta: dostępne tylko z kołami Uniwersalnymi

(2) dostępne tylko z kołami lekkimi 24", z piastą i ciągami anodyzowanymi, z czarnymi szprychami

(2) na osłonach z włókna węglowego tylko ze srebrną naklejką Quickie



XES060001  
Hamulec standardowy



XES060002  
Dźwignia blokady  
hamulca na wysokości  
kolan



XES060003  
Hamulec kompaktowy



XES090000  
Zestaw narzędzi



XES090024  
Pompka  
wysokociśnieniowa



XES090025  
Pompka



XES090030  
Plecak



XES090019  
Uchwyt Caddy na torby



XES090026  
Kieszka na telefon komórkowy

Xenon<sup>2</sup> SA

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

Cena brutto w zł

**UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH**



<b>Quickie Xenon<sup>2</sup> SA - cena podstawowa</b>	<b>8 200,00 zł</b>
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
B4M	
<b>Cena całkowita brutto</b>	

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.  
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź  
Tel.: 42 275 83 38  
Faks: 42 209 35 23

E-mail: [pl@sunrisemedical.pl](mailto:pl@sunrisemedical.pl)

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)  
© Sunrise Medical 2018 14/14