



**Należy stosować się do następującej metody pomiaru:**

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.


**Szerokość siedziska (SS):**

**a) Pomiar użytkownika:**

Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

**b) Pomiar wózka:**

Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.




**Głębokość siedziska (GS):**

**a) Pomiar użytkownika:**

Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.

**b) Pomiar wózka:**

Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.



**Wysokość oparcia (WO):**


**a) Pomiar użytkownika:**

Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

**Uwaga:** Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

**b) Pomiar wózka:**

Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.



**Długość podudzia (LLL):**

**a) Pomiar użytkownika:**

Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

**b) Pomiar wózka:**

Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.

**Należy pamiętać:** o uwzględnieniu wysokości poduszki.

**Szerokość całkowita:**

Maks. wysokość

Maks. wysokość

**Waga:**

Minimalna waga

ok .....kg

**24" koła tylne**

Dla pochylenie kół tylnych 0°:

Dla pochylenie kół tylnych 3°:

With drum brake +2 cm

**Wymiary złożonego wózka:**

z kołami tylnymi

bez kół tylnych

Ustawienia powyższego wózka: GS 42 cm i koła tylne 24"

Możliwe ustawienia wysokości siedziska. **WAŻNE:** mierzone bez poduszki!

**Wózek std 40,5 x 40,5 cm, pochylenie kół 0°, środek ciężkości +5 cm, kąt siedziska 3°**

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm


● = Standard      ○ = Opcja bezpłatna      □ = Opcja płatna

						R. Nr.	Cena brutto
<b>Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna</b>							
HEL030146	a) Kompozyt piankowy:	Grubość	HEL030147	□ 3 cm	HEL030148	□ 5 cm	(średnio miękka) 225 zł
HEL030149	b) Lateks:	Grubość	HEL030150	□ 5 cm	HEL030151	□ 8 cm	(bardzo miękka) 225 zł
<b>Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym / oddychającym</b>							
HEL030152	a) Kompozyt piankowy:	Grubość	HEL030153	□ 3 cm	HEL030154	□ 5 cm	(średnio miękka) 380 zł
HEL030155	b) Lateks:	Grubość	HEL030156	□ 5 cm	HEL030157	□ 8 cm	(bardzo miękka) 380 zł
<b>Poduszki Jay</b>							
JAY020002	□ JAY Basic						515 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P						725 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa						1 010 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa						1 150 zł
JAY020004	□ JAY Lite						1 255 zł
<b>Akcesoria siedziska</b>							
HEL090015	□ Pas stabilizujący						210 zł
HEL030130	□ Dodatkowy pokrowiec na poduszkę				(tylko w połączeniu z: HEL030146 - HEL030157)		155 zł


<b>OPARCIE</b>							
<b>Rama oparcia</b>							
HEL040301	● Standardowa (41; 43,5; 46 cm)						STD
HEL040302	□ Oparcie składane do połowy (41; 43,5; 46 cm)						305 zł
HEL040303	□ Oparcie z regulacją kąta (RubiX) -5°; 0°, 5°, 10°.15°,20° (ustawienie standardowe 5°)						115 zł
HEL040304	□ Oparcie z regulacją kąta -5°; 0°, 5°, 10°.15°,20° (ustawienie standardowe 5°)						115 zł
	wysokość:	□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5	□ 45	□ 47,5 □ 50 cm
HEC040305	□ Pochylane oparcie (silownik gazowy)						680 zł
HEL040037	□ Oparcie wydłużone				(niedostępne z oparciem z regulacją kąta)		340 zł
<b>Rączki do prowadzenia</b>							
HEL040039	● Standardowe rączki do prowadzenia						STD
HEL040038	□ Zintegrowane rączki do prowadzenia z regulacją wysokości				(tylko z oparciem standardowym; standard dla oprarcia z regulacją kąta (RubiX))		480 zł
HEL040035	□ Mocowanie dla rączek do prowadzenia z regulacją wysokości				(tylko z oparciem z regulacją kąta (Helix))		STD
HEL040036	□ Poprzeczka stabilizująca oparcia, odchylana				(stosowana wraz z zagłówkiem)		270 zł
HEL040030	□ Automatycznie składana poprzeczka stabilizująca oparcia						345 zł
HEL040031	□ Zagłówek (wraz z poprzeczką stabilizującą)				(niedostępny z automatycznie składaną poprzeczką stabilizującą oparcia)		765 zł
<b>Tapicerka oparcia</b>							
HEL040227	● Regulowana tapicerka oparcia (4 pasy)				(niedostępne dla oparc Jay3)		0 zł
HEL040228	● Regulowana tapicerka oparcia (7 pasów)				(niedostępne dla oparc Jay3)		STD
HEL040111	□ Bez tapicerki oparcia						-83 zł
<b>Oparcia JAY Comfort</b>							
JCL030001	□ Oparcie komfortowe (Belgia)						450 zł
JCL030002	□ Oparcie komfortowe (Wysokość 50 cm) - Pro Skin						450 zł
JCL030003	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 50 cm)						450 zł
JCL030004	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 50 cm)						450 zł
JCL030005	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), pasy velcro						1 145 zł
JCL030006	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), pasy velcro						1 145 zł
JCL030007	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), webbed						1 145 zł
JCL030008	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof(Wysokość 57 cm), webbed						1 145 zł
JCL030009	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchrubber						1 390 zł
JCL030010	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm); stretchstof						1 390 zł
JCL030011	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm), Stretchrubber						1 445 zł
JCL030012	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57cm), Stretchrubber						1 445 zł
<b>OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay</b>							
<i>niedostępne dla wersji XL, niedostępne z poprzeczką stabilizującą</i>							
<b>Oparcie Jay 3 – płytki kontur</b>							
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:		MT	SC	□	JAY030010	M - 34 cm	□ JAY030033 T - 38 cm 3 325 zł
		MT	MC	□	JAY030011	M - 34 cm	□ JAY030018 T - 38 cm 3 325 zł
<b>Oparcie Jay 3 – średni kontur</b>							
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:							
UT SC		□	JAY030012	S - 42 cm	□	JAY030019	M - 46 cm □ JAY030025 T - 50 cm 3 325 zł
UT MC		□	JAY030013	S - 42 cm	□	JAY030020	M - 46 cm □ JAY030026 T - 50 cm 3 325 zł
UT DC		□	JAY030014	S - 42 cm	□	JAY030021	M - 46 cm □ JAY030030 T - 50 cm 3 325 zł
UT PDC					□	JAY030031	M - 46 cm 3 325 zł
<b>Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur</b>							
Górna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:							
SH SC		□	JAY030015	S - 53 cm	□	JAY030022	M - 57 cm □ JAY030028 T - 61 cm 3 325 zł
SH MC		□	JAY030016	S - 53 cm	□	JAY030023	M - 57 cm □ JAY030029 T - 61 cm 3 325 zł
SH DC		□	JAY030017	S - 53 cm	□	JAY030024	M - 57 cm □ JAY030030 T - 61 cm 3 325 zł
SH PDC		□	JAY030032	S - 53 cm			3 325 zł
<b>Akcesoria do oparc JAY</b>							
WHT030416	□ Zagłówek standardowy AXYS						1 565 zł
WHT030415	□ Zagłówek odchylany COBRA XTRA				(tylko z oparciami Jay 3)		1 175 zł
JAY030005	□ Odchylane peloty Jay 3 (para) H 10 x 12 J3LAT1012SALH & RH				(tylko z oparciami Jay 3)		790 zł
JCL040001	□ Jay Comfort: standardowy zagłówek komfortowy				(tylko z oparciami Jay Comfort)		670 zł
JCL040002	□ Jay Comfort: elastyczny zagłówek komfortowy				(tylko z oparciami Jay Comfort)		670 zł

<b>PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE</b>							
<b>Podłokietniki</b>							
<i>(proszę wybrać tylko jedną opcję, podłokietniki lub osłony boczne)</i>							
HEL060100	● Standardowe podłokietniki 32 cm				(przesuwana podkładka, niedostępne przy głęb. siedziska 51 cm)		STD
HEL060101	□ Podłokietniki o regulowanej wysokości 32 cm				(przesuwana podkładka, niedostępne przy głęb. siedziska 51 cm)		350 zł
HEL060102	□ Jednostłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości				(typ RubiX, rekomendowany dla głęb. siedziska 51 cm)		350 zł
<b>Poduszka podłokietnika 32 cm</b>							
<i>(poduszka przesuwana)</i>							
<b>Jednostłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości</b>							
<i>(typu Q2)</i>							
HEL060107	□ Poduszka 25cm (dług. pod stolik)		HEL060108	□ Poduszka 36cm (dług. całkowita)			600 zł
HEL060103	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)				(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)		840 zł
HEL060104	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)				(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)		1 680 zł
HEL060105	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)				(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)		840 zł
HEL060106	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)				(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)		1 680 zł
<b>Osłony boczne</b>							
HEL060109	○ Kompozytowe typu Quickie						
HEL060110	Aluminiowe z błotnikiem	□	czerwony połyskujący	□	srebrny połyskujący	□	czarny połyskujący 610 zł
HEL060111	Aluminiowe bez błotnika	□	czerwony połyskujący	□	srebrny połyskujący	□	czarny połyskujący 345 zł
<b>Opcje dodatkowe</b>							
HEL090006	□ Nasuwany stolik						655 zł
Odchylany stolik		HEL090007	□ lewy	lub	□ prawy	HEL090008	900 zł
							odwiedź naszą stronę internetową <a href="http://www.sunrise-medical.pl">www.sunrise-medical.pl</a> © Sunrise Medical 2021 3/6


## Środek ciężkości(COG)




+ 2,5 cm




+ 5 cm  
**Standard Setting**




+ 7,5 cm



0 cm




- 2,5 cm



- 5 cm

W celu uzyskania dodatkowych informacji,  
proszę odwiedzić naszą stronę internetową  
[www.sunrise-medical.pl](http://www.sunrise-medical.pl)  
© Sunrise Medical 2021 5/6

● = Standard    ○ = Opcja bezpłatna    □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto
<b>HAMULCE</b> (choose only one option)			
HEL070800	● Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		STD
HEL070801	□ Przedłużka dźwigni hamulca		89 zł
HEL070802	□ Hamulce bębnowe		570 zł
Hamulce blokowane jedną ręką			
HEL070803	□ prawą    □ HEL070804 lewą		545 zł
<b>AKCESORIA</b>			
HEL090005	○ Zestaw narzędzi		0 zł
HEL090017	□ Caddy (podpórka pod torbę)		330 zł
HEL090009	□ Czarny plecak na akcesoria		220 zł
HEL090010	□ Pompka		49 zł
<b>KOLORY</b>			
<b>Rama / podnóżki</b> (płyta osi zawsze w kolorze ramy)			
HEL030001	○ RubiX niebieski		0 zł
HEL030002	○ Czerwony połyskujący		0 zł
HEL030003	○ Srebrny połyskujący		0 zł
HEL030004	○ Czarny (Ral 9005)		0 zł
<b>UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:</b>			
			
<b>HeliX<sup>2</sup> - Cena podstawowa brutto</b>		3 300 zł	
Cena opcji brutto		zł	
Koszt pakowania i transportu			
B4M			
<b>Cena całkowita brutto</b>		zł	
<b>Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.</b> ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. 42 275 83 38 Fax. 42 209 35 23		W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową <a href="http://www.sunrise-medical.pl">www.sunrise-medical.pl</a> © Sunrise Medical 2021 6/6	
E-mail: <a href="mailto:pl@sunrisemedical.de">pl@sunrisemedical.de</a>			