



SUNRISE
MEDICAL.

STERLING

S400

Ref. 1/2024 (Obowiązuje do 31/13/2024)

Faktura dla:
Nazwa firmy / Nazwisko i imię:
Ulica:
Miasto: Kod-pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:



Dostarczyć do:
Nazwa firmy / Nazwisko i imię:
Ulica:
Miasto: Kod-pocztowy:
E-Mail:
Tel: Faks:

Data zamówienia:
Zamówienie nr:
Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:
Nr zamówienia Sunrise:

☐ Zamówienie ☐ Obliczenie ☐ B4M

Cena podstawowa brutto: 10 300,00 zł
Nr art.: 22200001

Maks. masa ciała Użytkownika 136 kg
MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja aby zapewnić prawidłową konfigurację

Skuter S-Series - S400 - 6 km/h

Prędkość	Kolor	Rozmiar kół
• 6 km/h	• Srebrny metalizowany	• 10" / 25 cm czarne pneumatyczne
Oświetlenie LED	Regulowana kolumna kierownicza	Panel z wyświetlaczem (skuter)
• Przednie światło, przednie/tylne kierunkowskazy, światło stopu, światła postojowe	• amortyzator gazowy z łatwym dostosowaniem kąta, kierownica w kształcie trójkąta	• miękkie przyciski sterujące z LED, wskaźnik naładowania akumulatora
Panel sterujący (Użytkownik)	Hamowanie	Zawieszenie
• konstrukcja typu WIG WAG (wahadła), sterowanie za pomocą jednego palca	• hamulce tarczowe, uchwyt z funkcją blokowania	• przednie/tylne amortyzowane z regulacją
Akumulatory	Ładowarka	Bagażnik
• 38 Ah x 2 (nie wymaga konserwacji)	• 5 A, z gniazdem wmontowanym w kolumnę kierowniczą	• Zdejmowany koszyk montowany z przodu, kieszeń w siedzeniu
Siedzisko, wymiary 46 cm x 46 cm		
• Komfortowe siedzisko ze sportową tapicerką	• Podłokietniki: szerokość, głębokość, regulowany kąt	• Zagłówek
• Regulacja pochylenia	• Komfortowe podłokietniki, podnoszone	• Siedzisko obrotowe
• Regulacja wysokości 45-50 cm, 3 pozycje	• Zabezpieczający pas biodrowy	• Uchwyt rączka na akcesoria
Zabezpieczenia		
• Przednie i tylne zderzaki	• Boczne i tylne światła	• Kółka antywywrotne
• Karbonowe lusterka (lewe/prawe)	• Włącznik z kluczykiem	

AKCESORIA

Numer części & opis	Ilość	Cena brutto w PLN
<input type="checkbox"/> 22219098 Pokrowiec na skuter		462,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219097 Pokrowiec na siedzisko (całosezonowy)		168,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219099 Pokrowiec na nogi		462,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219100 Peleryna (całosezonowa)		593,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219094 Uchwyt na kule (montowany z tyłu siedziska)		593,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219095 Uchwyt na kule (montowany z tyłu do zderzaka)		152,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219093 Uchwyt na zbiornik z tlenem		378,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219092 Torba (montowana do siedziska)		420,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219096 Uchwyt balkonik		1 155,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219103 Zewnętrzna ładowarka (do zapasowych akumulatorów)		304,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219105 STVZO trójkąt bezpieczeństwa (Niemcy)		373,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219106 Obciążenie zawieszenia		120,00 zł
<input type="checkbox"/> 22219107 Opony pełne (komplet 4 szt.)		2 430,00 zł

Sterling S400 - Cena podstawowa brutto 10 300,00 zł

Cena opcji brutto

Opakowanie i transport

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. 42 275 83 38
Fax. 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemediacal.de
www.sunrise-medical.pl
BDO 000045350



www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2021 1/1

Wszystkie ceny zawierają 8% podatek VAT

Potwierdzam zgodność z zamówieniem.

Data / Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

Data / Podpis