

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej: 15.900,00 zł. brutto

- ☐ S.19.01.00 (P130C.00) Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych
- ☐ S.22.01.01 (P131B.01) Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2 x 180 W	zasięg do 30 km	-
--------------------------	-----	--------	-------------------	-----------------	---

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość tapicerki siedziska 430cm; płynna regulacja szerokości pomiędzy boczками w zakresie 380-500mm	-
<input type="checkbox"/>	43	szerokość tapicerki siedziska 430cm; płynna regulacja szerokości pomiędzy boczками w zakresie 430-550mm	-

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	738	standardowa tapicerka siedziska tekstylna; 15mm gąbka obszyta materiałem; czarna	-
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska wysokość 30mm; gąbka obszycie kodura czarna	150,00
<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska wysokość 30mm; gąbka obszycie kodura <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska wysokość 50mm; gąbka obszycie kodura <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka siedziska wysokość 30mm; gąbka obszycie dzianina oddychająca <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka siedziska wysokość 50mm; gąbka obszycie dzianina oddychająca <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	9868	poduszka siedziska składana; obszycie kodura; czarna; <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm	200,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana; wysokość 50mm; obszycie dzianina dystansowa <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, gąbkowy; wszyty na stałe do poduszki siedziska wraz z biodrowym pasem bezpieczeństwa <div>wysokość poduszki siedziska <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm <input type="checkbox"/> 50mm</div>	350,00

Oparcie pleców

<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 400mm	-
<input type="checkbox"/>	OD-256	przedłużenie oparcia pleców o 300mm	300,00
<input type="checkbox"/>	737	standardowa tapicerka oparcia pleców; gąbka 15mm; obszyta materiałem tekstylnym; czarna	-
		tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami	
<input type="checkbox"/>	575	<input type="checkbox"/> 736 kodura czarna	300,00
		<input type="checkbox"/> 10321 kodura <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	350,00
		<input type="checkbox"/> 10735 dzianina oddychająca <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	350,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon naszyta na zewnętrznej części tapicerki pleców	100,00

Poduszki oparcia pleców NETTI (TYLKO DLA OPARCIA PLECÓW KOD 575); poduszki NETTI pomniejsza głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	344702	poduszka parcia pleców Netti UNO Back; 400x500mm (szerokośćxwysokość); stabilizacja boczna 100mm - tapicerka oddychająca	450,00
<input type="checkbox"/>	344902	poduszka parcia pleców Netti UNO Back; 400x500mm (szerokośćxwysokość); stabilizacja boczna 100mm - tapicerka łatwozmywalna	450,00
<input type="checkbox"/>	357307	poduszka oparcia pleców Netti Smart 430x500mm; stabilizacja boczna 120mm - tapicerka oddychająca	700,00
<input type="checkbox"/>	358307	poduszka oparcia pleców Netti Smart 430x500mm; stabilizacja boczna 120mm - tapicerka łatwozmywalna	700,00
<input type="checkbox"/>	367307	poduszka oparcia pleców Netti STABIL 430x500mm; stabilizacja boczna 170mm - tapicerka oddychająca	700,00
<input type="checkbox"/>	368307	poduszka oparcia pleców Netti STABIL 430x500mm; stabilizacja boczna 170mm - tapicerka łatwozmywalna	700,00
<input type="checkbox"/>	377304	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL 430x500mm; stabilizacja boczna 170mm usztywniona - tapicerka oddychająca	750,00
<input type="checkbox"/>	378304	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL 430x500mm; stabilizacja boczna 170mm usztywniona- tapicerka łatwozmywalna	750,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	26	ręczna regulacja kąta oparcia przy pomocy sprężyn gazowych do 30°	2.000,00
--------------------------	----	---	----------

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	150,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 450mm	350,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek składany z wózkiem	650,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczek standardowy, z osłoną ubania z plexi w kolorze czarnym; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik	-
--------------------------	-----	--	---

Podnóżki (wyjmowane i odchylane)

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	400,00


Podnóżki (wyjmowane i odchylane)

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; ; regulacja kąta; głębokość stopnia 160mm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja głębokości i kąta; głębokość płyty 150mm	800,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszek:
kod 798 w zakresie 360-500mm
kod 54 w zakresie 380-480mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



<input type="checkbox"/>	10543780822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	1060267	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	400,00

Kółka przednie 8" (200x50)

<input type="checkbox"/>	157/481	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	157/900	pełne	250,00

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni.

Koła tylne 12,5" (320x60)

<input type="checkbox"/>	815/482	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	815/904	pełne	700,00

Akumulatory

<input type="checkbox"/>	4696	38Ah (5h), 45Ah (20h); żelowe; demontaż akumulatorów do złożenia wózka bez użycia narzędzi	-
<input type="checkbox"/>	731	ładowarka 24V; 6A	-

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-

Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	z regulacją długości (przód - tył)	-
<input type="checkbox"/>	4860	z regulacją długości, wysokości - odchylany (pantograf)	600,00

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe	1.600,00
--------------------------	-----	---------------------	----------

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
--------------------------	------	---------	---

Dodatki

<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	150,00
<input type="checkbox"/>	2033	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową	100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszeń na drobiazgi mocowana na rzep do siedziska z przodu wózka	150,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki TYLKO Z ODCHYLANYM UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860	600,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	3075802	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

UWAGI