

Formularz zamówienia

FLASH

wózek inwalidzki dziecięcy specjalny, model
1.135, wersja Junior



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych
klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

14.9000,00 zł brutto**S.15.02.01.10**
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

1 Rama wózka

<input type="checkbox"/>	351	rama MIDI;	koła tylne 22" (560mm) szerokość siedziska: 240-300mm	długość ramy: 470 mm głębokość siedziska: 240-300mm	-
<input type="checkbox"/>	352	rama MAXI;	koła tylne 24" (610mm) szerokość siedziska: 240-400mm	długość ramy: 560 mm; głębokość siedziska: 320-400mm	-

2 Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	124	240mm			-
<input type="checkbox"/>	126	260mm			-
<input type="checkbox"/>	28	280mm			-
<input type="checkbox"/>	30	300mm			-
<input type="checkbox"/>	32	320mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	34	340mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	36	360mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	38	380mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	40	400mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-




3 Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	524	240mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	526	260mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	528	280mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	390	300mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	392	320mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	394	340mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	366	360mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	368	380mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	615	400mm	⚠	TYLKO Z RAMĄ MAXI - KOD 352	-


4 Wysokość oparcia pleców (bez poduszki)

<input type="checkbox"/>	620	250mm		-
<input type="checkbox"/>	625	300mm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 25mm tylko przy rączkach regulowanych na wysokość - kod 502	-
<input type="checkbox"/>	631	350mm		-
<input type="checkbox"/>	632	400mm		-

5 Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	06-3554	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy z klamrą plastikową  TYLKO Z SZTANGĄ KOD 809	200,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek; montowany na barierce oparcia pleców; regulowane: wysokość, głębokość oraz kąt  NIE ZALECANY Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25mm; TYLKO Z RĄCZKAMI KOD 502	2.100,00
<input type="checkbox"/>	809	składana sztanga poprzeczna, zdejmowana; z regulacją wysokości  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI DLA OPIEKUNA KOD 706	1.200,00

6 Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie, anatomiczne rączki do pchania wózka, stałe	-
<input type="checkbox"/>	502	krótkie rączki z regulacją wysokości do 300mm	400,00
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia +/- 15°, skokowo co 5°;  TYLKO Z RĄCZKAMI KOD 502	2.100,00

7

Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska)

widelec krótki			widelec średni			widelec długi		
<input type="checkbox"/> 100mm	<input type="checkbox"/> 390	<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 410	<input type="checkbox"/> 420	<input type="checkbox"/> 430	<input type="checkbox"/> 440	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 460
<input type="checkbox"/> 125mm	<input type="checkbox"/> 410		<input type="checkbox"/> 420	<input type="checkbox"/> 430	<input type="checkbox"/> 440	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 460	<input type="checkbox"/> 470
<input type="checkbox"/> 142mm	<input type="checkbox"/> 430		<input type="checkbox"/> 440	<input type="checkbox"/> 450		<input type="checkbox"/> 460	<input type="checkbox"/> 470	<input type="checkbox"/> 480

**TYLKO RAMA MAXI**

8

Koła przednie

<input type="checkbox"/>	151	100mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	-
<input type="checkbox"/>	153	125mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	-
<input type="checkbox"/>	327	142mm	pełne, miękka guma	felga z tworzywa, czarna	tylko rama MAXI -
<input type="checkbox"/>	1068963	100mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	świecące 300,00
<input type="checkbox"/>	1072385	100mm	pełne, twarda guma	felga aluminiowa, srebrna	500,00
<input type="checkbox"/>	1072386	125mm	pełne, twarda guma	felga aluminiowa, srebrna	600,00


9

Tylna wysokość siedziska

			360	380	390	400	410	420	430	440	450	470
<input type="checkbox"/>	22"	rama MIDI 351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	24"	rama MAXI 352			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10


Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe, wypinane							22"	24"	-
<input type="checkbox"/>	752	koła lekkie, redukcja wagi wózka o 660g							22"	24"	850,00
		 TYLKO Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494 ORAZ OGUMIENIEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM									
<input type="checkbox"/>	1068705	SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe oraz ciąg aluminiowy							24"	na zapytanie	
		nie łączyć z odblaskami na koła - KOD 819 oraz osłonami na szprychy									
<input type="checkbox"/>	1068707	koła terenowe CROSS, ogumienie terenowe, ciąg ze stali nierdzewnej							24 x 1,75"	na zapytanie	

11 Ogumienie kół tylnych (dla kół standardowych - KOD 651)

<input type="checkbox"/>	496	wysokociśnieniowe (8 bar), szare	22x1"	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	897	wysokociśnieniowe Marathon Plus o zwiększonej odporności na przebicie, czarne	22x1"	24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	902	pełne z pianki PU	22x1"	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	ON-2	Schwalbe Right-Run, czerwono-czarne		24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	Schwalbe Right-Run, niebiesko-czarne		24x1"	150,00

12 Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	stal polerowana		24x1"	-
<input type="checkbox"/>	494	aluminium	22x1"	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp ciąg specjalny dla tetraplegików		24x1"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	492	Maxxgripp Ergo z silikonem między ciągiem a felgą  NIE ŁĄCZYĆ Z ODLEGŁOŚCIĄ CIĄGU OD KOŁA 25MM - KOD 693 ORAZ OSŁONAMI NA SZPRYCHY	22x1"	24x1"	2.400,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)			-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)			-
<input type="checkbox"/>	166	nakładka silikonowa, gładka, czarna	22x1"	24x1"	350,00


13 Kamber kół tylnych

<input type="checkbox"/>	423	0°	-
<input type="checkbox"/>	447	3°	-
<input type="checkbox"/>	454	6°	-

14 Montaż kół tylnych

pozycja	aktywny		pośredni		pasywny	
	1		2	3	4	
odległość od przedniej krawędzi rurki oparcia do szybkozłączki	<input type="checkbox"/> 70 mm		<input type="checkbox"/> 55 mm	<input type="checkbox"/> 40 mm	<input type="checkbox"/> 25 mm	

15 Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	dociskowe dla użytkownika wózka	-
<input type="checkbox"/>	706	bębnowe dla opiekuna  TYLKO Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI - KOD 494, OGUMIENIEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM - KOD 496 I RĄCZKAMI REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ - KOD 502	1.800,00
<input type="checkbox"/>	73	dźwignie hamulców zamontowane w boczku kod 100	2.500,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie hamulców	200,00

16 Boczki

<input type="checkbox"/>	100	aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem	-
<input type="checkbox"/>	748	aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem oraz podłokietnikiem regulowanym na wysokość	750,00


17 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	55/128	stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 200mm; długość podudzia: rama MIDI: 200-290 mm, rama MAXI: 250-320mm	-
<input type="checkbox"/>	55/762	stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 200mm; długość podudzia: rama MAXI: 330-440 mm	-

Podaj długość podudzia
w zakresie:

- dla kodu 55/128 przy ramie MIDI: 200-290mm
- dla kodu 55/128 przy ramie MAXI: 250-320mm
- dla kodu 55/762 przy ramie MAXI: 330-440mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.




<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	450,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	350,00
<input type="checkbox"/>	664	blokada stopnia podnóżka	2.400,00


18 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik z efektem REFLEX	<input type="checkbox"/>	4066	czerwony	-
<input type="checkbox"/>	206	czarny połysk	<input type="checkbox"/>	224	ciemny niebieski metalik	-

19 System siedziska

<input type="checkbox"/>	738	standardowa tapicerka siedziska, gąbka 15mm; obszycie czarna kodura	-
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska gąbkowa 30 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki dzianiną dystansową (oddychającą) <input type="checkbox"/> czarne <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe	-
<input type="checkbox"/>	948	anatomiczna poduszka siedziska, grubość 30mm, gąbkowa;  TYLKO Z ANATOMICZNYM OPARCIEM PLECÓW - KOD 940 I 949	150,00
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi	250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy tekstylny z przekładką siedziska (niezalecany z poduszką siedziska)	400,00

20 System oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	735/292	tapicerka oparcia pleców oddychająca z regulacją napiętości pasami rzepowymi w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	OR-1	obszycie oparcia dzianiną dystansową (oddychającą) <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe <input type="checkbox"/> dwukolorowe	-
<input type="checkbox"/>	940/949	anatomiczna poduszka oparcia pleców wraz z demontowaną płytą aluminiową w kolorze ramy przy zamówieniu tej opcji pobierz formularz pomiarów płyty  TYLKO Z SYSTEMEM SIEDZISKA - KOD 948	1.900,00

21 Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	standardowo 1 szt.	<input type="checkbox"/> 729 - lewe <input type="checkbox"/> 730 - prawe	-
<input type="checkbox"/>	dodatkowe (drugie) kółko podporowe (para kółek zamontowanych w wózku) - KOD 728		200,00

22 Wąsy tylne

<input type="checkbox"/>	309	1 szt.	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy	100,00/szt.
--------------------------	-----	--------	--	-------------

23 Osłony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste	400,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	350,00

24 Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	-
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny ⚠️ TYLKO Z BOCZKIEM Z PODŁOKIETNIKIEM - KOD 748	1.700,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	-
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy, MEYRA	350,00
<input type="checkbox"/>	205029500	deska do przesiadania się	300,00
<input type="checkbox"/>	DW-10	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	250,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka