

## Formularz zamówienia

## SMART F

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 2.360

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 2.360 wersja Junior

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 2.360 wersja Hemi



## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

**12.400,00 zł. brutto**☐**S.15.01.00.12**  
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

**PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**☐**S.15.02.01.10**  
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

**PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**☐**S.16.01.00**  
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych;

**Patrz: system ciągów jednostronnych kod 871 - punkt 12**



1

Rama wózka

<input type="checkbox"/>	351	rama krótka	głębokość siedziska:	380-420mm	długość całkowita wózka	880-950mm	-
<input type="checkbox"/>	352	rama średnia	głębokość siedziska:	440-460mm	długość całkowita wózka	920-950mm	-
<input type="checkbox"/>	353	rama długa	głębokość siedziska:	480-500mm	długość całkowita wózka	960-1030mm	1.000,00

2

Rama przednia

<input type="checkbox"/>	346	rama standardowa wózka; kąt ramy przedniej 101°	-
<input type="checkbox"/>	347	rama kompaktowa wózka; kąt ramy przedniej 94°  <b>TYLKO Z RAMĄ PRZEDNIĄ ZWĘŻANĄ - KOD 4950</b> <b>MINIMALNA RÓŻNICA POMIĘDZY PRZEDNIĄ I TYLNĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 20mm</b>	200,00
<input type="checkbox"/>	4950	rama przednia zwężana (10mm na stronę)	-
<input type="checkbox"/>	4959	rama przednia prosta  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ PRZEDNIĄ KOMPAKTOWĄ - KOD 347</b>	150,00

	krótka			średnia		długa	
głębokość kod	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
głębokość	380mm	400mm	420 mm	440mm	460mm	480mm	500mm
szerokość							
320mm (C-32)	<input type="checkbox"/> 550,00	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 600,00	<input type="checkbox"/> 650,00
340mm (C-34)	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 550,00	<input type="checkbox"/> 600,00
360mm (C-36)	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
380mm (C-38)	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
400mm (C-40)	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
420mm (C-342)	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
440mm (C-344)	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,0
460mm (C-46)	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
480mm (C-48)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 50,00	<input type="checkbox"/> 50,00	<input type="checkbox"/> 50,00	<input type="checkbox"/> 50,00	<input type="checkbox"/> 350,00	<input type="checkbox"/> 400,00
500mm (C-350)	<input type="checkbox"/> 400,00	<input type="checkbox"/> 150,00	<input type="checkbox"/> 150,00	<input type="checkbox"/> 150,00	<input type="checkbox"/> 150,00	<input type="checkbox"/> 450,00	<input type="checkbox"/> 500,00
520mm (C-952)	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 250,00	<input type="checkbox"/> 550,00	<input type="checkbox"/> 600,00



**Szerokość siedziska:** wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczków

**Głębokość siedziska:** wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

3

Wysokość oparcia pleców

(wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki); tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 250mm  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 140</b>		-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 300mm	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 350mm		-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 400mm	możliwość podwyższenia wysokości oparcia pleców o +25mm	-
<input type="checkbox"/>	633	wysokość oparcia pleców 450mm		-
<input type="checkbox"/>	637	wysokość oparcia pleców 500mm  <b>TYLKO Z KRÓTKIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 410</b>		350,00

## 4

## Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty małe, para; ⚠ TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400mm	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra plastikowa ⚠ TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 412) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814)	200,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra samochodowa ⚠ TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI (KOD 412) ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ (KOD 814)	450,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	913	zagiłówek MEYRA mały montowany na sztandze poprzecznej; ⚠ TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI KOD 412 ORAZ SZTANGĄ KOD 814	650,00



## Zagiłówki Netti









TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410  
TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814

NETTI: zagiłówek głębokii, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagiłówek głębokii, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagiłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagiłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagiłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagiłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

## 5 Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	621	oparcie proste	-
<input type="checkbox"/>	622	oparcie z delikatnym wygięciem na wysokości podłokietnika  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 300mm	-
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/- 15°, skokowo co 5° TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 300mm  TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KRÓTKIMI (KOD 410) LUB DŁUGIMI (KOD 412) NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI Z RURKI - KOD 24	750,00

## 6 Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie rączki do pchania wózka  NIE ŁĄCZYĆ Z: SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 ORAZ ZAGŁÓWKAMI HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	-
<input type="checkbox"/>	412	długie rączki do pchania wózka	150,00
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka przy oparciu pleców o wysokości od 300mm	-
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +150mm; montaż do rurki oparcia pleców  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 NIE ŁĄCZYĆ Z SKŁADANĄ SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 238 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 140 I 141	750,00
<input type="checkbox"/>	140	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +100mm; rączki wysuwane z rurek oparcia pleców  NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA 250mm - KOD 620 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI - KOD 141	1.200,00
<input type="checkbox"/>	141	składane rączki do prowadzenia wózka  TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW PROSTYM - KOD 621 NIE ŁĄCZYĆ Z INNYM MODELEM RĄCZEK DO PROWADZENIA WÓZKA NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	450,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna montowana do rączek;  TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 412 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI - KOD 502	650,00
<input type="checkbox"/>	238	sztanga poprzeczna składana z wózkiem  NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 502	850,00

7

## Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

		440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
<input type="checkbox"/>	kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>	kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	kółka przednie 142mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

8

## Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	151	kółka 100x32mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125x32 mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	327	kółka 142mm, miękka guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa			150,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			400,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			450,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze.			300,00

9

Tylna wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

			400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
<input type="checkbox"/>	61/895	koła tylne 24x1"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				-
<input type="checkbox"/>	61/896	koła tylne 24x1 3/8"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>	68/895	koła tylne 25x1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-

☐






tylna wysokość siedziska przy kącie nachylania kół tylnych 3 stopni lub przy montażu kół tylnych z hamulcami bębnowymi dla opiekuna

10

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego)









		AKTYWNY			POŚREDNI		PASYWNY		
dystans	<input type="checkbox"/> 100mm	<input type="checkbox"/> 90mm	<input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 70mm	<input type="checkbox"/> 60mm	<input type="checkbox"/> 50mm	<input type="checkbox"/> 40mm		-
<input type="checkbox"/>	992	wzmocniony VARIOBLOCK - wymagany przy montażu specjalistycznych napędów dodatkowych marki AMBER; zalecany przy użytkowaniu wózka z dodatkowymi napędami elektrycznymi; <u>varioblock powoduje zwiększenie całkowitej szerokości wózka o ok 20-30mm</u>							700,00
		<div><div>!</div><div>TYLKO Z BOCZKAMI KOD 81 LUB 84</div><div>TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423</div><div>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI - KOD 2595</div></div>							

## 11 Koła tylne



<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI (KOD 706) ORAZ SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH (KOD 871)</b>	24"	-
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) <u>zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg</u>  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166</b>	24"	800,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° KOD 447</b>	24x1"	800,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE, felga aluminiowa, felga, piasta oraz szprychy czarne; ciągi aluminiowe w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe Gazelle, czarne, <u>możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA</u> dla użytkowników o wadze do 100kg	24x1"	1.400,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, terenowe; 24x 1 3/4", ciągi stalowe  <b>zalecane z boczkiem aktywnym kod 98</b> <b>TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 0° KOD 423</b>	24x3/4"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474</b>	24x1"	5.200,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474</b>	24x1"	3.700,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474</b>	24x1"	3.700,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474</b>	24x1"	3.600,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	950,00




## 12 Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali nierdzewnej; dla kół 24"	24"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695</b>	24"	-
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe; dla kół 24";  <b>TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1.300,00
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne  <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1.300,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane  <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1.700,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową  <b>TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY</b>	24"	1.600,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP dla Tetraplegików; odległość ciągu od koła 25mm	24"	900,00
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne  <b>TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902</b> <b>TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480mm</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b> <b>TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423</b>	<input type="checkbox"/> 60- lewy  <input type="checkbox"/> 74- prawy	24" 1.500,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494</b>	24"	400,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)  <b>TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848</b>		-



13 Ogumienie kół tylnych  
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI KOD 2466, 2468, 2473

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare; gładkie	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane; szare; gładkie	24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne; szare  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 I KOŁAMI SPINERGY</b>	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne, czarne  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 I KOŁAMI SPINERGY</b>	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"	400,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono-czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko-czarne; gładkie	24x1"	150,00







## 14 Kamber

<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0°	-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3°  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752</b> <b>NIE ZALECANY Z KOŁAMI TYLNYMI CROSS - KOD 2466</b>	350,00

## 15 Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika; pionowe	-
<input type="checkbox"/>	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika; poziome  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKAMI KOD 81, 84 I 748</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WZMOCNIONYM VARIOBLOCKIEM - KOD 992</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	706	hamulce bębnowe dla opiekuna; kompletne koła tylne z promienistym układem szprych; felga, szprychy oraz piasta srebrne  <b>TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 502</b> <b>TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH KOD 871</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 98</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z AKTYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI</b>	1.800,00

## 16 Boczki

<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm	-
<input type="checkbox"/>	98	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706</b>	-
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm  <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 440mm</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° - KOD 447</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI KOD 706</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny wykonany z karbonu, stałe, nadkole ok 35mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	302	osłona boczna aluminiowa w kolorze ramy (bez nadkola), stałe  <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 430mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	81	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm  <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450mm</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° KOD 447</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM BĘBNOWYM KOD 706</b>	250,00
<input type="checkbox"/>	84	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm  <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 440mm</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° KOD 447</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM BĘBNOWYM KOD 706</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietnik z rurki; montowany z tyłu wózka; odchylany  <b>TYLKO Z BOCZKAMI KOD 98, 100 LUB 783</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 29</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502</b>	1.100,00

## 17 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa, w kolorze czarnym; głębokość płyty 100mm; odchylany; regulacja wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	312/663	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa, w kolorze czarnym; głębokość płyty 100mm; odchylany; regulacja wysokości i kąta; możliwość odchylenia stopnia podnóżka na zewnątrz wózka, co ułatwia samodzielne wstawianie z wózka <b>! MINIMALNA DŁUGOŚĆ PODUDZIA 420 mm DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 480mm</b>	550,00
<input type="checkbox"/>	315	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa, w kolorze czarnym; głębokość płyty 150mm; odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta	450,00
<input type="checkbox"/>	311/97	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa, w kolorze czarnym; głębokość płyty 100mm; nieodchylany; regulacja wysokości i kąta; podnóżek "łamany" - składany z wózkiem <b>! DLA RAMY PRZEDNIEJ ZWĘŻANEJ (KOD 4950) DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 360-520mm DLA RAMY PRZEDNIEJ PROSTEJ (KOD 4959) DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 340-500mm</b>	550,00
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, aluminiowy, w kolorze czarnym; głębokość stopnia 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta <b>! TYLKO Z RAMĄ PRZEDNIĄ PROSTĄ - KOD 4959</b>	950,00
<input type="checkbox"/>	54/123	stopień podnóżka jednoczęściowy, profil aluminiowy, w kolorze czarnym; regulacja wysokości i kąta; głębokość stopnia 150mm; odchylany; stopień podnóżka dla krótszej długości podudzia <b>! TYLKO Z RAMĄ PRZEDNIĄ PROSTĄ - KOD 4959</b>	1.300,00

## Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:

dla stopnia podnóżka dla kodu 54/123 w zakresie: 300-380mm

dla pozostałych kodów w zakresie: 360-480mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**

## 18 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny	-
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy	
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik	

19

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 30mm; obszyta kodurą - czarna				-	
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 60mm; obszyta kodurą - czarna				-	
poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną oddychającą, miękka		<input type="checkbox"/> 10331	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10334	wysokość 50mm	250,00	
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa		
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą		<input type="checkbox"/> wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> wysokość 50mm		300,00	
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa		
10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm, obyszcie	<input type="checkbox"/> dzianina dystansowa, czarna				350,00	
		<input type="checkbox"/> eko-skóra					
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360 mm				200,00	
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380 - 440 mm				200,00	
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450 mm				200,00	
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości:		<input type="checkbox"/> 15mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 50mm	400,00

Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D




	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/> 7361	400	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7362	400	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7363	430	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7364	430	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7365	450	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7366	450	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7367	450	500	200,00
<input type="checkbox"/> 7368	500	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7369	500	500	200,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20 mm




**20 Tapicerka oparcia pleców** (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	235	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	296	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czerwona; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 20mm	400,00

**21 Kółka podporowe** (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe odchylane, para  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309</b>	400,00
<input type="checkbox"/>	712	kółko podporowe odchylane, lewe  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4930</b>	200,00
<input type="checkbox"/>	713	kółko podporowe odchylane, prawe  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4931</b>	200,00




**22 Wąsy tylny** (nie pełni roli przeciw wywrotnej)

<input type="checkbox"/>	309	wąsy tylny, para;  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691</b>	250,00
<input type="checkbox"/>	4930	wąsy tylny, lewy  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691 I 712</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	4931	wąsy tylny, prawy  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691 I 713</b>	150,00

**23 Osłony na szprychy**  
TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2651, 848, 695, 752

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819</b>	400,00
--------------------------	-----	---	--------

## 24 Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	150,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy  <b>TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848</b> <b>NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489</b>	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	300,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę,  <b>TYLKO Z WĄSEM TYLNYM LUB KÓŁKAMI PODPOROWYMI</b>	100,00
<input type="checkbox"/>	205029500	deska do przesiadania	300,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	100,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	150,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	06-7791	plecak zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców	400,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	230,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	500,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegradą oraz kieszenią	200,00
<input type="checkbox"/>	746	kółka tylne dojazdowe; 5"; dla wąskich przejazdów; para;  <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI I WĄSEM TYLNYM</b> <b>DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420mm</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny uniwersalny z plexi;  <b>dla szerokości siedziska 380-480mm</b> <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; z podwyższoną krawędzią przednią; stolik dla danej szerokości siedziska  <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84</b>	750,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka