

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




☐

S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐

S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej : waga użytkownika do 135kg.; waga wózka od 28kg.; długość wózka z podnóżkami 1130mm **4.900,00**

w przypadku transportu wózka w środkach transportu wraz z Użytkownikiem zalecane są poniższe opcje:

<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do mocowania wózka	350,00
<input type="checkbox"/>	D28001	przedłużona rama wózka w wydłużonych podporami anty-wywrotnymi	600,00

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D63040	400 mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	D63045	450 mm	-
<input type="checkbox"/>	D63050	500 mm	-

<input type="checkbox"/>	D22153	poduszki boczne wypełniające; redukcja szerokości siedziska 2x20 mm	300,00
--------------------------	--------	---	--------

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	standard	głębokość siedziska 500mm	-
<input type="checkbox"/>	D28002	głębokość siedziska regulowana: <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm	500,00

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka siedziska Netti UNO; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	-
<input type="checkbox"/>	D21007	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn; tapicerka oddychająca "3D"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	296	dodatkowa tapicerka poduszek siedziska z dzianiny oddychającej "3D"	250,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00
<input type="checkbox"/>	D60001	pasy odwodzące nogi	950,00
<input type="checkbox"/>	D27493	klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	500,00
<input type="checkbox"/>	D27494	klin krokowy średni" szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	500,00
<input type="checkbox"/>	D27495	klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	500,00

Oparcie pleców: regulacja kąta oparcia pleców 92° do 137°, wysokość wózka od 1030mm

<input type="checkbox"/>	standard	standardowy system oparcia pleców; wysokość oparcia 500mm; barierka do prowadzenia wózka stała	-
<input type="checkbox"/>	D42177	barierka do prowadzenia wózka z regulacją kąta	550,00

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka oparcia pleców Netti UNO; stabilizacja boczna głębokość 100mm; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	-
<input type="checkbox"/>	292	dodatkowa tapicerka poduszki oparcia pleców z dzianiny oddychającej "3D"	200,00

Peloty

<input type="checkbox"/>	D86146	peloty piersiowe BASIC; para	750,00
<input type="checkbox"/>	D28512	pelota piersiowa CORRECTION z regulowaną końcówką, lewa	450,00
<input type="checkbox"/>	D28511	pelota piersiowa CORRECTION z regulowaną końcówką, prawa	450,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	standard	adapter montażu zagłówka z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy zalecany w przypadku spastyki oraz gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników	500,00
<input type="checkbox"/>	standard	zagłówek głęboki, typ A (rogał)	-
<input type="checkbox"/>	D82567/ D82568	zagłówek głęboki, typ A (rogał) z dodatkowym paskiem czołowym w celu utrzymania głowy przed opadaniem	600,00
<input type="checkbox"/>	D26574	zagłówek owalny, typ B (mały)	-
<input type="checkbox"/>	D26573	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	-
<input type="checkbox"/>	D26576	zagłówek trapezowy, typ D; podpora potylicy (karku); z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27577	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi, typ E	650,00
<input type="checkbox"/>	D27578	zagłówek typ F: ragał szyny z podporą karku oraz głowy	650,00
<input type="checkbox"/>	D21027	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 250mm)	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 230mm (długość całkowita rurki 380mm)	200,00

Boczki regulacja wysokości podłokietnika w zakresie 260-355mm

<input type="checkbox"/>	standard	boczki wyjmowane z miękką osłoną ubrania; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik	-
<input type="checkbox"/>	standard	podłokietnik standardowy o wymiarach 385x58mm	-
<input type="checkbox"/>	D41649	miękkie obszycie podłokietnika standardowego wraz z tapicerką Easy Care w przypadku montażu stolika odchylanego kod D24001 tylko z adapterem kod D41649 w przypadku montażu stolika blokowanego kod D24002 tylko z adapterem kod D93315	250,00
<input type="checkbox"/>	D22185	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, lewy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	650,00
<input type="checkbox"/>	D22186	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, prawy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	650,00
<input type="checkbox"/>	D23003	miękką poduszką podpora ręki dla Hemiplegików	450,00

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	standard	podnóżki STANDARDOWE odchylane i wyjmowane; ręczna regulacja kąta do wyprostowania nogi wraz z automatycznym dopasowaniem długości podudzia w zależności od pozycji nogi; regulowane poduszki podudzia; skajowe obszycie ochronne górnej części podnóżka; blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia w zakresie 320-680mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)	-
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21745	obszycie ochronne uchwytów poduszek podudzia skajowe	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękkie obszycie poduszek podudzia tapicerką Easy Care	400,00
<input type="checkbox"/>		stopień podnóżka dzielony aluminiowy; z regulacją kąta oraz łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D28453	poduszki na standardowe stopnie podnóżka obszyte skajem	500,00
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy	650,00
<input type="checkbox"/>	824	poduszki na stopnie podnóżka obszyte dzianiną dystansową	300,00
<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki UNIWERSAL z regulacją kąta; możliwość ustawienia kąta negatywnego dla osób z przykurczami nóg; stopień podnóżka dzielony z zamontowanymi zapietkami (zapobiegają zsuwaniu się nóg do tyłu wózka) dla długości podudzia w zakresie 360-500mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)	300,00

Podaj długość podudzia:

Podnóżki - opcje dodatkowe dla podnóżka standardowego i universal

<input type="checkbox"/>	D86900	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar M: długość 410 mm	800,00
<input type="checkbox"/>	D86901	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar L: długość 450 mm	800,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00
<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: długość 280-330mm	1.300,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	standard	kółka przednie 7" (175x33mm), pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm), pełne kółka zalecane w przypadku użytkowania wózka na zewnątrz; obowiązkowe w przypadku montażu dodatkowych napędów elektrycznych do wózka	200,00

Koła tylne i tylna wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>	standard	koła tylne 24x1", ogumienie pełne; szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	INT70315	koła tylne 12,5" z hamulcami bębnowymi (opcja bez hamulca dociskowego dla użytkownika); ogumienie pełne; szerokość całkowita wózka + 170mm do szerokości siedziska dla tylnej wysokości siedziska: 460 mm		750,00
<input type="checkbox"/>	INT70316	koła tylne 16" z hamulcami bębnowymi; ogumienie pełne; szerokość całkowita wózka + 170mm do szerokości siedziska dla tylnej wysokości siedziska:	<input type="checkbox"/> 465 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	750,00
<input type="checkbox"/>	D22009	osłony na szprychy z plexi; przezroczyste		350,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	standard	hamulce dociskowe dla użytkownika NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5"	-
<input type="checkbox"/>	D86099	przedłużone dźwignie hamulców dociskowych o +70mm (długość całkowita dźwigni 200mm)	350,00
<input type="checkbox"/>	D21085	hamulce bębnowe dla kół standardowych 24"	550,00

Podpory anty-wywrotne

<input type="checkbox"/>	standard	podpory anty-wywrotne, odchylane	-
<input type="checkbox"/>	D28972	kółka anty-wywrotne z wąsem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka w sytuacji pokonywania przeszkód	400,00

Stoliki

<input type="checkbox"/>	D25059	stolik uniwersalny z plexi nasuwany na podłokietniki	450,00
<input type="checkbox"/>	D21052	tapicerka do stolika uniwersalnego	250,00
<input type="checkbox"/>	D21050	stolik wzmocniony z plexi nasuwany na podłokietniki	750,00
<input type="checkbox"/>	D24001	stolik odchylany <input type="checkbox"/> lewą <input type="checkbox"/> prawą	550,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649	100,00
<input type="checkbox"/>	D24002	stolik nasuwany na podłokietniki z możliwością blokady	500,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery montażu stolika z blokadą w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649	100,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka