


Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

☐ S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych☐ S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci

A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej waga użytkownika do 135kg.; waga wózka od 29kg.; długość wózka z podnóżkami 1020mm	6.900,00
cena wersji CES+: wersja "SHORT": koła tylne 22"; kółka przednie 6"; głębokość siedziska 375-450mm	7.500,00

w przypadku transportu wózka w środkach transportu wraz z Użytkownikiem zalecane są poniższe opcje:

<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do mocowania wózka	350,00
<input type="checkbox"/>	D28001	przedłużona rama wózka w wydłużonych podporach anty-wywrótnymi	600,00
		konfiguracja wózka sytuacji użytkownika wózków w środkach transportu wraz z Użytkownikiem o wzroście powyżej 185cm:	
<input type="checkbox"/>	D21076	D41006: wysokość oparcia pleców 600mm (TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL)	1.100,00
		D21054: przedłużona dźwignia zagłówka 500mm	
		D82025: aluminiowy adapter montażu zagłówka	

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D64035	szerokość siedziska 350 mm	-
<input type="checkbox"/>	D64040	szerokość siedziska 400 mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	D64045	szerokość siedziska 450 mm	-
<input type="checkbox"/>	D64050	szerokość siedziska 50 mm	-
<input type="checkbox"/>	D22154	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x20mm	300,00
<input type="checkbox"/>	D80913	adapтеры mocowania boczaków do ramy w celu powiększenia wymiaru pomiędzy boczakami o 20 lub 40mm	200,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D28002	głębokość siedziska regulowana (wersja standardowa wózka)	<input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	-
		głębokość siedziska regulowana (wersja wózka SHORT):	<input type="checkbox"/> 375 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm	-

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka siedziska Netti UNO, tapicerka łatwozmywalna Easy Care	-
<input type="checkbox"/>	D21777	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	800,00
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka poduszki siedziska dla osób nieprzepuszczająca płyny i wilgoć dla poduszki siedziska Netti UNO lub Netti SIT	400,00
<input type="checkbox"/>	D21017	profilowana poduszka siedziska Netti SIT °C - z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała TYLKO Z TAPICERKĄ ODDYCHAJĄCĄ "3D"	1.100,00

W przypadku zamówienia kompletnej tapicerki poduszki siedziska oraz oparcia pleców w wersji oddychającej "3D" należy zaznaczyć kod D21022 - str. 4

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00
<input type="checkbox"/>	D45273/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 360mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D45274/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 400mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D45275/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D86902/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 380mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86891/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86892/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86889/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 360mm</u>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86893/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 460mm</u>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86894/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 620mm</u>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D45040	zabezpieczenie zamka pasów BODYPOINT przed niepożądanym rozpięciem	350,00
<input type="checkbox"/>	D60001	pasy odwodzące nogi	900,00
<input type="checkbox"/>	D27493	klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D27494	klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D27495	klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D29474	ogranicznik z blokadą siłownika gazowego do regulacji kąta siedziska; brak możliwości obniżenia przedniej części siedziska poniżej poziomu	100,00

Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 90° do 135°)

<input type="checkbox"/>	standard	standardowy system oparcia pleców (siatka); wysokość oparcia 500mm; wysokość całkowita wózka (przy wysokości oparcia pleców 500mm) 1050mm regulowane na wysokość rączki do prowadzenia wózka (+300mm), odchylane	-
<input type="checkbox"/>	D21137	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	600,00
<input type="checkbox"/>	D21138	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot piersiowych	600,00
<input type="checkbox"/>	D41006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm: wysokość oparcia 600mm TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW Netti Smart, Netti Stabil lub Netti Super Stabil	500,00
<input type="checkbox"/>	D81740	regulowana na wysokość i kątowo barierka do prowadzenia wózka	750,00

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka oparcia pleców Netti UNO; stabilizacja boczna głębokość 100mm; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	-
<input type="checkbox"/>	D21338	poduszka oparcia pleców Netti Smart; stabilizacja boczna głębokość 120mm; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	700,00
<input type="checkbox"/>	D21335	poduszka oparcia pleców Netti Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21336	poduszka oparcia pleców Netti Super Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm- usztywniona; tapicerka łatwozmywalna Easy Care	1.250,00
<input type="checkbox"/>	D20630	poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC z otworem pod nierówności kręgosłupa; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca "3D" TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI KOD D21137 TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 500mm	1.450,00
<input type="checkbox"/>	D21022	tapicerka oddychająca "3D" do poduszki oparcia pleców oraz poduszki siedziska	-

Peloty (TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI ORAZ WYCIĘCIEM DO MONTAŻU PELOT - **KOD D21138**)

<input type="checkbox"/>	D27375	pelota piersiowa CORRECTION, prawa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA Netti UNO lub SMART	500,00
<input type="checkbox"/>	D27374	pelota piersiowa CORRECTION, lewa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA Netti UNO lub SMART	500,00
<input type="checkbox"/>	D26831	pelota piersiowa STABLE, lewa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA Netti STABIL, SUPER STABIL lub KYPHOTIC	500,00
<input type="checkbox"/>	D26844	pelota piersiowa STABLE, prawa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA Netti STABIL, SUPER STABIL lub KYPHOTIC	500,00
<input type="checkbox"/>	D86154	peloty piersiowe BASIC; para	300,00

Pasy stabilizujące

<input type="checkbox"/>	D86890	adapter montażu elementów stabilizacji piersiowej - OPCJA OBOWIĄZKOWA w przypadku montażu niżej wymienionych pasów stabilizujących	450,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	400,00
<input type="checkbox"/>	D89805	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 240-280mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89898	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 280-330mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86895	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 410-480mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89802	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 240-280mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89803	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 280-330mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 410-480mm	1.500,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	standard	adapter montażu zagłówka wykonany z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy zalecany w przypadku spastyki oraz gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników	400,00
<input type="checkbox"/>	standard	zagłówek głęboki, typ A (rogał)	-
<input type="checkbox"/>	D82567/ D82568	zagłówek głęboki, typ A (rogał) z dodatkowym paskiem czołowym w celu utrzymania głowy przed opadaniem	700,00
<input type="checkbox"/>	D26574	zagłówek owalny, typ B (mały)	-
<input type="checkbox"/>	D26573	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	-
<input type="checkbox"/>	D26576	zagłówek trapezowy, typ D; podpora potylicy (karku); z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27577	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi, typ E	650,00
<input type="checkbox"/>	D27578	zagłówek typ F: ragał szyjny z podporą karku oraz głowy	650,00
<input type="checkbox"/>	D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką Easy Care do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką "3D" do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D21027	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 250mm)	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 230mm (długość całkowita rurki 380mm)	250,00
<input type="checkbox"/>	D21054	wydłużona rurka pionowa do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 500mm)	200,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	standard	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska: 270- 360mm	-
<input type="checkbox"/>	D23001	blokada boczaków przy pomocy dźwigni	200,00
<input type="checkbox"/>	standard	podłokietniki 385x58mm	-
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietnik o wymiarach 420x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21078	podłokietnik o wymiarach 445x70mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21079	podłokietnik o wymiarach 525x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D41649	podłokietniki standardowe 385x58mm z extra miękka tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	podłokietniki kod D21077 z extra miękka tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	500,00
<input type="checkbox"/>	D22185	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, lewy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00
<input type="checkbox"/>	D22186	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, prawy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka pod dłoń dla Hemiplegików	450,00

Podnóżki i stopień podnóżka**podnóżki STANDARDOWE**

<input type="checkbox"/>	standard	odchylane i wyjmowane; ręczna regulacja kąta do wyprostu nogi wraz z automatycznym dopasowaniem długości podudzia w zależności od pozycji nogi; regulowane poduszki podudzia; skajowe obszycie ochronne górnej części podnóżka; <u>blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia w zakresie 320-680mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)</u>	-
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostu nogi przy pomocy siłowników gazowych	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękka tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękka tapicerka poduszek podudzia	450,00

<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony aluminiowy; z regulacją kąta oraz łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta	600,00
<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy niewskazany do użytkowania w przypadku korzystania z wózka w środkach transportu	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowe	600,00
<input type="checkbox"/>	824	poduszki na stopnie podnóżka obszyte dzianiną dystansową (dla stopnia podnóżka dzielonego lub jednoczęściowego)	300,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

podnóżki UNIWERSAL

<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki odchylane i zdejmowane; możliwość regulacji kąta do wyprostu nogi; możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego- dla osób z przykurczami); podnóżki bez możliwości montażu poduszek podudzia <u>dla długości podudzia w zakresie 360-500mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)</u>	250,00
<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony, z zamontowanymi zapiętkami (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka)	-
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

Podaj długość podudzia:

Stopień podnóżka - OPCJE DODATKOWE

<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar HL: długość 280-330mm	1.500,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	standard	kółka przednie 7" (175x33mm), pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane	-
<input type="checkbox"/>	IS-21026	kółka przednie 8"; pełne, wraz z montażem odpowiedniego widelca	900,00

Koła tylne i tylna wysokość siedziska

<input type="checkbox"/> standard	koła tylne 24x1", ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/> D22006	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne	150,00
<input type="checkbox"/> D22008	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pompowane	150,00

koła tylne 24" tylko z kółkami przednimi 7" lub 8"

szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych

wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska ☐ 465 mm ☐ 500 mm

<input type="checkbox"/> D22007	koła tylne 22x1"; pełne szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych tylko z kółkami przednimi 6" wysokość siedziska:	350,00
	<input type="checkbox"/> 440 mm <input type="checkbox"/> 475 mm	

<input type="checkbox"/> D20834	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
---------------------------------	--	----------

<input type="checkbox"/> D20836	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
---------------------------------	---	----------

wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska ☐ 465 mm ☐ 500 mm

<input type="checkbox"/> D20837	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
---------------------------------	--	----------

<input type="checkbox"/> D20838	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
---------------------------------	---	----------

wysokość siedziska:

przy kółkach przednich 6"

☐ 440 mm ☐ 475 mm

przy kółkach przednich 7"

☐ 475 mm

<input type="checkbox"/> INT70315	koła tylne 12,5" z hamulcami bębnowymi (opcja bez hamulca dociskowego dla użytkownika); ogumienie pełne szerokość całkowita wózka+ 170mm do szerokości siedziska wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska 460mm	800,00
-----------------------------------	--	--------

<input type="checkbox"/> INT70316	koła tylne 16" z hamulcami bębnowymi; ogumienie pełne szerokość całkowita wózka+ 170mm do szerokości siedziska wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska	800,00
	<input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 510 mm	

<input type="checkbox"/> D22009	przeźroczyste osłony na szprychy	300,00
---------------------------------	----------------------------------	--------

<input type="checkbox"/> D22013	nakładki silikonowe na ciągi	300,00
---------------------------------	------------------------------	--------

Hamulce

<input type="checkbox"/> standard	hamulce dociskowe dla Użytkownika; składana dźwignia hamulca	-
-----------------------------------	--	---

<input type="checkbox"/> D86099	przedłużona (nie składana) dźwignia standardowego hamulca dociskowego o +70mm (całkowita długość dźwigni 200mm)	350,00
---------------------------------	---	--------

<input type="checkbox"/> D64085	hamulce bębnowe la opiekuna dla kół tylnych 24" i 22" NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH	550,00
---------------------------------	--	--------

Podpory anty-wywrotne

<input type="checkbox"/> standard	podpory anty- wywrotne; odchylane - para	-
-----------------------------------	--	---

<input type="checkbox"/> D28972	kółka anty-wywrotne wraz z wąsem ułatwiającym podniesienie przedniej części wózka przy pokonywaniu np.: krawężnika; para	400,00
---------------------------------	--	--------

Stoliki (nie łączyć z profilowanymi podłokietnikami dla HEMIPLEGIKÓW)

<input type="checkbox"/>	D25059	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki	500,00
<input type="checkbox"/>	D21050	stolik wzmacniany, nasuwany na podłokietniki	850,00
<input type="checkbox"/>	D24001	stolik odchylany montowany do boczka; zdejmowany odchylanie stolika na stronę <input type="checkbox"/> lewą <input type="checkbox"/> prawą	550,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649	150,00
<input type="checkbox"/>	D24002	stolik nasuwany na podłokietniki z systemem blokady	550,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery montażu stolika z blokadą w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649	150,00
<input type="checkbox"/>	D21052	miękką tapicerkę do stolików	300,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	D80080	płyta pod respirator montowana w tylnej części ramy wraz z przedłużeniem ramy	2.400,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka