

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




☐

S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐

S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej CED XL waga użytkownika do 160kg; głębokość siedziska regulowana w zakresie 425-500mm waga wózka od 30kg; długość wózka z podnóżkami 1020mm	9.900,00
--	----------

OPCJE DYNAMIC SYSTEM patrz strona 9-10

w przypadku transportu wózka w środkach transportu wraz z Użytkownikiem zalecane są poniższe opcje:

<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do mocowania wózka	350,00
<input type="checkbox"/>	D28001	przedłużona rama wózka w wydłużonych podporami anty-wywrotnymi	600,00
<input type="checkbox"/>	D21076	konfiguracja wózka sytuacji użytkownika wózek w środkach transportu wraz u Użytkownikiem o wzroście powyżej 185cm: D41006 - wysokość oparcia pleców 600mm (tylko z poduszką oparcia Netti Smart, Netti Stabil lub Netti Super Stabil) D21054 - przedłużona dźwignia zagłówka 500mm D82025 - aluminiowy adapter montażu zagłówka	1.100,00

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D65055	szerokość siedziska 550mm	-
<input type="checkbox"/>	D65060	szerokość siedziska 600mm	-
<input type="checkbox"/>	D29488	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x15mm	350,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D28002	głębokość siedziska regulowana (wersja standardowa wózka): <input type="checkbox"/> 425mm <input type="checkbox"/> 450mm <input type="checkbox"/> 475mm <input type="checkbox"/> 500mm	-
--------------------------	--------	---	---

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka siedziska Netti UNO; tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21007	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT; tapicerka oddychająca "3D"	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn; tapicerka oddychająca "3D"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka poduszki siedziska dla osób nieprzepuszczająca płyny i wilgoć dla poduszki siedziska Netti UNO lub Netti SIT	400,00

W przypadku zamówienia kompletnej tapicerki poduszki siedziska oraz oparcia pleców w wersji łatwowymyalnej "Easy Care" należy zaznaczyć kod D21022 - str. 3

**Siedzisko - opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00
<input type="checkbox"/>	D45276/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 820mm	2.100,00
<input type="checkbox"/>	D60001	pasy odwodzące nogi	900,00
<input type="checkbox"/>	<b>D27493</b>	klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	<b>D27494</b>	klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	<b>D27495</b>	klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D29474	ogranicznik z blokadą siłownika gazowego do regulacji kąta siedziska; brak możliwości obniżenia przedniej części siedziska poniżej poziomu	100,00

**Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 92° do 137°)**

<input type="checkbox"/>	standard	standardowy system oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; wysokość oparcia 500mm; wysokość całkowita wózka (przy wysokości oparcia pleców 500mm) 1050mm regulowana kątowo barierka do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	<b>D44993</b>	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot piersiowych	500,00
<input type="checkbox"/>	D41006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm: wysokość oparcia 600mm <b>TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia 500mm	750,00
<input type="checkbox"/>	D27708	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia 600mm	1.300,00

**Poduszka oparcia pleców**

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka oparcia pleców Netti UNO; stabilizacja boczna głębokość 100mm; <b>tapicerka oddychająca "3D"</b>	-
<input type="checkbox"/>	D21338	poduszka oparcia pleców Netti Smart; stabilizacja boczna głębokość 120mm; <b>tapicerka oddychająca "3D"</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	D21333	poduszka oparcia pleców Netti Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm; <b>tapicerka oddychająca "3D"</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21334	poduszka oparcia pleców Netti Super Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm- usztywniona; <b>tapicerka oddychająca "3D"</b> <b>TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 500mm</b>	1.250,00
<input type="checkbox"/>	D21022	tapicerka łatwowymywalna "Easy Care" do poduszki oparcia pleców oraz poduszki siedziska; tylko dla poduszki Netti UNO, SMART, STABIL i SUPER STABIL	-
<input type="checkbox"/>	D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	400,00
<input type="checkbox"/>	D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	400,00

**Peloty;** (TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI ORAZ WYCIĘCIEM DO MONTAŻU PELOT - KOD D44992)

<input type="checkbox"/>	D27375	pelota piersiowa CORRECTION, prawa <b>TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI UNO LUB SMART</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D27374	pelota piersiowa CORRECTION, lewa <b>TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI UNO LUB SMART</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D26831	pelota piersiowa STABLE, lewa <b>TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI STABIL, SUPER STABIL LUB KYPHOTIC</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D26844	pelota piersiowa STABLE, prawa <b>TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI STABIL, SUPER STABIL LUB KYPHOTIC</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	D27541	obszycie do pelot STABLE	300,00

**Pasy stabilizujące**

<input type="checkbox"/>	<b>D86890</b>	adapter montażu elementów stabilizacji piersiowej - <b>OPCJA OBOWIĄZKOWA w przypadku montażu niżej wymienionych pasów stabilizujących</b>	450,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	400,00
<input type="checkbox"/>	D86895	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 410-480mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 410-480mm	1.500,00

**Zagłówki**

<input type="checkbox"/>	standard	adapter montażu zagłówka wykonany z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy <b>zalecany w przypadku spastyki oraz gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników</b>	-
<input type="checkbox"/>	standard	zagłówek głęboki, typ A (rogał)	-
<input type="checkbox"/>	D82567/ D82568	zagłówek głęboki, typ A (rogał) z dodatkowym paskiem czołowym w celu potrzymania głowy przed opadaniem	700,00
<input type="checkbox"/>	D27574	zagłówek owalny, typ B (mały)	-
<input type="checkbox"/>	D27573	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	-
<input type="checkbox"/>	D27572	zagłówek trapezowy, typ D; podpora potylicy (karku); z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27577	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi, typ E	650,00
<input type="checkbox"/>	D27578	zagłówek typ F: rogał szyjny z podporą karku oraz głowy	650,00
<input type="checkbox"/>	D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką "Easy Care" do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką "3D" do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D21027	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 250mm)	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 230mm (długość całkowita rurki 380mm)	250,00
<input type="checkbox"/>	D21054	wydłużona rurka pionowa do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 500mm)	200,00

**Boczki i podłokietniki**

<input type="checkbox"/>	standard	boczki odchylane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska: 265- 355mm	-
<input type="checkbox"/>	standard	podłokietniki 385x58mm	-
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietniki 420x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21078	podłokietniki 445x70mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21079	podłokietniki 525x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D41649	podłokietniki standardowe 385x58mm z extra miękką tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	podłokietniki kod D21077 z extra miękką tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	500,00
<input type="checkbox"/>	D29459	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, lewy <b>NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	D29460	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, prawy <b>NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka miękka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00

**Podnóżki i stopień podnóżka****podnóżki STANDARDOWE**

<input type="checkbox"/>	standard	odchylane i wyjmowane; ręczna regulacja kąta do wyprostowania nogi wraz z automatycznym dopasowaniem długości podudzia w zależności od pozycji nogi; regulowane poduszki podudzia; skajowe obszycie ochronne górnej części podnóżka; <u>blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia w zakresie 320-680mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)</u>	-
--------------------------	----------	---	---

Podaj długość podudzia:

<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostowania nogi przy pomocy siłowników gazowych	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękka tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękka tapicerka poduszek podudzia	450,00
<input type="checkbox"/>	D32296	miękkie wydłużone obszycie górnej części podnóżków (osłona nóg odcinka od kolana w dół); długość obszycia 550mm tapicerką "3D"	
<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony aluminiowy; z regulacją kąta oraz łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta	600,00
<input type="checkbox"/>	D80087	adapter regulacji głębokości standardowego stopnia podnóżka dzielonego w zakresie do 50mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy <b>NIEMOŻLIWE DO UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowe	600,00
<input type="checkbox"/>	824	poduszki na stopnie podnóżka obszyte dzianiną dystansową (dla stopnia podnóżka dzielonego lub jednoczęściowego)	-
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

podnóżki UNIVERSAL

<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki odchylane i zdejmowane; możliwość regulacji kąta do wyprostu nogi; możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego - dla osób z przykurczami); podnóżki bez możliwości montażu poduszek podudzia dla długości podudzia w zakresie 360-500mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)	250,00
--------------------------	--------	---	--------

Podaj długość podudzia:

<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony, z zamontowanymi zapiętkami (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka)	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta (bez zapiętek)	600,00
<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy <b>NIEWSKAZANY DO UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D80087	adapter regulacji głębokości standardowego stopnia podnóżka dzielonego w zakresie do 50mm	-
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

Stopień podnóżka - OPCJE DODATKOWE do podnóżków standardowych oraz UNIVERSAL

<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: długość 280-330mm	1.500,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	standard	kółka przednie 7" (175x33mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane	-
<input type="checkbox"/>	IS-21026	kółka przednie 8" (200x50); pełne wraz z montażem odpowiedniego widelca	900,00

Kółka tylne

<input type="checkbox"/>	standard	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/>	D22006	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne	150,00
<input type="checkbox"/>	D22008	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pompowane	150,00

koła tylne 24" tylko z kółkami przednimi 7" lub 8"

szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych

wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska ☐ 465mm ☐ 500mm

<input type="checkbox"/>	D22007	koła tylne 22x1"; pełne szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych <b>tylko z kółkami przednimi 6"</b> wysokość siedziska: <input type="checkbox"/> 440mm <input type="checkbox"/> 475mm	350,00
--------------------------	--------	---	--------

<input type="checkbox"/>	D20834	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA</b>	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20836	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA</b> wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska <input type="checkbox"/> 465mm <input type="checkbox"/> 500mm	2.400,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	D20837	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA</b>	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20838	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą <b>NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA</b> wysokość siedziska: przy kółkach przednich 6": <input type="checkbox"/> 465mm <input type="checkbox"/> 500mm przy kółkach przednich 7": 475 mm	2.400,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	INT70315	koła tylne 12,5" z hamulcami bębnowymi (opcja bez hamulca dociskowego dla użytkownika); ogumienie pełne wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska 460mm szerokość całkowita wózka+ 170mm do szerokości siedziska	800,00
--------------------------	----------	--	--------

<input type="checkbox"/>	INT70316	koła tylne 16" z hamulcami bębnowymi; ogumienie pełne wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska <input type="checkbox"/> 460mm <input type="checkbox"/> 510mm szerokość całkowita wózka+ 170mm do szerokości siedziska	800,00
--------------------------	----------	--	--------

<input type="checkbox"/>	D22009	przeźroczyste osłony na sprchy	300,00
--------------------------	--------	--------------------------------	--------

<input type="checkbox"/>	D22013	nakładki silikonowe na ciągi	300,00
--------------------------	--------	------------------------------	--------

Hamulce

<input type="checkbox"/>	standard	hamulce dociskowe dla Użytkownika; składana dźwignia hamulca	-
--------------------------	----------	--	---

<input type="checkbox"/>	D86099	przedłużona (nieskładana) dźwignia standardowego hamulca dociskowego o +70mm (całkowita długość dźwigni 200mm)	350,00
--------------------------	--------	--	--------

<input type="checkbox"/>	D22085	hamulce bębnowe la opiekuna dla kół tylnych 24" i 22" <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH</b>	550,00
--------------------------	--------	--	--------

**Podpory anty-wywrotne**

<input type="checkbox"/>	standard	podpory anty- wywrotne; odchylane - para	-
<input type="checkbox"/>	D28972	kółka anty-wywrotne wraz z wężem ułatwiającym podniesienie przedniej części wózka przy pokonywaniu np. krawężnika; para	-

**Stoliki** (nie łączyć z profilowanymi podłokietnikami dla HEMIPLEGIKÓW)

<input type="checkbox"/>	D21063	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki	600,00
<input type="checkbox"/>	D21052	miękką tapicerka do stolików	300,00

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka



## DYNAMIC SYSTEM

**DYNAMIC SYSTEM** to profesjonalne rozwiązanie, które odbiera siły nacisku na poszczególne elementy w wózku podczas napięć mięśniowych Użytkownika.

System ten pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej zapewniając optymalny rozkład nacisku podczas np. spastyki. Po ustąpieniu napięć mięśniowych wózek powróci do pierwotnie ustawionej pozycji.

**DYNAMIC SYSTEM** jest w stanie przyjąć duże siły nacisku dzięki czemu wydłuża się żywotność wózka.

System ten jest modułowy, dzięki czemu możemy skonfigurować wózek w pełni dynamiczny, pracujący wraz z postawą Użytkownika lub możemy wybrać poszczególne elementy wózka z zastosowaniem tego systemu.

Ruchome elementy wózka w **DYNAMIC SYSTEM** lepiej rozpraszają siły nacisku niż w wózku standardowym. Dzięki temu Użytkownik odczuwa mniejszy dyskomfort podczas skurczów, ponieważ wózek wspomaga ruch. Z biegiem czasu zaobserwowano zmniejszenie się niekontrolowanych napięć mięśniowych podczas użytkowania wózka z tym systemem.

Ponieważ odpowiednie elementy w wózku układają się do ułożenia sylwetki Użytkownika, zwłaszcza podczas napięć mięśniowych, zmniejsza się tym samym możliwość otarć, urazów mięśni czy innych urazów spowodowanych uszkodzonymi częściami wózka.

DYNAMIC SYSTEM występuje w następujących elementach wózka:

**DYNAMIC SYSTEM - oparcie pleców**

12.500,00

W przypadku zastosowania DYNAMIC SYSTEM oparcia pleców zakres regulacji kąta oparcia wynosi 90° do 118°.

Maksymalna waga użytkownika do 135kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji, co wskazane jest podczas transportu lub pozycjonowaniu. System DYNAMIC występuje zawsze z opcją przedłużonej tylnej części ramy wózka (kod D28001- opcja wliczona w cenę systemu DYNAMIC) oraz 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę (wybierz odpowiedni rozmiar pasa):

☐☐

XS: dł. 380 mm

☐

M: dł. 460 mm

☐

L: dł. 620 mm

W celu doboru odpowiednich siłowników oparcia pleców

PODAJ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

PODAJ WZROST UŻYTKOWNIKA

PODAJ SZEROKOŚĆ BIODER UŻYTKOWNIKA

DYNAMIC SYSTEM - podnóżki

<input type="checkbox"/>	D82296	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; długość górnej części podnóżka 300mm; regulacja długości podudzia w zakresie 450-550mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.000,00
<input type="checkbox"/>	D82298	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; długość górnej części podnóżka 214mm; regulacja długości podudzia w zakresie 350-450mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.000,00
<input type="checkbox"/>	D82318	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; podnóżki dla osób z różną długością podudzia nóg; długość górnej części podnóżka 300mm; regulacja długości podudzia w zakresie 450-550mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.500,00
<input type="checkbox"/>	D82319	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; podnóżki dla osób z różną długością podudzia nóg; długość górnej części podnóżka 214mm; regulacja długości podudzia w zakresie 350-450mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.500,00
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D32296	miękkie wydłużone obszycie górnej części podnóżków (osłona nóg odcinka od kolana w dół); długość obszycia 550mm tapicerką "3D"	800,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękką tapicerką uchwytów poduszek podudzia	200,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękką tapicerką poduszek podudzia	600,00
<input type="checkbox"/>	D86900	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar M	500,00
<input type="checkbox"/>	D86901	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar L	500,00
<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar HL: długość 280-330mm	700,00

DYNAMIC SYSTEM - zagłówek

<input type="checkbox"/>	D82746	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych oraz DYNAMIC SYSTEM	2.000,00
--------------------------	--------	--	----------