

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




☐

S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐

S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej CED waga użytkownika do 160kg.; głębokość siedziska regulowana w zakresie 425-500mm waga wózka od 30kg.; długość wózka z podnóżkami 1020mm **8.900,00**

Cena wersji standardowej CEDS waga użytkownika do 130kg.; głębokość siedziska regulowana w zakresie 375-450mm waga wózka od 30kg.; długość wózka z podnóżkami 1020mm **8.900,00**

OPCJE DYNAMIC SYSTEM patrz strona 10-11

w przypadku transportu wózka w środkach transportu wraz z Użytkownikiem zalecane są poniższe opcje:

<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do mocowania wózka	350,00
<input type="checkbox"/>	D28001	przedłużona rama wózka w wydłużonych podporach anty-wywrotnymi	600,00
<input type="checkbox"/>	D21076	konfiguracja wózka sytuacji użytkownika wózków w środkach transportu wraz z Użytkownikiem o wzroście powyżej 185cm: D41006 - wysokość oparcia pleców 600mm (tylko z poduszką oparcia Netti Smart, Netti Stabil lub Netti Super Stabil) D21054 - przedłużona dźwignia zagłówka 500mm D82025 - aluminiowy adapter montażu zagłówka	1.100,00

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D65035(S)	szerokość siedziska 350mm; w wersji wózka standardowej i wersji SHORT	-
<input type="checkbox"/>	D65040(S)	szerokość siedziska 400mm; w wersji wózka standardowej i wersji SHORT	-
<input type="checkbox"/>	D65043(S)	szerokość siedziska 430mm; w wersji wózka standardowej i wersji SHORT	-
<input type="checkbox"/>	D65045	szerokość siedziska 450mm NIE ŁĄCZYĆ Z WERSJĄ SHORT	-
<input type="checkbox"/>	D65050	szerokość siedziska 500mm NIE ŁĄCZYĆ Z WERSJĄ SHORT	-
<input type="checkbox"/>	D29488	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x15mm	350,00
<input type="checkbox"/>	D80913	adapтеры mocowania boczkw do ramy w celu powiększenia wymiaru pomiędzy boczkwami o 2x12mm TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 350 DO 450 mm	200,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D28002	regulowana (wersja standardowa wózka):	<input type="checkbox"/> 425mm	<input type="checkbox"/> 450mm	<input type="checkbox"/> 475mm	<input type="checkbox"/> 500mm	-
		regulowana (wersja wózka SHORT):	<input type="checkbox"/> 375mm	<input type="checkbox"/> 400mm	<input type="checkbox"/> 425mm	<input type="checkbox"/> 450mm	

Siedzisko (płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -5° do +20°)

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka siedziska Netti UNO; tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21007	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT; tapicerka oddychająca "3D"	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn; tapicerka oddychająca "3D"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka poduszki siedziska dla osób nieprzepuszczająca płyny i wilgoć dla poduszki siedziska Netti UNO lub Netti SIT	400,00

W przypadku zamówienia kompletnej tapicerki poduszki siedziska oraz oparcia pleców w wersji łatwowymyalnej "Easy Care" należy zaznaczyć kod D21022 - str. 4

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00
<input type="checkbox"/>	D45273/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 360mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D45274/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 400mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D45275/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D86902/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 380mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86891/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86892/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86889/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 360mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86893/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86894/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D45040	zabezpieczenie zamka pasów BODYPOINT przed niepożądanym rozpięciem	350,00
<input type="checkbox"/>	D60001	pasy odwodzące nogi	900,00
<input type="checkbox"/>	D27493	klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D27494	klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D27495	klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D29474	ogranicznik z blokadą siłownika gazowego do regulacji kąta siedziska; brak możliwości obniżenia przedniej części siedziska poniżej poziomu	100,00

Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 92° do 137°)

<input type="checkbox"/>	standard	standardowy system oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; wysokość oparcia 500mm; wysokość całkowita wózka (przy wysokości oparcia pleców 500mm) 1050mm regulowana kątowo barierka do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	D44992	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot piersiowych	500,00
<input type="checkbox"/>	D41006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm: wysokość oparcia 600mm tylko z poduszką oparcia pleców Netti Smart, Netti Stabil lub Netti Super Stabil	500,00
<input type="checkbox"/>	D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia 500mm	750,00
<input type="checkbox"/>	D27708	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia 600mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D21755	regulowane na wysokość (+300mm) ręczki do prowadzenia wózka; przy tej opcji ograniczona możliwość odchylenia boczaków oraz regulacja głębokości podłokietników	500,00

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka oparcia pleców Netti UNO; stabilizacja boczna głębokość 100mm; tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21338	poduszka oparcia pleców Netti Smart; stabilizacja boczna głębokość 120mm; tapicerka oddychająca "3D"	700,00
<input type="checkbox"/>	D21333	poduszka oparcia pleców Netti Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca "3D"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21334	poduszka oparcia pleców Netti Super Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm- usztywniona; tapicerka oddychająca "3D"	1.250,00
<input type="checkbox"/>	D20630	poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC z otworem pod nierówności kręgosłupa; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca "3D" TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI KOD D21137 TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 500mm	1.450,00
<input type="checkbox"/>	D21022	tapicerka łatwowymywalna "Easy Care" do poduszki oparcia pleców oraz poduszki siedziska; tylko dla poduszki Netti UNO, SMART, STABIL i SUPER STABIL	-
<input type="checkbox"/>	D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	400,00
<input type="checkbox"/>	D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	400,00

Peloty (TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI ORAZ WYCIĘCIEM DO MONTAŻU PELOT - KOD D44992)

<input type="checkbox"/>	D27375	pelota piersiowa CORRECTION, prawa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI UNO LUB SMART	500,00
<input type="checkbox"/>	D27374	pelota piersiowa CORRECTION, lewa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI UNO LUB SMART	500,00
<input type="checkbox"/>	D26831	pelota piersiowa STABLE, lewa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI STABIL, SUPER STABIL LUB KYPHOTIC	500,00
<input type="checkbox"/>	D26844	pelota piersiowa STABLE, lewa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI STABIL, SUPER STABIL LUB KYPHOTIC	500,00
<input type="checkbox"/>	D27541	obszycie do pelot STABLE	300,00

Pasy stabilizujące

<input type="checkbox"/>	D86890	adapter montażu elementów stabilizacji piersiowej - OPCJA OBOWIĄZKOWA w przypadku montażu niżej wymienionych pasów stabilizujących	450,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	400,00
<input type="checkbox"/>	D89805	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 240-280mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89898	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 280-330mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86895	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 410-480mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89802	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 240-280mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89803	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 280-330mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 410-480mm	1.500,00

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	standard	adapter montażu zagłówka wykonany z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy zalecany w przypadku spastyki oraz gdy wózek użytkowany jest przez wielu Użytkowników	-
<input type="checkbox"/>	standard	zagłówek głęboki, typ A (rogal)	-
<input type="checkbox"/>	D82567/ D82568	zagłówek głęboki, typ A (rogal) z dodatkowym paskiem czołowym w celu potrzymania głowy przed opadaniem	700,00
<input type="checkbox"/>	D27574	zagłówek owalny, typ B (mały)	-
<input type="checkbox"/>	D27573	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	-
<input type="checkbox"/>	D27572	zagłówek trapezowy, typ D; podpora potylicy (karku); z rozłożeniem siły nacisku	500,00
<input type="checkbox"/>	D27577	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi, typ E	650,00
<input type="checkbox"/>	D27578	zagłówek typ F: rogal szyjny z podporą karku oraz głowy	650,00
<input type="checkbox"/>	D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką "Easy Care" do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką "3D" do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D21027	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 250mm)	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 230mm (długość całkowita rurki 380mm)	250,00
<input type="checkbox"/>	D21054	wydłużona rurka pionowa do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 500mm)	200,00

Boczki i podłokietniki

<input type="checkbox"/>	standard	boczki odchylane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska: 265- 355mm	-
<input type="checkbox"/>	standard	podłokietniki 385x58mm	-
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietniki 420x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21078	podłokietniki 445x70mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21079	podłokietniki 525x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D41649	podłokietniki standardowe 385x58mm z extra miękką tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	podłokietniki kod D21077 z extra miękką tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	500,00
<input type="checkbox"/>	D29459	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, lewy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00
<input type="checkbox"/>	D29460	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, prawy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka miękka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	450,00

Podnóżki i stopień podnóżka**podnóżki STANDARDOWE**

<input type="checkbox"/>	standard	odchylane i wyjmowane; ręczna regulacja kąta do wyprostowania nogi wraz z automatycznym dopasowaniem długości podudzia w zależności od pozycji nogi; regulowane poduszki podudzia; skajowe obszycie ochronne górnej części podnóżka; blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia w zakresie 320-680mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)	-
--------------------------	----------	--	---

Podaj długość podudzia:

<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostowania nogi przy pomocy siłowników gazowych	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękka tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękka tapicerka poduszek podudzia	450,00
<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony aluminiowy; z regulacją kąta oraz łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta	550,00
<input type="checkbox"/>	D80087	adapter regulacji głębokości standardowego stopnia podnóżka dzielonego w zakresie do 50mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy niewskazany do użytkowania w przypadku korzystania z wózka w środkach transportu	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowe	600,00
<input type="checkbox"/>	824	poduszki na stopnie podnóżka obszyte dzianiną dystansową (dla stopnia podnóżka dzielonego lub jednoczęściowego)	300,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

podnóżki UNIVERSAL			
<input type="checkbox"/>	D24005	podnóżki odchylane i zdejmowane; możliwość regulacji kąta do wyprostu nogi; możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego - dla osób z przykurczami); podnóżki bez możliwości montażu poduszek podudzia dla długości podudzia w zakresie 360-500mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)	250,00

Podaj długość podudzia:

<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony, z zamontowanymi zapiętkami (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka)	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta (bez zapiętek)	600,00
<input type="checkbox"/>	D80087	adapter regulacji głębokości standardowego stopnia podnóżka dzielonego w zakresie do 50mm	950,00
<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy NIE WSKAZANY DO UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

Stopień podnóżka - OPCJE DODATKOWE do podnóżków standardowych oraz UNIVERSAL

<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: długość 280-330mm	1.500,00

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	standard	kółka przednie 7" (175x33mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane	-
<input type="checkbox"/>	IS-21026	kółka przednie 8" (200x50); pełne wraz z montażem odpowiedniego widelca	900,00

Kółka tylne

<input type="checkbox"/>	standard	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/>	D22006	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne	150,00
<input type="checkbox"/>	D2008	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pompowane	150,00

koła tylne 24" tylko z kółkami przednimi 7" lub 8"

szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych
wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska ☐ 465mm ☐ 500mm

<input type="checkbox"/>	D22007	koła tylne 22x1"; pełne szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 180mm przy hamulcach standardowych lub + 195mm przy hamulcach bębnowych tylko z kółkami przednimi 6" wysokość siedziska: <input type="checkbox"/> 440mm <input type="checkbox"/> 475mm	350,00
--------------------------	--------	---	--------

<input type="checkbox"/>	D20834	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20836	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska <input type="checkbox"/> 465mm <input type="checkbox"/> 500mm	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20837	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20838	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA wysokość siedziska: przy kółkach przednich 6": przy kółkach przednich 7": 475 mm <input type="checkbox"/> 440mm <input type="checkbox"/> 475mm	2.400,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	INT70315	koła tylne 12,5" z hamulcami bębnowymi (opcja bez hamulca dociskowego dla użytkownika); ogumienie pełne wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska 460mm szerokość całkowita wózka+ 170mm do szerokości siedziska	800,00
--------------------------	----------	--	--------

<input type="checkbox"/>	INT70316	koła tylne 16" z hamulcami bębnowymi; ogumienie pełne wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska <input type="checkbox"/> 460mm <input type="checkbox"/> 510mm szerokość całkowita wózka+ 170mm do szerokości siedziska	800,00
--------------------------	----------	--	--------

<input type="checkbox"/>	D22009	przeźroczyste osłony na sprchy	300,00
--------------------------	--------	--------------------------------	--------

<input type="checkbox"/>	D22013	nakładki silikonowe na ciągi	300,00
--------------------------	--------	------------------------------	--------

Hamulce

<input type="checkbox"/>	standard	hamulce dociskowe dla Użytkownika; składana dźwignia hamulca	-
--------------------------	----------	--	---

<input type="checkbox"/>	D86099	przedłużona (nieskładana) dźwignia standardowego hamulca dociskowego o +70mm (całkowita długość dźwigni 200mm)	350,00
--------------------------	--------	--	--------

<input type="checkbox"/>	D22085	hamulce bębnowe la opiekuna dla kół tylnych 24" i 22" NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH	550,00
--------------------------	--------	--	--------

Podpory anty-wywrotne

<input type="checkbox"/>	standard	podpory anty- wywrotne; odchylane - para	-
<input type="checkbox"/>	D28972	kółka anty-wywrotne wraz z wężem ułatwiającym podniesienie przedniej części wózka przy pokonywaniu np. krawężnika; para	400,00

Stoliki (nie łączyć z profilowanymi podłokietnikami dla HEMIPLEGIKÓW)

<input type="checkbox"/>	D25059	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki	500,00
<input type="checkbox"/>	D28826	stolik odchylany montowany do boczka; zdejmowany odchylanie stolika na stronę: <input type="checkbox"/> prawą <input type="checkbox"/> lewą	550,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649	150,00
<input type="checkbox"/>	D28828	stolik nasuwany na podłokietniki z systemem blokady	550,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery montażu stolika z blokadą w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649	150,00
<input type="checkbox"/>	D21052	miękką tapicerka do stolików	300,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

DYNAMIC SYSTEM

DYNAMIC SYSTEM to profesjonalne rozwiązanie, które odbiera siły nacisku na poszczególne elementy wózki podczas napięć mięśniowych Użytkownika.

System ten pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej zapewniając optymalny rozkład nacisku podczas np. spastyki. Po ustąpieniu napięć mięśniowych wózek powróci do pierwotnie ustawionej pozycji.

DYNAMIC SYSTEM jest w stanie przyjąć duże siły nacisku dzięki czemu wydłuża się żywotność wózka.

System ten jest modułowy, dzięki czemu możemy skonfigurować wózek w pełni dynamiczny, pracujący wraz z postawą Użytkownika lub możemy wybrać poszczególne elementy wózka z zastosowaniem tego systemu.

Ruchome elementy wózka w **DYNAMIC SYSTEM** lepiej rozpraszają siły nacisku niż w wózku standardowym. Dzięki temu Użytkownik odczuwa mniejszy dyskomfort podczas skurczów, ponieważ wózek wspomaga ruch. Z biegiem czasu zaobserwowano zmniejszenie się niekontrolowanych napięć mięśniowych podczas użytkowania wózka z tym systemem.

Ponieważ odpowiednie elementy w wózku układają się do ułożenia sylwetki Użytkownika, zwłaszcza podczas napięć mięśniowych, zmniejsza się tym samym możliwość otarć, urazów mięśni czy innych urazów spowodowanych uszkodzonymi częściami wózka.

DYNAMIC SYSTEM występuje w następujących elementach wózka:

DYNAMIC SYSTEM - oparcie pleców

12.500,00

W przypadku zastosowania DYNAMIC SYSTEM oparcia pleców zakres regulacji kąta oparcia wynosi 90° do 118°.

Maksymalna waga użytkownika do 135kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji, co wskazane jest podczas transportu lub pozycjonowaniu. System DYNAMIC występuje zawsze z opcją przedłużonej tylnej części ramy wózka (kod D28001- opcja wliczona w cenę systemu DYNAMIC) oraz 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę (wybierz odpowiedni rozmiar pasa):

☐☐

XS: dł. 380 mm

☐

M: dł. 460 mm

☐

L: dł. 620 mm

W celu doboru odpowiednich siłowników oparcia pleców

PODAJ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

PODAJ WZROST UŻYTKOWNIKA

PODAJ SZEROKOŚĆ BIODER UŻYTKOWNIKA

DYNAMIC SYSTEM - podnóżki

<input type="checkbox"/>	D82296	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; długość górnej części podnóżka 300mm; regulacja długości podudzia w zakresie 450-550mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.000,00
<input type="checkbox"/>	D82298	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; długość górnej części podnóżka 214mm; regulacja długości podudzia w zakresie 350-450mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.000,00
<input type="checkbox"/>	D82318	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; podnóżki dla osób z różną długością podudzia nóg; długość górnej części podnóżka 300mm; regulacja długości podudzia w zakresie 450-550mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.500,00
<input type="checkbox"/>	D82319	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; podnóżki dla osób z różną długością podudzia nóg; długość górnej części podnóżka 214mm; regulacja długości podudzia w zakresie 350-450mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.500,00
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D32296	miękkie wydłużone obszycie górnej części podnóżków (osłona nóg odcinka od kolana w dół); długość obszycia 550mm tapicerką "3D"	800,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękką tapicerką uchwytów poduszek podudzia	200,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękką tapicerką poduszek podudzia	600,00
<input type="checkbox"/>	D86900	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar M	500,00
<input type="checkbox"/>	D86901	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar L	500,00
<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar HL: długość 280-330mm	700,00

DYNAMIC SYSTEM - zagłówek

<input type="checkbox"/>	D82746	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych oraz DYNAMIC SYSTEM	2.000,00
--------------------------	--------	--	----------