

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




☐

S.18.01.00 Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

☐

S.20.01.01 Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci



A - szerokość bioder/szerokość siedziska

B - długość uda/głębokość siedziska

C - wysokość podłokietników

D - wysokość siedziska

E - wysokość oparcia siedziska

F - szerokość pleców na wysokości łopatek

Cena wersji standardowej: waga użytkownika do 145kg.; waga wózka od 36kg.; długość wózka z podnóżkami 1020mm **10.900,00**

w przypadku transportu wózka w środkach transportu wraz z Użytkownikiem zalecane są poniższe opcje:

<input type="checkbox"/>	D41074	uchwyty do mocowania wózka	350,00
<input type="checkbox"/>	D20824	przedłużona rama wózka w wydłużonych kółkach podporowych	700,00
		konfiguracja wózka sytuacji użytkownika wózków w środkach transportu wraz z Użytkownikiem o wzroście powyżej 185cm:	
<input type="checkbox"/>	D21075	D21006 wysokość oparcia pleców 600mm	1.400,00
		D21054 pionowy wspornik zagłówka o długości 500mm	
		D82025 aluminiowy adapter montażu zagłówka	

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D20035	szerokość siedziska 350 mm	-
<input type="checkbox"/>	D20038	szerokość siedziska 380 mm	-
<input type="checkbox"/>	D20040	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	D20043	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	D20045	szerokość siedziska 450 mm	-
<input type="checkbox"/>	D20050	szerokość siedziska 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	D22149	poduszki boczne wypełniające; redukcja szerokości siedziska 2x25 mm	300,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	D28002	głębokość siedziska regulowana (wersja standardowa wózka)	<input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 425 mm <input type="checkbox"/> 450 mm <input type="checkbox"/> 475 mm <input type="checkbox"/> 500 mm	-
--------------------------	--------	---	---	---

Siedzisko płyta siedziska; regulacja kąta siedziska w zakresie -9° do +16°

<input type="checkbox"/>	standard	wysuwana płyta siedziska dla wygodniejszego przesiadania użytkownika NIE ŁĄCZYĆ Z PŁYTĄ SIEDZISKA COMFORT KOD D21074	-
<input type="checkbox"/>	D21074	płyta siedziska COMFORT: w tylnej części płyty otwór z siatką odciążający kość ogonową (płyta siedziska bez możliwości wysunięcia do przodu wózka)	300,00
<input type="checkbox"/>	D21032	ogranicznik z blokadą siłownika gazowego do regulacji kąta siedziska; brak możliwości obniżenia przedniej części siedziska poniżej poziomu	200,00
<input type="checkbox"/>	D21020	dźwignia blokady kąta siedziska zamontowana przy bocznych dla ręki: <input type="checkbox"/> lewej <input type="checkbox"/> prawej	600,00
<input type="checkbox"/>	standard	poduszka siedziska Netti UNO; tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21007	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT; tapicerka oddychająca "3D"	800,00
<input type="checkbox"/>	D21017	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C z dodatkową wkładką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzyn i odleżyn; tapicerka oddychająca "3D"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21048	tapicerka poduszki siedziska dla osób nieprzepuszczająca płyny i wilgoć dla poduszki siedziska Netti UNO lub Netti SIT	450,00
<input type="checkbox"/>	D21022	tapicerka poduszki siedziska oraz oparcia pleców EASY CARE - łatwowymywalna NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKĄ SIEDZISKA NETTI SIT C NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW KYPHOTIC	-

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00
<input type="checkbox"/>	D45273/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 360mm</u>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D45274/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 400mm</u>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D45275/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 460mm</u>	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D86902/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 380mm</u>	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86891/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 460mm</u>	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86892/ D86282	BODYPOINT dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 620mm</u>	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86889/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 360mm</u>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86893/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 460mm</u>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D86894/ D86282	BODYPOINT czteropunktowy pas stabilizujący miednicę wraz z miękkimi poduszkami ochronnymi; <u>długość pasa 620mm</u>	2.300,00
<input type="checkbox"/>	D45040	zabezpieczenie zamka pasów BODYPOINT przed niepożądanym rozpięciem	350,00
<input type="checkbox"/>	D60001	pasy odwodzące nogi	900,00
<input type="checkbox"/>	D27490	klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D27491	klin krokowy średni" szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D27492	klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	550,00
<input type="checkbox"/>	D20830	regulowana pelota udowa; (cena za sztukę)	<input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> prawa 450,00

Oparcie pleców (regulacja kąta oparcia pleców 86° do 133°)

<input type="checkbox"/>	standard	standardowy system oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; wysokość oparcia 500mm; wysokość całkowita wózka (przy wysokości oparcia pleców 500mm) 1050mm rączki do prowadzenia wózka regulowane na wysokość do +300mm	-
<input type="checkbox"/>	D44992	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz wycięciem pod montaż pelot piersiowych	500,00
<input type="checkbox"/>	D21006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm: wysokość oparcia 600mm TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL	600,00
<input type="checkbox"/>	D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia 500mm	750,00
<input type="checkbox"/>	D27701	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia 600 mm	1.200,00
<input type="checkbox"/>	D21808	rączki do prowadzenia wózka regulowane na wysokość do +500mm	450,00
<input type="checkbox"/>	D81740	barierka do prowadzenia wózka; regulowana kątowno oraz na wysokość	750,00
<input type="checkbox"/>	D21040	dźwignia blokady kąta oparcia pleców zamontowana przy bocznych dla ręki: <input type="checkbox"/> lewej <input type="checkbox"/> prawej	600,00

Poduszka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	standard	poduszka oparcia pleców Netti Smart; stabilizacja boczna głębokość 120mm; tapicerka oddychająca "3D"	-
<input type="checkbox"/>	D21023	poduszka oparcia pleców Netti Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca "3D"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	D21123	poduszka oparcia pleców Netti Super Stabil; stabilizacja boczna głębokość 170mm - usztywniona; tapicerka oddychająca "3D"	1.350,00
<input type="checkbox"/>	D20630	poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC z otworem pod nierówności kręgosłupa; stabilizacja boczna głębokość 170mm; tapicerka oddychająca "3D" TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 500MM	1.600,00
<input type="checkbox"/>	D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	400,00
<input type="checkbox"/>	D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	400,00

Peloty;(TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI ORAZ WYCIĘCIEM DO MONTAŻU PELOT - **KOD D44992 LUB D44993**)

<input type="checkbox"/>	D27376	pelota piersiowa CORRECTION, lewa - TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI SMART	450,00
<input type="checkbox"/>	D27378	pelota piersiowa CORRECTION, prawa - TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI SMART	450,00
<input type="checkbox"/>	D26830	pelota piersiowa STABLE, lewa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI STABIL, SUPER STABIL LUB KYPHOTIC	500,00
<input type="checkbox"/>	D26843	pelota piersiowa STABLE, prawa TYLKO DO PODUSZKI OPARCIA NETTI STABIL, SUPER STABIL LUB KYPHOTIC	500,00
<input type="checkbox"/>	D27541	obszycie do pelot STABLE	350,00

Pasy stabilizujące

<input type="checkbox"/>	D86890	adapter montażu elementów stabilizacji piersiowej - OPCJA OBOWIĄZKOWA w przypadku montażu niżej wymienionych pasów stabilizujących	600,00
<input type="checkbox"/>	D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	550,00
<input type="checkbox"/>	D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	400,00
<input type="checkbox"/>	D89805	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 240-280mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89898	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 280-330mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86895	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86896	BODYPOINT Stayflex kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion: 410-480mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89802	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 240-280mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89803	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 280-330mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86898	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 330-410mm	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D86899	pasy naramienne BODYPOINT dla szerokości ramion 410-480mm	1.500,00

Zagłówki

<input type="checkbox"/>	D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy	-
<input type="checkbox"/>	D20575	zagłówek głęboki, typ A (rogał)	-
<input type="checkbox"/>	D82566/ D82568	zagłówek głęboki, typ A (rogał) z dodatkowym paskiem czołowym w celu potrzymania głowy przed opadaniem	300,00
<input type="checkbox"/>	D20574	zagłówek owalny, typ B (mały)	-
<input type="checkbox"/>	D20573	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	-
<input type="checkbox"/>	D20576	zagłówek trapezowy, typ D; podpora potylicy (karku); z rozłożeniem siły nacisku	150,00
<input type="checkbox"/>	D27575	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi, typ E	250,00
<input type="checkbox"/>	D27576	zagłówek typ F: rogał szyjny z podporą karku oraz głowy	500,00
<input type="checkbox"/>	D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką Easy Care do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką "3D" do zagłówka typ A, B lub C	200,00
<input type="checkbox"/>	D21027	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 250mm)	200,00
<input type="checkbox"/>	D21028	wydłużona rurka pozioma do zagłówka o 230mm (długość całkowita rurki 380mm)	200,00
<input type="checkbox"/>	D21054	wydłużona rurka pionowa do zagłówka o 100mm (długość całkowita rurki 500mm)	200,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	standard	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa; wysokość osłony ubrania 395mm regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska: 170- 310mm	-
<input type="checkbox"/>	D21015	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa; wysokość osłony bocznej 495mm regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska: 170- 310mm	850,00
<input type="checkbox"/>	D89710	boczki kompletne obszyte skajem; wymiary osłony ubrania: wys. 395mm; długość 570mm; grubość 215mm; grubość obszycia skajowego 20mm; podłokietnik o wymiarach 450x100mm podłokietniki tylko dla szerokości siedziska 350-450mm w przypadku połączenia z opcją odchylanego lub blokowanego stolika terapeutycznego tylko z opcją adapterów montażu stolików kod D93316 i D93315	1.300,00
<input type="checkbox"/>	D89711	boczki kompletne obszyte skajem; wymiary osłony ubrania: wys. 445mm; długość 570mm; grubość 215mm; grubość obszycia skajowego 20mm; podłokietnik o wymiarach 450x100mm podłokietniki tylko dla szerokości siedziska 350-450mm w przypadku połączenia z opcją odchylanego lub blokowanego stolika terapeutycznego tylko z opcją adapterów montażu stolików kod D93316 i D93315	1.500,00
<input type="checkbox"/>	D89712	boczki kompletne obszyte skajem; wymiary osłony ubrania: wys. 500mm; długość 570mm; grubość 215mm; grubość obszycia skajowego 20mm; podłokietnik o wymiarach 450x100mm podłokietniki tylko dla szerokości siedziska 350-450mm w przypadku połączenia z opcją odchylanego lub blokowanego stolika terapeutycznego tylko z opcją adapterów montażu stolików kod D93316 i D93315	1.500,00

<input type="checkbox"/>	standard	podłokietnik 385x58 mm	-
<input type="checkbox"/>	D21077	podłokietniki 420x80mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21078	podłokietnik 445x70 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21079	podłokietnik 525x80 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	D21927	podłokietniki 525x80mm z obniżoną częścią tylną	400,00
<input type="checkbox"/>	D41649	podłokietniki standardowe 385x58mm z extra miękką tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	250,00
<input type="checkbox"/>	D41650	podłokietniki kod D21077 z extra miękką tapicerką w przypadku montażu stolika odchylanego lub blokowanego wyłącznie z dodatkowymi adapterami montażu	250,00
<input type="checkbox"/>	D22185	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, lewy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00
<input type="checkbox"/>	D22186	podłokietnik profilowany dla Hemiplegików, prawy NIE ŁĄCZYĆ Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM	700,00
<input type="checkbox"/>	D23003	poduszka pod dłoń dla Hemiplegików	400,00

Podnóżki i stopień podnóżka**podnóżki STANDARDOWE**

<input type="checkbox"/>	standard	odchylane i wyjmowane; ręczna regulacja kąta do wyprostowania nogi wraz z automatycznym dopasowaniem długości podudzia w zależności od pozycji nogi; regulowane poduszki podudzia; skajowe obszycie ochronne górnej części podnóżka; blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła	-
--------------------------	----------	---	---

dla długości podudzia w zakresie 320-680mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)

<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostowania nogi przy pomocy siłowników gazowych	1.900,00
<input type="checkbox"/>	D21081	uchwyty podnóżków wysunięte po 25mm na stronę na zewnątrz wózka dla większej swobody nóg NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm NIE ŁĄCZYĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU	900,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękką tapicerką uchwytów poduszek podudzia - skajowa	150,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękką tapicerką poduszek podudzia zgodnie z tapicerką poduszek wózka	400,00
<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony aluminiowy; z regulacją kąta oraz łącznikiem	-
<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta	600,00
<input type="checkbox"/>	D80087	adapter regulacji głębokości standardowego stopnia podnóżka dzielonego w zakresie do 50mm	1.000,00
<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy NIEMOŻLIWE DO UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU	1.000,00
<input type="checkbox"/>	D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowa	600,00
<input type="checkbox"/>	06-6138	poduszki 30 mm na standardowy stopień podnóżka dzielony	-
<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00

podnóżki **UNIWERSAL**

<input type="checkbox"/>	D24006	podnóżki odchylane i zdejmowane; możliwość regulacji kąta do wyprostu nogi; możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego- dla osób z przykurczami); podnóżki bez możliwości montażu poduszek podudzia	300,00
--------------------------	--------	---	--------

dla długości podudzia w zakresie 360-500mm (PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA)

<input type="checkbox"/>	D21081	uchwyty podnóżków wysunięte po 25mm na stronę na zewnątrz wózka dla większej swobody nóg NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430 mm NIE ŁĄCZYĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU	900,00
--------------------------	--------	---	--------

<input type="checkbox"/>	standard	stopień podnóżka dzielony, z zamontowanymi zapietkami (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu wózka)	-
--------------------------	----------	---	---

<input type="checkbox"/>	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta (bez zapietek)	600,00
--------------------------	--------	---	--------

<input type="checkbox"/>	D80087	adapter regulacji głębokości standardowego stopnia podnóżka dzielonego w zakresie do 50mm	1.000,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	D21041	box tapicerowany pod stopy NIEMOŻLIWE DO UŻYTKOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z WÓZKA W ŚRODKACH TRANSPORTU	1.000,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	300,00
--------------------------	--------	---	--------

Stopień podnóżka - OPCJE DODATKOWE do podnóżków standardowych oraz UNIVERSAL

<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	1.300,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	1.300,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	1.400,00
--------------------------	--------	---	----------

<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar HL: długość 280-330mm	1.500,00
--------------------------	--------	--	----------


Wysokość siedziska bez poduszki siedziska, mierzona od podłoża do płyty siedziska (z przesuwaną płytą, z płytą komfortową wysokość siedziska jest o 15 mm niższa)

Wysokość siedziska przy użyciu różnych przednich i tylnych kół

Koła przednie

5" + 24" = SH 460 mm
6" + 24" = SH 460 mm
7" + 24" = SH 460 mm
7" + 24" = SH 490 mm
8" + 24" = SH 490 mm
5" + 22" = SH 435 mm
6" + 22" = SH 435 mm
7" + 22" = SH 465 mm
8" + 22" = SH 465 mm
8" + 22" = SH 475 mm
3" + 20" = SH 435 mm
5" + 20" = SH 435 mm
6" + 20" = SH 435 mm

7" + 20" = SH 455 mm
6" + 26" = SH 490 mm
7" + 26" = SH 490 mm
8" + 26" = SH 505 mm
8" + 26" = SH 530 mm
5" + 12" = SH 470 mm
6" + 12" = SH 470 mm
7" + 12" = SH 480 mm
8" + 12" = SH 500 mm
7" + 16" = SH 485 mm
8" + 16" = SH 495 mm



Tylna część ramy

otwór 1, 2, 3 dla 12"-16"-20"-22"-24"-26"
12" = H1 = wysokość siedziska 470 mm
16" = H1 = wysokość siedziska 485 mm
20" = H1 = wysokość siedziska 405 mm
22" = H1 = wysokość siedziska 435 mm
24" = H1 = wysokość siedziska 460 mm
26" = H1 = wysokość siedziska 490/505 mm

otwór 4, 5, 6 dla 12"-16"-20"-22"-24"-26"
12" = H2 = wysokość siedziska 470/480/500 mm
16" = H2 = wysokość siedziska 495 mm
20" = H1 = wysokość siedziska 420/450 mm
22" = H1 = wysokość siedziska 465 mm
24" = H1 = wysokość siedziska 490 mm
26" = H1 = wysokość siedziska 530 mm

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	standard	kółka przednie 7" (175x33mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane	-
<input type="checkbox"/>	D22001	kółka przednie 3" (75x33mm); pełne dla wysokości siedziska 405mm; dla kół tylnych 20"	500,00
<input type="checkbox"/>	D22003	kółka przednie 5" (125x27mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D22005	kółka przednie 6" (150x30mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D21026	kółka przednie 8" (200x50mm); pełne	-
<input type="checkbox"/>	D20664	dystanse montażu kółek przednich na zewnątrz wózka zalecane w połączeniu z podnóżkiem UNIVERSAL	350,00

PODAJ PRZEDNIĄ WYSOKOŚĆ SIEDZISKA ZGODNIE Z W/W TABELĄ ORAZ ROZMIAREM KÓLEK PRZEDNICH

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	standard	koła tylne 24x1"; ogumienie pełne	-
<input type="checkbox"/>	D22006	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pełne	200,00
<input type="checkbox"/>	D22008	koła tylne 24x1 3/8"; ogumienie pompowane	200,00

tylna wysokość siedziska przy kołach tylnych 24" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska

☐ 460mm dla kółek przednich 5", 6" i 7"

☐ 490mm dla kółek przednich 7" i 8"

szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 220mm przy kołach 20", 22" i 24" w wersji z hamulcami standardowymi lub bębnowymi

szerokość całkowita wózka do szerokości siedziska: + 210mm przy kołach 12" i 16" w wersji z hamulcami bębnowymi

<input type="checkbox"/>	D22007	koła tylne 22x1"; pełne tylna wysokość siedziska przy kołach tylnych 22" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska	300,00					
<input type="checkbox"/>	435mm	dla kółek przednich 5" i 6"	<input type="checkbox"/>	465mm	dla kółek przednich 6" i 7"	<input type="checkbox"/>	475mm	dla kółek przednich 8"

<input type="checkbox"/>	D22002	koła tylne 20x1"; pełne tylna wysokość siedziska przy kołach tylnych 20" oraz przy poziomym ustawieniu siedziska	350,00					
<input type="checkbox"/>	405mm	dla kółek przednich 3"	<input type="checkbox"/>	420mm	dla kółek przednich 5"	<input type="checkbox"/>	455mm	dla kółek przednich 6" i 7"

<input type="checkbox"/>	D21035	koła tylne 12,5" z hamulcami bębnowymi (<u>opcja bez hamulca dociskowego dla użytkownika</u>); ogumienie pełne		800,00
wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska				
<input type="checkbox"/>	470mm	dla kółek przednich 5" i 6"	<input type="checkbox"/>	480mm dla kółek przednich 7"
			<input type="checkbox"/>	500mm dla kółek przednich 8"

<input type="checkbox"/>	D22035	koła tylne 16" z hamulcami bębnowymi; ogumienie pełne wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska	800,00
<input type="checkbox"/>	485mm	dla kółek przednich 7"	<input type="checkbox"/> 495mm dla kółek przednich 8"

<input type="checkbox"/>	D22010	koła tylne 26x1 3/8"; pełne wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska	400,00	
<input type="checkbox"/>	490mm	dla kółek przednich 6" i 7"	<input type="checkbox"/> 505mm dla kółek przednich 8"	<input type="checkbox"/> 535mm dla kółek przednich 8"

<input type="checkbox"/>	D20834	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20836	koła tylne 24" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
--------------------------	--------	---	----------

wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska

☐ 460mm dla kółek przednich 5", 6" i 7"

☐ 490mm dla kółek przednich 7" i 8"

<input type="checkbox"/>	D20837	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę lewą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
--------------------------	--------	--	----------

<input type="checkbox"/>	D20838	koła tylne 22" z systemem ciągów jednostronnych; ciągi podwójne na rękę prawą NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA	2.400,00
--------------------------	--------	---	----------

wysokość siedziska przy poziomym ustawieniu siedziska

dla kółek przednich 6" ☐ 440mm ☐ 475mm

dla kółek przednich 7" ☐ 475mm

<input type="checkbox"/>	D22009	przeźroczyste osłony na sprchy	300,00
--------------------------	--------	--------------------------------	--------

<input type="checkbox"/>	D22013	nakładki silikonowe na ciągi	250,00
--------------------------	--------	------------------------------	--------

Hamulce		
<input type="checkbox"/>	standard	hamulce dociskowe; długość dźwigni 90mm -
<input type="checkbox"/>	D21029	hamulce dociskowe; długość dźwigni 150mm 200,00
<input type="checkbox"/>	D21031	hamulce dociskowe; długość dźwigni 250mm 250,00
<input type="checkbox"/>	D27282	hamulec dociskowy jednostronny na rękę prawą TYLKO Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH 800,00
<input type="checkbox"/>	D27283	hamulec dociskowy jednostronny na rękę lewą TYLKO Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH 800,00
<input type="checkbox"/>	D21010	hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej dla kół 24" oraz 22" NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMU TYLNYMI Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH 550,00

Podpory anty-wywrotne		
<input type="checkbox"/>	standard	kółka anty-wywrotne wraz z wąsem ułatwiającym podniesienie przedniej części wózka przy pokonywaniu np. krawężnika; para -

Stoliki (NIE ŁĄCZYĆ Z PROFILOWANYMI PODŁOKIETNIKAMI DLA HEMIPLEGIKÓW)		
<input type="checkbox"/>	D21059	stolik uniwersalny dla szerokości siedziska 350-500mm przy podłokietnikach kod D21077 (420x80mm), D21079 i D21927 (525x80mm) należy zamówić stolik kod D21063 500,00
<input type="checkbox"/>	D21063	stolik uniwersalny dla szerokości siedziska 550-600mm oraz dla mniejszych szerokości siedziska w połączeniu z niestandardowymi podłokietnikami 650,00
<input type="checkbox"/>	D21050	stolik wzmocniony dla szerokości siedziska 350-500mm PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500MM NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD D21077, D21079 ORAZ D21927 850,00
<input type="checkbox"/>	D24001	stolik odchylany dla szerokości siedziska 350-500mm PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500MM NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD D21077, D21079 ORAZ D21927 600,00
<input type="checkbox"/>	D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649 150,00
<input type="checkbox"/>	D24002	stolik nasuwany na podłokietniki z systemem blokady PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA 500MM NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD D21077, D21079 ORAZ D21927 550,00
<input type="checkbox"/>	D93315	adaptery montażu stolika z blokadą w przypadku montażu podłokietników z miękką tapicerką kod D41649 150,00
<input type="checkbox"/>	D21052	miękka tapicerka do stolików do w/w stolików 250,00
<input type="checkbox"/>	D23006	stolik jednostronny, tapicerowany; lewy 900,00
<input type="checkbox"/>	D23005	stolik jednostronny, tapicerowany; prawy 900,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>		uniwersalna skrzynia na tylnej części ramy; TYLKO Z KODEM D20824 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ CZĘŚCI RAMY; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIEMI 8"	700,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

DYNAMIC SYSTEM

DYNAMIC SYSTEM to profesjonalne rozwiązanie, które odbiera siły nacisku na poszczególne elementy wózki podczas napięć mięśniowych Użytkownika.

System ten pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej zapewniając optymalny rozkład nacisku podczas np. spastyki. Po ustąpieniu napięć mięśniowych wózek powróci do pierwotnie ustawionej pozycji.

DYNAMIC SYSTEM jest w stanie przyjąć duże siły nacisku dzięki czemu wydłuża się żywotność wózka.

System ten jest modułowy, dzięki czemu możemy skonfigurować wózek w pełni dynamiczny, pracujący wraz z postawą Użytkownika lub możemy wybrać poszczególne elementy wózka z zastosowaniem tego systemu.

Ruchome elementy wózka w **DYNAMIC SYSTEM** lepiej rozpraszają siły nacisku niż w wózku standardowym. Dzięki temu Użytkownik odczuwa mniejszy dyskomfort podczas skurczów, ponieważ wózek wspomaga ruch. Z biegiem czasu zaobserwowano zmniejszenie się niekontrolowanych napięć mięśniowych podczas użytkowania wózka z tym systemem.

Ponieważ odpowiednie elementy w wózku układają się do ułożenia sylwetki Użytkownika, zwłaszcza podczas napięć mięśniowych, zmniejsza się tym samym możliwość otarć, urazów mięśni czy innych urazów spowodowanych uszkodzonymi częściami wózka.

DYNAMIC SYSTEM występuje w następujących elementach wózka:

DYNAMIC SYSTEM - oparcie pleców

12.500,00

W przypadku zastosowania DYNAMIC SYSTEM oparcia pleców zakres regulacji kąta oparcia wynosi 90° do 118°.

Maksymalna waga użytkownika do 135kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji, co wskazane jest podczas transportu lub pozycjonowaniu. System DYNAMIC występuje zawsze z opcją przedłużonej tylnej części ramy wózka (kod D28001- opcja wliczona w cenę systemu DYNAMIC) oraz 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę (wybierz odpowiedni rozmiar pasa):

☐☐

XS: dł. 380 mm

☐

M: dł. 460 mm

☐

L: dł. 620 mm

W celu doboru odpowiednich siłowników oparcia pleców

PODAJ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

PODAJ WZROST UŻYTKOWNIKA

PODAJ SZEROKOŚĆ BIODER UŻYTKOWNIKA

DYNAMIC SYSTEM - podnóżki

<input type="checkbox"/>	D82296	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; długość górnej części podnóżka 300mm; regulacja długości podudzia w zakresie 450-550mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.000,00
<input type="checkbox"/>	D82298	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; długość górnej części podnóżka 214mm; regulacja długości podudzia w zakresie 350-450mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.000,00
<input type="checkbox"/>	D82318	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; podnóżki dla osób z różną długością podudzia nóg; długość górnej części podnóżka 300mm; regulacja długości podudzia w zakresie 450-550mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.500,00
<input type="checkbox"/>	D82319	Podnóżki z DYNAMIC SYSTEM, z poduszkami podudzia; podnóżki dla osób z różną długością podudzia nóg; długość górnej części podnóżka 214mm; regulacja długości podudzia w zakresie 350-450mm; stopień podnóżka jednoczęściowy - blokowany	8.500,00
<input type="checkbox"/>	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00
<input type="checkbox"/>	D32296	miękkie wydłużone obszycie górnej części podnóżków (osłona nógodcinka od kolana w dół); długość obszycia 550mm tapicerką "3D"	800,00
<input type="checkbox"/>	D21745	miękką tapicerką uchwytów poduszek podudzia	200,00
<input type="checkbox"/>	D41617	miękką tapicerką poduszek podudzia	600,00
<input type="checkbox"/>	D86900	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar M	500,00
<input type="checkbox"/>	D86901	pas łydkowy do ustabilizowania nóg; rozmiar L	500,00
<input type="checkbox"/>	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: długość 170-200mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: długość 190-230mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: długość 220-290mm	700,00
<input type="checkbox"/>	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar HL: długość 280-330mm	700,00

Zagłówek DYNAMIC SYSTEM

<input type="checkbox"/>	D53746	zagłówek szeroki, prostokątny, typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych oraz DYNAMIC SYSTEM	2.000,00
--------------------------	--------	--	----------