










Inovys 2 EVO				Data i dane firmy zamawiającej:			
Wózek specjalny . Max User Waga: 135 kg.				Adres wysyłki:			
		UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy go wyzerować wciskając czerwony przycisk "Wyzeruj formularz" poniżej.		ref./data			
Wyzerowanie całego formularza.							
Wersja standard				Cena detaliczna netto	vat	Cena detaliczna brutto	
				3704 zł	8 %	4000 zł	
Szerokość siedziska							
cm	39	44	50	-	-	-	
Głębokość siedziska regulowana							
cm	46 - 52			-	-	-	
Wysokość siedziska: regulowana w zakresie od 46 do 53 cm (z poduszką siedziska)							
cm	42 - 48 (bez poduszki)			-	-	-	
KOLOR RAMY							
C89	Miedziany			-	-	-	
PODŁOKIETNIKI							
B05	Komfortowy podłokietnik standardowy .	Lewy		-	-	-	
		Prawy					
Bi5	Podłokietnik typu „T”. <i>Zawsze podparcie pod łokieć PU</i>	Lewy		189 zł	8%	204 zł	
		Prawy		189 zł	8%	204 zł	
SER	Podłokietniki otapicrowane również od wewnątrz <i>(nie kompatybilny z podłokietnikami B66, B66S, B112, B05 oraz Bi5)</i>	Lewy		139 zł	8%	150 zł	
		Prawy		139 zł	8%	150 zł	

Podparcie pod łokieć							
Podparcie pod łokieć PU. <i>Tylko ze standardowym podłokietnikiem B05</i>	Lewy	Prawy	-	-	-		
Podparcie pod łokieć - Soft. <i>Tylko ze standardowym podłokietnikiem B05</i>	Lewy	Prawy	-	-	-		
Podparcie pod łokieć - skaj. <i>Tylko ze standardowym podłokietnikiem B05</i>	Lewy	Prawy	52 zł	8%	56 zł		
Podłokietnik & Podparcie pod łokieć dla hemiplegików							
B66	Podłokietnik rynnowy PU (stabilizujący przedramie) , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		186 zł	8%	201 zł	
		R					
B66O	Podłokietnik rynnowy odchylany na boki PU (stabilizujący przedramie) , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		218 zł	8%	235 zł	
		R					
B66M	Podłokietnik rynnowy dwusegmentowy PU (stabilizujący przedramie) z poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		500 zł	8%	540 zł	
		R					
B66OM	Podłokietnik rynnowy dwusegmentowy , obrotowy , PU (stabilizujący przedramie) z poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		951 zł	8%	1027 zł	
		R					
B66ML	Podłokietnik rynnowy trzysegmentowy, wydłużony, PU (stabilizujący przedramie) z poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		617 zł	8%	666 zł	
		R					
B66OML	Podłokietnik rynnowy trzysegmentowy, obracany, wydłużony, PU (stabilizujący przedramie) z poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		1191 zł	8%	1286 zł	
		R					
B66MA	Podłokietnik rynnowy, dwusegmentowy, PU z anatomicznym podparciem dłoni (stabilizujący przedramie) z anatomicznym poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		523 zł	8%	565 zł	
		R					
B66OMA	Podłokietnik rynnowy, dwusegmentowy, obrotowy, PU z anatomicznym podparciem dłoni (stabilizujący przedramie) z anatomicznym poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		994 zł	8%	1074 zł	
		R					
B66MAL	Podłokietnik rynnowy, trzysegmentowy, PU z anatomicznym podparciem dłoni, wydłużony (stabilizujący przedramie) z anatomicznym poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		643 zł	8%	694 zł	
		R					
B66OMAL	Podłokietnik rynnowy, trzysegmentowy, obrotowy, wydłużony, PU z anatomicznym podparciem dłoni (stabilizujący przedramie) z anatomicznym poparciem dłoni , <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>	L		1226 zł	8%	1324 zł	
		R					
B66 S	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików STABILO- prawy- <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>			827 zł	8%	893 zł	
B66 S	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików STABILO- lewy- <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>			827 zł	8%	893 zł	
B112 L	Podparcie pod łokieć i przedramię z pleksi dla hemiplegików odchylane na bok -lewy. <i>Nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>			229 zł	8%	247 zł	
B112 R	Podparcie pod łokieć i przedramię z pleksi dla hemiplegików odchylane na bok -prawy. <i>Nie kompatybilny z podłokietnikiem SER , stolikami B12/B12A/B15/B15A .</i>			229 zł	8%	247 zł	

B112 L	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików z funkcją odwiedzenia - <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER, stolikami B12/B12A/B15/B15A - lewy.</i>		229 zł	8%	247 zł	
B112 R	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików z funkcją odwiedzenia - <i>nie kompatybilny z podłokietnikiem SER, stolikami B12/B12A/B15/B15A - prawy.</i>		229 zł	8%	247 zł	

PODNOŻKI



PODNOŻKI STANDARDOWE - *prawy*

B06	Podnóżki standardowe		-	-	-	
BA6	Podnóżki standardowe skrócone (krótsze o 8 cm)		278 zł	8%	300 zł	



PODNOŻKI STANDARDOWE - *lewy*

B06			-	-	-	
BA6			278 zł	8%	300 zł	


PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU - *prawy* (czarny kolor)

B08	Podnóżek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydkę bez stabilizacji kolan.		-	-	-	
BZ7	Podnóżek z reg. do poziomu z podparciem łydki ze stabilizacją kolan. (Zakres regulacji płyty pod stopę 29 cm - 45 cm).		-	-	-	
BZ7C	Podnóżek z reg. do poziomu z podparciem pod łydkę z miękkim obiciem. (Zakres regulacji płyty pod stopę 29 cm - 45 cm).		113 zł	8%	122 zł	
BL7	Podpórka pod kikut		174 zł	8%	188 zł	

PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU - *lewy* (czarny kolor)

B08	Podnóżek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydkę bez stabilizacji kolan.		-	-	-	
BZ7	Podnóżek z reg. do poziomu z podparciem pod łydkę - ze stabilizacją kolan. (Zakres reg. płyty pod stopę 29 cm - 45 cm).		-	-	-	
BZ7C	Podnóżek z regulacją do poziomu z miękkim obiciem podparcia pod łydkę (Zakres regulacji płyty pod stopę 29 cm - 45 cm).		113 zł	8%	122 zł	
BK7	Podpórka pod kikut		174 zł	8%	188 zł	


PODNOŻKI Z JEDNĄ PŁYTKĄ POD STOPY

BK6	Podnóżki standardowe z jedną płytą		218 zł	8%	235 zł	
BL6	Podnóżki standardowe z jedną płytą - skrócone (krótsze o 8 cm).		218 zł	8%	235 zł	


PODNOŻKI REGULOWANE DO POZIOMU Z JEDNĄ PŁYTKĄ POD STOPY I ŁYDKI

Bz10	Podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczesnym podparciem pod łydkę		463 zł	8%	500 zł	
------	--	--	--------	----	--------	---












PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU Z JEDNĄ PŁYTKĄ POD STOPY I ŁYDKI - Centralny

Bz10C	Podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczesnym podparciem pod łydkę, z jedną płytą - centralna regulacja wysokości płyty.		401 zł	8%	433 zł	
-------	--	--	--------	----	--------	---

Dodatkowe opcje podnóżków.

B57	Taśma podudzia. Tylko do podnóżków B06, BA6, BK6.		42 zł	8%	45 zł	
B19	Paski zabezpieczające stopy.		52 zł	8%	56 zł	
Neo 40.02	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		438 zł	8%	473 zł	

KOŁA TYLNE						
B80	Oś koła tylnego szybkozłączna		-	-	-	
	24" alu PU, czarne		-	-	-	
	Tył 24" alu PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	Tył 24" alu pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
KOŁA TYLNE SPECJALNE Tylko rozmiar 24' - tylko pompowane						
Design	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run		401 zł	8%	433 zł	
Off Road	Off road 24" - średnica, opona:Schwalbe Land Cruiser .		1411 zł	8%	1524 zł	
KOŁA PRZEDNIE						
	200x50 PU czarne		-	-	-	
	200x50 PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	200x50 pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
	200x35 PU czarne		44 zł	8%	48 zł	
	200x35 PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	200x35 pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
	6' PU czarne		44 zł	8%	48 zł	
	6' PU szare		44 zł	8%	48 zł	
	6' pompowane szare		44 zł	8%	48 zł	
OSŁONY NA SZPRYCHY						
B85	Bezbarwna osłona na szprychy		200 zł	8%	215 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem ZIEMIA - M5		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1		258 zł	8%	279 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2		258 zł	8%	279 zł	
ZESTAW MONTAŻOWY obniżający siedzisko o dodatkowe 2,5 cm						
S A12	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6'pompowane/ koła tylne 22' pompowane.		213 zł	8%	230 zł	
S AP1	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' krypton/ koła tylne 22' pompowane.		213 zł	8%	230 zł	
S AP5	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' krypton/ koła tylne 22' krypton.		213 zł	8%	230 zł	




T30	Wersja na koła transportowych 16"				216 zł	8%	234 zł	
	Krypton							
ZAGŁÓWEK								
L58C +B47	Zaglówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach. (do tapicerek elastycznych) , montowany w klemie.				493 zł	8%	536 zł	
L58C	Zaglówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach. (do tapicerki kontur L34,L07.SERENYS).				-	-	-	
<p>* Zagłówek L58C może być zamontowany na dwa sposoby:</p> <p>1. Do oparcia kontur (L34,L07,SERENYS) , którego podstawę stanowi płyta ze sklejki. Do płyty oparcia przykręcony jest uchwyt zagłówek.</p> <p>2. Do poprzeczki na specjalnej klemie aluminiowej (L58+B47 lub L55+B47)(rozwiązanie stosowane standardowo do tapicerek oparcia elastycznych).</p>								
						1.		2.
OPARCIE								
Rączki do pchania z regulacją wysokości					-	-	-	
Tapicerka oparcia								
Materiał obiciowy oparcia standardowego								
PU Soft czarny					-	-	-	
PU Soft mokka - jasny brąz					91 zł	8%	96 zł	
3D Net czarny					91 zł	8%	96 zł	
Cordura czarna					147 zł	8%	159 zł	
Oparcia elastyczne z regulacją napięcia								
L44	Oparcie na pasach VELCRO do regulacji napięcia				159 zł	8%	171 zł	
Poduszki do oparcia typu L44								
B23	Poduszka standardowa 4 cm				88 zł	8%	95 zł	
VICAIR® *	Poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna na oparciu LIBERTY BACK + pokrowiec tylko 3D Net - tylko z oparciem L44.				393 zł	8%	424 zł	
VICAIR® *	poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa) tylko z oparciem L44.				1572 zł	8%	1698 zł	
Oparcia sztywne zintegrowane z płytą drewnianą - kontur								
L34	Poduszka Kontur -W standardzie wykonana zPU Soft, inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy).				-	-	-	
L07	L07 Oparcie typu Kontur, wydłużone: zintegrowane z drewnianą płytą							
	65 cm							
	70 cm			546 zł	8%	590 zł		
	75 cm							





Oparcie ze sztywną podstawą Ergo							
Ergo	Aluminiowa płyta pod poduszkę oparcia		172 zł	8%	186 zł		
Poduszki na płytę Ergo							
L34	Poduszka Kontur -W standardzie wykonana z dartex-u inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy). Nie występuje w obiciu nylonowym.		344 zł	8%	372 zł		
	poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna VICAIR® MULTIFUNCTIONAL w pokrowcu oryginalnym Vicair (8 komorowa).		1572 zł	8%	1698 zł		
Poduszki stabilizacyjne STABILO							
	Poduszka STABILO COMFORTABLE		1664 zł	8%	1797 zł		
	Poduszka STABILO COMFORTABLE PLUS		1762 zł	8%	1903 zł		
	COMFORTABLE PLUS DUO HILO						
	M		3290 zł	8%	3553 zł		
	L		3343 zł	8%	3610 zł		
	XL		3611 zł	8%	3900 zł		
SPECJALNE OPARCIA STABILIZUJĄCO -KOREKCYJNE PHYSISPRO 							
HP 2 PROFILED	Oparcie na płycie aluminiowej wspierające doskonale odcinek lędźwiowy.		3879 zł	8%	4189 zł		
HP 2 COUNTOURED	Oparcie na płycie aluminiowej wsp odcinek lędźwiowy		3879 zł	8%	4189 zł		
opcje do oparc PHYSISPRO							
		Lewy	Prawy				
	Regulowane peloty boczne , nie odchylane na boki do oparcia HP2 (1szt.)			567 zł	8%		612 zł
	Regulowane peloty boczne , odchylane na boki do oparcia HP2 (1szt.)			922 zł	8%		996 zł
	Peloty stabilizujące tułów mocowane do rurki oparcia, nie odchylane (1szt.)			720 zł	8%	778 zł	
	Peloty stabilizujące tułów mocowane do rurki oparcia, odchylane (1szt.)			1080 zł	8%	1166 zł	
SIEDZENIE							
Materiał obiciowy							
	PU Soft czarny		-	-	-		
	PU Soft mokka - jasny brąz		91 zł	8%	96 zł		
	3D Net czarny		91 zł	8%	96 zł		
	Cordura czarna		147 zł	8%	159 zł		

Rodzaj siedziska						
L16	Sztywna podstawa siedziska umożliwiająca zakładanie różnych poduszek.		-	-	-	
Rodzaje pianek						
	Pianka termoplastyczna Visco . <i>Uwaga! Tylko z poduszkami siedziska B23, B24, B25, B26, B27.</i>		-	-	-	
Rodzaje poduszek						
B23	Poduszka siedziska 4 cm		0 zł	8%	0 zł	
B24	Poduszka siedziska 6 cm		99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm		110 zł	8%	119 zł	
B26	Poduszka pochyła 2-6 cm		95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyła 4-8 cm		110 zł	8%	119 zł	
Poduszki VICAIR® w pokrowcu oryginalnym VICAIR						
	Poduszka Liberty tylko w pokrowcu 3D Net.		333 zł	8%	360 zł	
	Poduszka Liberty Profile ze stabilizatorem miednicy		540 zł	8%	583 zł	
	Poduszka VECTOR 02 6 cm dla osób z dużym ryzykiem		1155 zł	8%	1247 zł	
	Poduszka VECTOR 02 10 cm dla osób z dużym ryzykiem		1155 zł	8%	1247 zł	
	Poduszka MULTIFUNCTIONAL 8 cm		1295 zł	8%	1399 zł	
Inne poduszki						
	BASE HILO - Poduszka w technologii próżniowego modelowania kształtu z klinem zapobiegającym zsuwaniu się .		1600 zł	8%	1728 zł	
	BASE DORO	M	1646 zł	8%	1778 zł	
		M+	1826 zł	8%	1972 zł	
SERENYS	Poduszka z wybrzuszeniem z przodu- <i>W standardzie wykonana z PU Soft. Inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy).</i>		220 zł	8%	238 zł	
L35	Poduszka Kontur- <i>W standardzie wykonana z PU Soft. Inny materiał za dopłatą (patrz materiał obiciowy).</i>		-	-	-	
OPCJE DODATKOWE						
Pelota tułwia do stabilizacji. <i>Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 zintegrowanymi z płytą drewnianą. Nie kompatybilne z podłokietnikami typu B66</i>						
L04	Prawa duża		167 zł	8%	180 zł	
	Prawa mała		167 zł	8%	180 zł	
	Lewa duża		167 zł	8%	180 zł	
	Lewa mała		167 zł	8%	180 zł	




B12	Stolik drewniany. <i>Wyklucza wszystkie podłokietniki stabilizujące przedramię B66 oraz podparcia pod przedramię B112.</i>		334 zł	8%	361 zł	
B12A	Stolik drewniany ściągany. <i>Wyklucza wszystkie podłokietniki stabilizujące przedramię B66 oraz podparcia pod przedramię B112.</i>		378 zł	8%	408 zł	
B15	Stolik plastikowy transparentny odchylany na bok z regulacją głębokości. <i>Wyklucza wszystkie podłokietniki stabilizujące przedramię B66 oraz podparcia pod przedramię B112.</i>		364 zł	8%	393 zł	
B20	Pas brzuszny		55 zł	8%	60 zł	
B58	Pas brzuszny z klamrą autoclick		133 zł	8%	144 zł	
B22	Klin		248 zł	8%	268 zł	
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para).		164 zł	8%	177 zł	
B40	Przedłużenie hamulca		53 zł	8%	57 zł	
B52	Uchwyt na kropłówkę		187 zł	8%	202 zł	
B74	Hamulce dla osoby towarzyszącej - bębnowe (tylko z kołami standardowymi).		499 zł	8%	539 zł	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)		151 zł	8%	163 zł	
B83	Uchwyt na butlę z tlenem.		156 zł	8%	168 zł	
U70	Półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.		496 zł	8%	535 zł	
B42F	Torba zapinana		149 zł	8%	161 zł	
B42	Siatka na zakupy		79 zł	8%	85 zł	

Pasy , kamizelki stabilizacyjne






U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		167 zł	8%	180 zł	
U173 L			198 zł	8%	213 zł	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		165 zł	8%	178 zł	
U174 L			195 zł	8%	211 zł	
U174 P -S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza		168 zł	8%	182 zł	
U174 P -L			198 zł	8%	213 zł	

U180 S	Pas brzuszny		123 zł	8%	133 zł	
U180 L			143 zł	8%	154 zł	
U180 P-S	Pas brzuszny z ujęciem krocza		178 zł	8%	192 zł	
U180 P-L			261 zł	8%	282 zł	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134 zł	8%	145 zł	
U08 L			153 zł	8%	165 zł	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki		108 zł	8%	117 zł	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu
neoflex
MIEDNICA

NEO 30.01	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		150 zł	8%	162 zł	
NEO 30.02	Neoprenowy 2 punktowy pas na miednicę: S- Small , M -Medium , L -Large ,		164 zł	8%	177 zł	
NEO 30.03	Neoprenowy Pas odwodzący : XS -ekstra mały , S- Small , M -Medium , L -Large ,		300 zł	8%	324 zł	

TUŁÓW

NEO 20.02	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		312 zł	8%	337 zł	
NEO 20.04	Neoprenowa kamizelka z zamkiem - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.01	Neoprenowa kamizelka bez zamka - szeroka XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		231 zł	8%	249 zł	
NEO 20.03	Neoprenowa kamizelka bez zamka - wąska XS-Small , S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large					
NEO 20.06	Neoprenowy pas 4 punktowy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		205 zł	8%	221 zł	
NEO 20.05	Neoprenowe pasy na ramiona S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		179 zł	8%	193 zł	
NEO 00.01	Neoprenowy pas Multi-use S- Small , M -Medium , L -Large , XL-Large		193 zł	8%	208 zł	

UWAGI!

Cena netto wózka w wersji standardowej:

+

Suma cen netto wszystkich zaznaczonych opcji:

=

Cena netto wózka z opcjami:

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska