



# Happy






Ul. Łączna 1  
 55-100 Trzebnica  
 Polska  
 tel. 71 3874200  
 faks 71 3870574  
 info@vermeiren.pl

**Rowerek rehabilitacyjny trójkołowy dla dzieci**







Zamawiający:  Nazwa firmy:  ulica:  Miejscowość / kod poczt.:  Tel:  e-mail:	Dostawa na adres: Nazwa :  ulica:  Miejscowość / kod poczt.:  Tel:  e-mail:
--	--

Ref.

	cena netto	VAT	cena brutto
<b>standardowa wersja</b>	2342 zł	8%	2529 zł

Rodzaj napędu					
	<b>01</b> - wolne koło - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałowac rower jedzie na wolnym biegu, swobodne kręcenie pedałami do tyłu,	350	8%	378 zł	
	<b>02</b> - hamulec w pedale (torpedo) .Hamulec w pedale , tzw. torpedo - pedałowanie napędza rower, jak się przestanie pedałowac rower jedzie na wolnym biegu, naciśnięcie pedałami w tył hamuje rower,	225	8%	243 zł	
	<b>06</b> - ostre koło - pedałowanie napędza rower, nie ma wolnego biegu, kręcenie pedałami w tył napędza rower w przeciwnym kierunku.	-	-	-	

KOLORYSTYKA					
rama	biało- różowy		-	-	-


OPCJE DODATKOWE					
	<b>03</b> - Przerzutki - 3 przełożenia ( <i>tylko z napędem torpedo 02- wliczony w cenę</i> )	294	8%	318 zł	
	<b>S1</b> - kierownica "CLASSIC"	-	-	-	
	<b>S2</b> - standardowa kierownica	-	-	-	
	<b>S4</b> - kierownica "KWADRAT"	225	8%	243 zł	
	standardowy uchwyt kierownicy - 17 cm	-	-	-	
	<b>S6</b> - Dłuższy uchwyt kierownicy - 30 cm	112	8%	121 zł	

	E2 - Zestaw oświetlenia	168	8%	182 zł
	E3 - Kilometromierz	84	8%	91 zł
	E9 - uchwyt dłoni	168	8%	182 zł
	E10S - uchwyt dłoni + nadgarstka rozm. S	225	8%	243 zł
	E11S - uchwyt ręki "REKAWICA" rozm. S	247	8%	267 zł
	F1 - uchwyt stopy	168	8%	182 zł
	F2 - uchwyt stopy "nosek"	168	8%	182 zł
	F3S - uchwyt stopy "sandał" rozm.S	253	8%	273 zł
	F4S - uchwyt stopy "sandał"+uchwyt łydk rozm.S	469	8%	507 zł
	F5 - regulowana długość korby	156	8%	168 zł
	siodełko "standard	-	-	-
	P4S - regulacja siodełka - przód / tył rozm S	220	8%	238 zł
	E18 - Siodełko typu "Banan". <i>Wyklucza opcje P1,P2,P3.</i>	245	8%	265 zł
	P1S - stabilizacja miednicy rozm S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	238	8%	257 zł
	P2S - stabilizacja pleców rozm.S . <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	294	8%	318 zł

	<b>P3 U80Neo S</b> - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + szeroki pas piersiowy z neoprenu U80 NEO rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	532	8%	575 zł
	<b>P3 U79Neo S</b> - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia +pasy czteropunktowe neoprenowe U79 rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4.</i>	508	8%	548 zł
	<b>P3 U73Neo S</b> - stabilizacja miednicy + stabilizacja oparcia + kamizelka neoprenowa U73 rozm. S. <i>Zawsze w komplecie z opcją P4</i>	581	8%	627 zł
	<b>E8</b> - lusterko wsteczne	168	8%	182 zł
	<b>E1S</b> - rozm.S	168	8%	182 zł
	dzwonek standardowy	11	8%	12 zł
	dzwonek "rybka"	34 zł	8%	36 zł
	dzwonek "tygrysek"	34 zł	8%	36 zł
	<b>D1</b> - blokada wychylenia kierownicy	168	8%	182 zł
	<b>E7</b> - uchwyt na napój	70	8%	76 zł
	<b>E13</b> - podstawa do treningu stacjonarnego.	530	8%	573 zł

**UWAGI**

Jeżeli nie macie Państwo pewności, że wybrany model rowerka jest właściwy, proszę podać długość nogi od wewnętrznej strony ( od pachwiny do stopy). Na podstawie tego parametru potwierdzimy wybór bądź



A-

Wyzerowanie całego formularza.

Formularz zostanie wysłany do działu handlowego Vermeiren Polska