

ECO ASSIST

Identyfikator firmy/klienta:	Numer P.O:	Data:
Osoba kontaktowa:	Inny adres dostawy/firma:	
Adres ulicy:	Adres ulicy:	
Miasto i kod pocztowy:	Miasto i kod pocztowy:	
Tel.:	Uwaga:	
e-mail:		

 ILOŚĆ








 ZAMÓWIENIE

Informacje o użytkowniku:	Kształt przednich rurek:
Nazwa użytkownika jako odniesienie:	<input type="checkbox"/> OKRĄGŁA
Marka/Model wózka inwalidzkiego:	<input type="checkbox"/> OWALNA
Przybliżona waga użytkownika:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K2
Średnica przedniej rury:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K1
Odległość między przednimi rurami (od środka do środka):	<input type="checkbox"/> MEYRA FUSE R
ŻĄDANA DATA DOSTAWY:	<input type="checkbox"/> OFFCARR THEMIS
	INNE

1. ECO ASSIST

Zdjęcie	Specyfikacja	Rekomendowana cena brutto	Wybierz typ	Ilość
	<ul style="list-style-type: none"> • Silnik: 350W • Opona 12½"x 2¼" z wzorem miejskim • Bateria: Litowo-jonowa, 48V, 5.8Ah (278Wh) • Dokowanie: tylko ręczne • Zakres szerokości mocowania wózka inwalidzkiego: 210-480 mm • Kompatybilny z wózkiem inwalidzkim i typem ramy: sztywne i składane ramy / stały przód lub odchylany przód • Maksymalna waga użytkownika: 110 kg • Prędkość maksymalna: 20 km/h • Waga transportowa: 10 kg / waga całkowita: 15.45 kg 	REA12MMS00 13 000,00 PLN ●	ze standardowymi uchwytami	
		REA12MMT00 13 800,00 PLN ●	z uchwytami Tetra	


















2. Ramiona do regulacji szerokości

Zdjęcie	Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
		Ramię 100 mm z prostym uchwytem zaciskowym (domyślnie - w tym ECO Assist) (dla szerokości montażu 270-380 mm) Numer artykułu: EBC202A-BK (1 szt.) ●	standard		
		Ramię 150 mm z prostym uchwytem zaciskowym (również z ECO Assist) (dla szerokości montażu 370-450 mm) Numer artykułu: EBC202B-BK (1 szt.) ●			
		Ramię 180 mm z prostym uchwytem zaciskowym (dla szerokości montażu 430-480 mm) Numer artykułu: EBC202C-BK (1 szt.) ●		97,00 PLN	
		Ramię 100 mm z uchwytem zaciskowym ustawionym pod kątem 9,5 stopnia - PRAWIE (dla szerokości montażu 210/220-320/330 mm) Numer artykułu: EBC212A-BK (1 szt.) ●	82,00 PLN		
		Ramię 100 mm z uchwytem zaciskowym ustawionym pod kątem 9,5 stopnia - LEWE (dla szerokości montażu 210/220-320/330 mm) Numer artykułu: EBC212B-BK (1 szt.) ●			
		Ramię 100 mm z 80 mm podniesionym uchwytem zaciskowym. Numer artykułu: EBC222A-BK ●	160,00 PLN		
	Ramię 150 mm z 80 mm podniesionym uchwytem zaciskowym. Numer artykułu: EBC222B-BK ●	160,00 PLN			
	Ramię 180 mm z 80 mm podniesionym uchwytem zaciskowym. Numer artykułu: EBC222C-BK ●	160,00 PLN			


Uwaga:

Szerokość należy mierzyć od środka do środka przednich rur, jak pokazano na powyższym rysunku. Należy go również zamontować i zmierzyć tak wysoko na przedniej ramie, jak to możliwe i pośrodku prostego odcinka o długości co najmniej 5-6 cm, na którym należy umieścić zaciski. Zwykle pomiar nie musi być w 100% dokładny, wystarczy tolerancja +/- 5-10 mm.



3. Zaciski (ręczne)

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja
	Zacisk standardowy 50 mm do rur okrągłych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX035-BK ●	standard	
	Zacisk standardowy 50 mm do rur okrągłych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX036-BK ●		
	Standardowy zacisk 50 mm z blokadą bezpieczeństwa, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX035T-BK ●	239,00 PLN	
	Standardowy zacisk 50 mm z blokadą bezpieczeństwa, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX036T-BK ●		
	Zacisk 70 mm do rur okrągłych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX03C-BK ●	opcja	
	Zacisk 70 mm do rur okrągłych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX03D-BK ●		
	 K2  K1  MEYRA FUSE R  OFFCARR THEMIS Zaciski 50 mm do profili rurowych KÜschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR, czarny Numer artykułu: L: EBX06F-BK / P: EBX06E-BK ●	opcja	
	 K2  K1  MEYRA FUSE R  OFFCARR THEMIS Zaciski 70 mm do profili rurowych KÜschall K2, K1, Meyra FUSE R i OFFCARR, czarny Numer artykułu: L: EBX06H-BK / P: EBX06G-BK ●	opcja	
	Zacisk 50 mm do rurek owalnych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX07A-BK ●	opcja	
	Zacisk 50 mm do rurek owalnych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX07B-BK ●		
	Zacisk 70 mm do rurek owalnych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX07C-BK ●	opcja	
	Zacisk 70 mm do rurek owalnych, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX07B-BK EBX07D-BK ●		
	Zacisk 40 mm do rur okrągłych, czarny - LEWY Numer artykułu: EBX03A-BK ●	opcja	
	40 mm clamp for round tubes, czarny - PRAWY Numer artykułu: EBX03B-BK ●		
	Zacisk 50 mm z wycięciem na trójnik - LEWY Numer artykułu: EBX03F-BK ●	opcja	
	Zacisk 50 mm z wycięciem na trójnik - PRAWY Numer artykułu: EBX03E-BK ●		
Dodatkowe informacje / uwagi?			

4. Dłuższe wrzeciono do zacisków ręcznych

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	Śruba regulacyjna (88 mm) dla ręcznych zacisków wymaganych dla rur o średnicy powyżej Ø32 mm Numer artykułu: EBX058L (1 szt.) ●	opcja		
Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki.				


5. Rurki zaciskowe

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	Standardowa rura zaciskowa do ECO ASSIST, 160 mm, czarna Numer artykułu: EBC203-BK (1 szt.) ●	standard		
	Długa rura zaciskowa do ECO ASSIST, 210 mm, czarna Numer artykułu: EBC213A-BK (1 szt.) ●	109,00 PLN		
Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki.				




6. Ustawienia prędkości

Bieg	1	2	3	Wsteczny
Specyficzne dla klienta szczegóły dotyczące biegów i prędkości				
Predefiniowana prędkość	Tak, użyj mojego domyślnego profilu ustawień			
Uwaga: Należy zawsze jeździć z prędkością pozwalającą na bezpieczne zatrzymanie urządzenia. Użytkowanie / jazda z niekontrolowaną prędkością odbywa się na odpowiedzialność użytkownika, a producent / sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim.				
Dodatkowe informacje / uwagi?				

7. Obejma na ramę

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	Obejma na ramę wózka Panthera Numer artykułu dla 1 szt.: EBC02N (x 2 szt.) ●	115,00 PLN		
	Obejma na ramę 65 mm dla rur Ø22 mm i zacisków 50 mm Numer artykułu dla 1 szt.: EBC06N (x 2 szt.) ●	115,00 PLN		
	Obejma na ramę 86 mm dla rur Ø22 mm i zacisków 70 mm Numer artykułu dla 1 szt.: EBC06N-L (x 2 szt.) ●	115,00 PLN		
	Obejma na ramę 65 mm dla rur Ø25 mm i zacisków 50 mm Numer artykułu dla 1 szt.: EBC05N (x 2 szt.) ●	115,00 PLN		
	Obejma na ramę 86 mm dla rur Ø25 mm i zacisków 70 mm Numer artykułu dla 1 szt.: EBC05N-L (x 2 szt.) ●	115,00 PLN		
Ważne: Należy pamiętać, że potrzebne są 2 sztuki na wózek inwalidzki.				

8. Alternatywne sterowanie prędkością

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja
	Prawa dźwignia sterowania prędkością Numer artykułu:	● standard	
	Lewa dźwignia sterowania prędkością Numer artykułu: EBEOOM-LT	● opcja	
	Dźwignia sterowania prędkością dla Eco Assist - pasuje po obu stronach Numer artykułu: EBEOOM	● 200,00 PLN	
Gdzie ma być zamontowany?		Lewa strona:	Prawa strona:
Dodatkowe informacje / uwagi?			

9. Wspomaganie uchwytu przepustnicy



Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - czarny. Numer artykułu: EBH218-BK	● 25,00 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - niebieski. Numer artykułu: EBH218-BE	● 25,00 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - czerwony. Numer artykułu: EBH218-RD	● 25,00 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - zielony. Numer artykułu: EBH218-GN	● 25,00 PLN	
	Nakładka ergonomiczna na standardowy uchwyt regulacji prędkości - żółty. Numer artykułu: EBH218-YW	● 25,00 PLN	

Może być używany tylko dla prawej ręki


10. Uchwyt kierownicy

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	Standardowa długość 74 mm Numer artykułu: EBH00G-A	● standard		
	Krótki – długość regulowana 180-215 mm Numer artykułu: EBH00G	● 230,00 PLN		
	Długi – długość regulowana 210-265 mm Numer artykułu: EBH01G	● 230,00 PLN		
	Zacisk do wspornika kierownicy o większym kącie. Może być konieczny w określonych sytuacjach. Numer artykułu: EBH200-A	● 120,00 PLN		
   	Śruba palcowa M6x40 mm do przytrzymywania/ regulacji kąta. Numer artykułu: EBH108-L	● 29,00 PLN		
	Dostosowane zapięcie dla lepszego dopasowania i regulacji długości. Numer artykułu: EBH109	● 49,00 PLN		
	Śruba palcowa M6x25 mm do regulacji długości. Numer artykułu: EBH108	● 18,00 PLN		

11. Alternatywna opona / wzór

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
 	Opona dla 12" Eco Assist 12 1/2" x 2,75" z wzorem terenowym, czarny Numer artykułu: 431210	● 280,00 PLN		
Info: Standardowa opona zostanie wysłana wraz z systemem ECO ASSIST.				

12. Chcesz wymienić akumulator 5,8 Ah na większy 11,6 Ah i dopłacić różnicę?

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh – 3,1 kg Numer artykułu: EBB0048T2A	● 940,00 PLN		

13. Akcesoria

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	Akumulator litowo-jonowy , o pojemności 48 V, 5,8 Ah, 278 Wh – 1,9 kg Numer artykułu: EBB0048T1A ●	2 350,00 PLN		
	Akumulator litowo-jonowy , o dużej pojemności, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh – 3,1 kg Numer artykułu: EBB0048T2A ●	3 290,00 PLN		
	Obciążniki do Eco Assist , które zapewniają optymalną przyczepność w wymagających sytuacjach. Łącznie ok. 10 kg (2 x 5 kg), które można zmniejszyć do 7,5 lub 5 kg. Pasuje do wszystkich rozmiarów i typów PAWS tylko ze standardowymi wspornikami. Numer artykułu: EBF00E-A ●	790,00 PLN		
	Kompletne rozwiązanie do mocowania torby (w tym uchwyt wspornika i torba) Numer artykułu: EBH20A ●	960,00 PLN		
	Alternatywne podpórki z wbudowanymi kółkami i kilka innych zalet Numer artykułu: EBL200A ●	390,00 PLN		
	Kółka do standardowych podpór Numer artykułu: EBL215 ●	219,00 PLN		
	Kompletne rozwiązanie podnóżka zaprojektowane do użytku z wózkami inwalidzkimi ze zdejmowanymi podporami nóg Numer artykułu: EBL01C ●	1 090,00 PLN		

13. Akcesoria ciąq dalszy

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
 <p>widok z boku</p> <p>widok z góry</p>	<p>Lekki, kompaktowy podnóżek do krótkotrwałego użyciu podczas korzystania z systemu Eco Assist - do wózków inwalidzkich ze zdejmowanymi podnóżkami Numer artykułu: R02988H</p>	560,00 PLN		
	<p>System wspomagania ruszania pod górę (HAC) Numer artykułu: EBH600</p>	349,00 PLN		
	<p>Lusterko wsteczne Ø100 mm na lewą lub prawą stronę. Pasuje do rur o średnicy wewnętrznej co najmniej Ø19 mm. Numer artykułu: EBH01B</p>	189,00 PLN		
	<p>Lusterko wsteczne z lampką LED - zestaw 2 szt, lewe i prawe. Numer artykułu: EBH00N</p>	620,00 PLN		
	<p>Uchwyt do telefonu 1 - czarne aluminium, obrót o 360 stopni, zakres szerokości 60-95 mm, grubość telefonu max 11 mm. Numer artykułu: EBH220</p>	200,00 PLN		
	<p>Uchwyt na telefon 2 - czarne aluminium, obrót 360 stopni, zakres szerokości 60-100 mm, grubość telefonu maks. 12 mm Numer artykułu: EBH221</p>	280,00 PLN		

13. Akcesoria ciąg dalszy

Zdjęcie	Opis	Dodatkowa cena brutto	Opcja	Ilość
	<p>Kółka transportowe do kierownicy Eco Assist ułatwiające ładowanie do i z samochodu. Wersja do montażu poza uchwytami ręcznymi, zestaw 2 szt. Numer artykułu: EBH01Y-2 ●</p>	390,00 PLN		
	<p>Kółka transportowe do kierownicy Eco Assist ułatwiające ładowanie do i z samochodu. Wersja do montażu na rurze kierownicy - zestaw 2 szt. Numer artykułu: EBH00Y-2 ●</p>	290,00 PLN		
	<p>Elektryczna pompka do opon. Numer artykułu: EBE01D ●</p>	330,00 PLN		
	<p>Ładowarka do akumulatorów ECO Assist, 48V 2.0A, CE Numer artykułu EBBC046 ●</p>	259,00 PLN		

Inne ważne informacje dotyczące tego zamówienia (kopia korespondencji itp.)

<p>Data</p>	<p>Podpis klienta</p>
--------------------	------------------------------

● Zawsze w magazynie ○ Aktualnie brak w magazynie. Zapytaj o czas dostawy