

Skippi - Wózek elektryczny dla dzieci
Nr artykułu: 490E55=00000_K

Cena detal brutto 23 400,00



Standardowe wyposażenie

- * VR2 z możliwością sterowania 3 opcjami elektrycznymi
- * Prędkość 6 km/h lub 7,2 km/h
- * Boczki regulowane
- * Standardowe siedzisko z torbą na oparciu
- * Tapicerka oparcia w kolorze szary melanz
- * Pełne PU 8" skłębne koła przednie
- * Ładowarka,
- * Baterie 28 Ah (C5) AGM
- * Poduszka siedziska standardowa
- * Podnóżki dzielone,
- * Błotniki i czarne felgi na tylne koła napędowe,
- * pas biodrowy
- * Maksymalne obciążenie: 50 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>			

Dane zawarte w formularzu obowiązują od 07.04.2026 r. do 01.12.2026 r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia. Bezpłatna modyfikacja zamówienia jest możliwa w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia do realizacji

Dodatkowe części do wózka

Ustawienia dla standardowego siedziska			Cena brutto
Kąt ustawienia oparcia	[] -9/1/11/21° [] 0/10/20/30°	Opcje niedostępne z elektryczną regulacją oparcia!	
Głębokość siedziska (SD)	[] 28 cm [] 30 cm [] 32 cm [x] 34cm [] 36 cm [] 38 cm		
Szerokość siedziska (SW) w cm	 30	W przyrostach co 1 cm. Ustawienia 24...29 cm możliwe ze zdejmowanym bocznym wyścieleniem (patrz EE37).	
Długość podnóżka (Długość podudzia minus grubość poduszki)	 30	W przyrostach co 1 cm. Bez pooduszki.	
Rączki do pchania			
ED10	[] Rączki do pchania, regulacja wysokości, odłączane (możliwe z kątem pochylenia siedziska)		880,00
Ustawienia kąta siedziska (możliwość wybrania jednej opcji)			
EC51	[] Mechaniczna regulacja kąta siedziska 20° (wymagane odłączane rączki do pchania z regulacją wysokości)		1 250,00
EC50	[] Elektryczna regulacja kąta siedziska 20°		2 640,00
Ustawienia kąta oparcia			
ED50	[] Elektryczna regulacja kąta oparcia 25° (nie możliwe w opcji z adapterem skorupy siedziska)		3 410,00
Opcje wysokości siedziska			
EC57	[] Elektryczna regulacja wysokości siedziska 20 cm		8 255,00
Opcje siedziska (możliwość wyboru kilku opcji)			
EE30	[] Adapter dla zestawu montażowego od zagrowka (należy dobrać zagrowek oraz uchwyty z katalogu dodatków)		55,00
EP65	[] Pas biodrowy z zapięciem (standard)		-
EE37	[] Wyścielenie bocznych, odczepiane (para, grubość 3 cm)		505,00
ED11	[] Wydłużenie oparcia (35 - 46 cm)		430,00
Podnóżki (możliwość wyboru jednej opcji)			
EB02	[] Podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami podnóżków (standard, długość podudzia 23 - 38 cm)		-
EB05	[] Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (długość podudzia 23 - 38 cm)		680,00
EB06	[] Podnóżki dzielone dla krótkiego podudzia z aluminiowymi płytkami (długość podudzia 15 - 22 cm)		865,00
EB16	[] Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka dla krótkiego podudzia (długość podudzia 15 - 22 cm)		370,00
EB20	[] Mechanicznie podnoszone podnóżki (długość podudzia 15 - 33 cm)		1 445,00
Kolor ramy (możliwość wyboru jednej opcji)			
014	[] Candy red		-
016	[] Silver Metallic		-
023	[] White RAL 9016		-
048	[] Obsidian black		
049	[] Granite metallic		
050	[] Aubergine		
051	[] Sunny orange		
052	[] Rich lime		
053	[] Kordia cherry		
054	[] Pebblestone Grey		-
055	[] Blueberry		-
Opony (możliwość wyboru jednej opcji)			
EF10	[] Odporne na przebicie 8-calowe przednie opony pełne PU, koła napędowe pneumatyczne 12 1/2 cala, czarne aluminiowe felgi (wyposażenie standardowe)		-
EG06	[] Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie, wszystkie koła		110,00
Ładowarka			
EU91	[] Ładowarka (standardowe wyposażenie)		-
EU02	[] Ładowarka bez wiatraczka (niski poziom hałasu)		390,00
Panel sterowania (możliwość wyboru jednej opcji)			
EU85	[] Standardowy panel sterowania (standard)		-
EU06	[] Panel sterowania w stoliku (odchylany w prawo)		5 460,00
EU06	[] Panel sterowania w stoliku (odchylany w lewo)		5 460,00
Uchwyt panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji, niemożliwy dla panela sterowania ze zintegrowanym stołem)			
EU19	[] Standardowy uchwyt panela sterowania (standard)		-
EU20	[] Uchwyt panela sterowania, odchylany równolegle		-
Strona mocowania uchwytu panela sterowania (możliwość wyboru jednej opcji), niemożliwy dla panela sterowania ze zintegrowanym stołem)			
	[] Prawa		
	[] Lewa		
Akcesoria panela sterowania			
EU15	[] Sterowanie dla opiekuna (odłączane, rączki do pchania z regulacją wysokości wymagane- nie wliczone, należy dodać)		2 590,00
EU23	[] Widelec dla tetraplegików (szerokość dłoni 4 - 8 cm)		345,00
EU24	[] Uchwyt Stick S80 (specjalna uchwyt joysticka 80 mm)		330,00
EU25	[] Miękka, czarna piłka		610,00
EU26	[] Mała kulka (średnica 43 mm)		340,00

EU35	[] Miękka kulka (średnica 30 mm)	400,00
Akcesoria dodatkowe		
ES39	[] Ręczna trąbka (Kangurek)	75,00
ES35	[] Stolik odchylany na bok (zawiera akcesoria montażowe, wymagane jest wycięcie na panel sterowania)	1 960,00
ES40	[] Proporczyk	180,00
ES63	[] Zderzak/pałk, odłączany, srebrny (tylko dla podudzia nie dłuższego niż 32 cm)	955,00
EZ52	[] Zestaw narzędziowy z pompką	245,00
ES60	[] Zestaw do transportu samochodowego	310,00
Oświetlenie		
ES08	[] Oświetlenie - lampka diodowa	150,00
ES06	[] Oświetlenie drogowe	2 465,00
Prędkość		
ET01	[] 6 km/h	-
ET09	[] 7,2 km/h	-



ED 10 Push handles, Height-adjustable, detachable



EC 50 Electric seat tilt adjustment



EC 57 Electric seat height adjustment



ED 50 Electric bank angle adjustment



EE 37 Lateral pads



EB 02 Leg support, individual



EB 05 Leg support, single-panel



EB 20 Leg support, elevating



EU 85 Control panel, Standard



EU 06 Mid-tray control




EU 20 Control panel holder, swing-away in parallel



EU 15 Attendant control




EU 35 Soft ball, coloured



ES 63 Bumper bar



EU 08 Lighting for footpaths



ES 06 Four way lighting, at the back

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.
Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.
Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione - nowe podzespoły.
Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.