

START M6 JUNIOR
Lekki standardowy wózek dziecięcy
Nr artykułu: 480F53=60000_K

Cena brutto: 3 635,00



Wypożyczenie

- * Aluminiowa rama
- * Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- * Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami
- * Możliwość odchyłania podnóżków na boki
- * Boczek z podłokietnikami
- * Czarna, nylonowa tapicerka siedziska i oparcia
- * Modularny design
- * Koła tylne na szybkołączą
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- * Maksymalne obciążenie 90 kg; Crash-test do 75 kg zgodnie z DIN ISO 7176-19

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefon		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 02.12.2025 r. do 01.12.2026 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia. Bezpłatna modyfikacja zamówienia jest możliwa w ciągu 24 godzin od jego przyjęcia do realizacji.

Dodatkowe części do wózka

Szerokość siedziska (SW) w cm	
[] 28 [] 30,5 [] 33 [] 35,5 [] 38	
Głębokość siedziska (SD) w cm	
[] 31 [] 34 [] 37	
Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm	
[] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49	
Wysokość tyłu siedziska (PSH) w cm	
[] 37 [] 38 [] 39 [] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49	
Akcesoria ramy	
MA55 [] Wąż antywywrotny, prawy, odłączany	85,00
MA56 [] Wąż antywywrotny, lewy, odłączany	85,00
MA57 [] Uchwyt do kul, prawy	235,00
MA58 [] Uchwyt do kul, lewy	235,00
MA61 [] Wąż antywywrotny, prawy, ruchomy	175,00
MA62 [] Wąż antywywrotny, lewy, ruchomy	175,00
Koła przednie	
MF03 [] 5" z pełnej gumy	0,00
MF05 [] Koła przednie pompowane 6" (150 x 30 mm)	0,00

MF06	☐ 6"z pełnej gumy (150 x 27 mm)	0,00
Widelce kół przednich		
MF80	☐ Widelce kół przednich, długie	0,00
MF81	☐ Widelce kół przednich, krótkie	0,00
Rozmiar kół tylnych		
MG04	☐ 20"	0,00
MG01	☐ 22"	0,00
MG02	☐ 24"	0,00
Podwozie		
	☐ Aktywne	
	☐ Pasywne	
Obręcze tylnych kół		
MG05	☐ Standardowe	0,00
MG80	☐ Tyłne koła z hamulcem bębnowym / dla opiekuna	1 380,00
Opony		
MG30	☐ Standardowe opony pompowane 1 3/8"	0,00
MG35	☐ Pełne opony PU, 1 3/8"	0,00
Ciągi		
MG52	☐ Aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wyżej	0,00
MG56	☐ Stalowe, polerowane, wyżej	205,00
Akcesoria kół tylnych		
MG87	☐ Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	380,00
MG88	☐ Pompka akumulatorowa Airman	755,00
Hamulce		
MH01	☐ Standardowy hamulec z dźwignią na wysokości kolan	0,00
MH06	☐ Hamulec z dźwignią na wysokości kolan dla użytkownika i opiekuna	880,00
Akcesoria hamulca		
MH10	☐ Wydłużenie dźwigni hamulca	110,00
Opcje oparcia		
MD09	☐ Standardowe oparcie z podgięciem lędźwiowym	0,00
MD01	☐ Oparcie czarne proste	0,00
MD10	☐ Oparcie z regulacją kąta 30° (możliwe tylko w przypadku wysokości oparcia 37,5 cm)	855,00
MD11	☐ Oparcie składane (możliwe tylko w przypadku wysokości oparcia 37,5 cm)	330,00
Wysokość oparcia		
	☐ 30 cm ☐ 32,5 cm ☐ 35 cm ☐ 37,5 cm	-
Tapicerka oparcia		
MD04	☐ Standardowa tapicerka oparcia	0,00
MD05	☐ Z regulacją napięcia	660,00
MD06	☐ Brak tapicerki oparcia	-70,00
Rączki do pchania		
MD51	☐ Standardowe	0,00
MD52	☐ Teleskopowe (tylko z oparciem z regulacją kąta 30°)	615,00
MD54	☐ Z regulacją wysokości, rozgięte	425,00
Akcesoria oparcia		
MD23	☐ Pelota piersiowa, prawa	345,00
MD24	☐ Pelota piersiowa, lewa	345,00
MD58	☐ Tylny stabilizator rączek do pchania	165,00
Boczeki		
ME01	☐ Boczeki z podłokietnikami 300 mm, krótki montaż	0,00
ME01	☐ Boczeki z podłokietnikami 300 mm, długi montaż	0,00
ME05	☐ Boczeki z podłokietnikami 300 mm z regulacją wysokości	480,00
Akcesoria boczków		
ME60	☐ Stolik	690,00
Tapicerka siedziska		
MC13	☐ Standardowa tapicerka siedziska	0,00
MC06	☐ Brak tapicerki siedziska	-55,00
Poduszka siedziska		
MC01	☐ Standardowa poduszka siedziska Grubość: 3 cm	170,00
MC02	☐ Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	495,00
MC05	☐ Poduszka Evolight, grubość 6 cm	855,00
Ustawienie podnóżków		
Długość podnóżka (Długość podudzia minus grubość poducm (16 - 45 cm)		
Podnóżki		
MB10	☐ Podnóżki dzielone, plastikowe płytki podnóżków, regulacja kąta płytki	0,00


MB25	[] Podnóżki podnoszone bez automatycznej regulacji długości, para	895,00
MB26	[] Prawy, podnóżek podnoszony bez automatycznej regulacji długości, (plus standardowy podnóżek lewy)	450,00
MB27	[] Lewy, podnóżek podnoszony bez automatycznej regulacji długości, (plus standardowy podnóżek prawy)	450,00
MB20	[] Podnóżek dla krótkiego podudzia, pojedyncza płytką podnóżka	760,00
MB19	[] Podnóżki dzielone, dla krótkiego podudzia	270,00
długość pałaków podnóżka; długość różni się w przypadku podnoszonych podnóżków		
MB40	[] Krótkie (27 - 40 cm)	0,00
MB41	[] Średnie (32 - 45 cm)	0,00
Akcesoria podnóżków		
MB72	[] Paski piętowe dla podnóżków dzielonych	115,00
Pozostałe akcesoria		
MZ50	[] Pas biodrowy z plastikową sprzączką	160,00
MZ52	[] Zestaw narzędziowy	200,00
MZ53	[] Zagłówek (należy także zamówić zestaw poziomy i pionowy do zamontowania)	425,00
MZ54	[] Zestaw poziomy do zamontowania zagłówka	435,00
MZ55	[] Zestaw pionowy do zamontowania zagłówka (wieloosiowy)	380,00
MZ70	[] Zestaw transportowy, max nośność 75 kg	1 345,00
Oslony na szprychy		
MG90	[] Przezroczyste	530,00
MG95	[] Z grafiką	855,00
Kolor ramy		
009	[] Vinho sparkle*	655,00
017	[] Traffic yellow RAL 1023*	0,00
018	[] Signal red RAL 3001*	0,00
021	[] Sparkle granny-smith*	655,00
003	[] Jet black**	
051	[] Sunny orange (tekstura)**	285,00
055	[] Blueberry (tekstura)**	
058	[] Mint green**	285,00
057	[] Raspberry red**	
* dostępny do 06/2026 ** dostępny od 07/2026		



MA 55



MA 62



MD 10



MD 11



MD 23



MD 54



ME 05



MB 20



MB 72



MZ 53



MZ 54




MZ 55



MG 95


Wysokość przodu siedziska, standardowy adapter montażowy przednich, skrętnych kół

Krótkie widelce kół przednich	Zakres ustawień
Średnica kół przednich 5"	40 – 44
Średnica kół przednich 6"	43 – 45
Długie widelce kół przednich	Zakres ustawień
Średnica kół przednich 5"	44 – 47
Średnica kół przednich 6"	45 – 49



Wysokość tyłu siedziska

Rozmiar kół tylnych	Zakres ustawienia
20"	37-43
22"	38-45
24"	41-49



Przypisy

Strona informacyjna z tabelami i rysunkami, gdzie podano wysokość przodu siedziska i wysokość tyłu siedziska. Podane wartości są zaokrąglonymi wartościami określonymi teoretycznie. Maksymalne odchylenie wynosi 1 cm. Wysokość przodu siedziska zależy od wybranego rozmiaru koła, widelca z przednimi kołami skrętnymi i pozycji montażowej. Należy korzystać z tabeli określającej wysokości siedziska! Określone przy kącie siedziska 0°, bez poduszki siedziska. Maksymalne dopuszczalne nachylenie siedziska wynosi 3,5 cm.

Tylnie koło o rozmiarze 20" nie może mieć hamulca bębnowego.

Z siedziskiem o głębokości 31 cm lub tylnymi kołami 24" możliwy jest tylko długi rozstaw osi (pasywny).

Gdy dla opiekuna zamontowano hamulec bębnowy w połączeniu z ruchomym wężem antywywrotnym, nie można zamontować koła transportowego.

Zestaw poziomy do zamontowania zagłówka wymaga zamontowania siedziska o minimalnej szerokości 33 cm ze standardowymi rączkami do pchania.

Standardowy boczek nie może być używany w połączeniu z przednimi kołami skrętnymi 5" lub 6" z krótkimi widelcami i tylnymi kołami 24".

Jeżeli wybrano zagłówek, musi być to zamówiony fabrycznie zestaw poziomy do zamontowania zagłówka (MZ 54), jak również zestaw pionowy (wielooosiowy) do zamontowania zagłówka z wyposażeniem (MZ 55).

Szczegółowe informacje dotyczące zagłówków, pelot i pasów, stabilnych siedzisk i oparc, jak również innego wyposażenia dodatkowego zamieszczone są w katalogu wyposażenia dodatkowego wózka.

W przypadku wysokości tyłu siedziska zawierającej się między 41 cm a 44 cm w połączeniu z tylnymi kołami 24", wysokości tyłu siedziska między 38 cm a 40 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości tyłu siedziska między 36 cm a 39 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczaków.

W przypadku wysokości przodu siedziska zawierającej się między 44 cm a 47 cm w połączeniu z tylnymi kołami 24", wysokości przodu siedziska między 41 cm a 43 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości przodu siedziska zawierającej się między 39 cm a 42 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczaków.

W przypadku wysokości tyłu siedziska zawierającej się między 41 cm a 45 cm w połączeniu ze stolikiem i tylnymi kołami 24", wysokości tyłu siedziska między 38 cm a 42 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości tyłu siedziska pomiędzy 36 cm a 39 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczaków.

W przypadku wysokości przodu siedziska zawierającej się między 44 cm a 48 cm w połączeniu z tylnymi kołami 24" i stolikiem, wysokości przodu siedziska między 41 cm a 45 cm w połączeniu z tylnymi kołami 22" oraz wysokości przodu siedziska pomiędzy 39 cm a 42 cm w połączeniu z tylnymi kołami 20", nie jest możliwe zastosowanie standardowych boczaków.

Hamulec dla użytkownika i opiekuna nie może występować razem z tylnym kołem wyposażonym w hamulec bębnowy.

Hamulec dla użytkownika i opiekuna w połączeniu z siedziskiem o głębokości 34 cm i 37 cm nie może być łączony z długim rozstawem osi.

Składane oparcie możliwe jest tylko w połączeniu z oparciem o wysokości 37,5 cm i standardową tapicerką oparcia; ponieważ ta opcja już obejmuje stałe rączki do pchania wózka, wybór rączek do pchania wózka nie jest możliwy.

Z oparciem z regulacją kąta 30°, możliwe jest tylko oparcie o wysokości 37,5 cm.

Oparcie z regulacją kąta 30°, nie wymaga wyboru rączek do pchania wózka; zainstalowany jest również stabilizator poprzeczny. Z

oparciem z regulacją kąta 30°, możliwy jest tylko długi rozstaw osi (pasywne podwozie); w połączeniu z wężem antywywrotnym możliwy jest również krótki rozstaw osi

FORMAŁ NIEKŁADZAW CEN.

Oparcia o kącie regulacji 30° nie można łączyć ze stojakiem do kroplówki, ani lewym ani prawym. Rączki do pchania, o regulowanej wysokości, rozgięte, nie mogą być łączone ze poprzeczką stabilizującą.

Peloty piersiowe, lewe lub prawe, możliwe są tylko w połączeniu z tapicerką oparcia z regulacją napięcia. Poprzeczka stabilizująca nie może być montowana razem z zagłówkiem i zestawem montażowym zagłówka ani z zestawem montowanym poziomo, i odwrotnie. Maksymalna długość podnóżka zależy od wysokości siedziska. Prześwit między płytą podnóżka a podłożem nie może być mniejszy niż 4 cm.

Zakres ustawień pojedynczej płytki podnóżka dla krótkich podudzi od 16 cm do 23 cm; zakres ustawień indywidualnych podnóżków dla krótkich podudzi od 24 cm do 30 cm; indywidualne podnóżki podnoszone, z możliwością regulacji kąta ustawienia można wybierać od długości podudzia 30 cm.

Podnoszone podnóżki z automatyczną regulacją długości (MB15, MB16, MB17) są możliwe tylko w przypadku siedzisk o szerokości od 33 cm.

Paski piętowe w indywidualnych podnóżkach dostępne są od długości podudzia 36 cm i nie mogą być używane w połączeniu z indywidualnymi podnóżkami dla krótszych długości podudzia.

Prosimy zapoznać się z naszą ofertą poduszek siedziska, patrz oddzielny formularz zamówienia.

Osłona szprych z grafika nie jest dostępna dla tylnego koła w rozmiarze 20". Przezroczystych osłon szprych nie można łączyć z dodatkowym napędem elektrycznym.

Zestawu do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym nie można łączyć ze stojakiem do kroplówek, ani lewym ani prawym; składanym oparciem; oparciem o kącie regulacji 30°; lub wyjmowanymi boczками.

Gdy zamontowany jest zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym, to tylne koła 20" można łączyć tylko z tyłem siedziska o wysokości 37 cm, a tylne koła 22" można łączyć z tyłem siedziska o wysokości 38 cm, natomiast tylne koła 24" można łączyć tylko z tyłem siedziska o wysokości 41 cm.

Zestawu do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym w połączeniu z długim (pasywnym) rozstawem osi z kołami tylnymi 20" można używać tylko od wysokości tyłu siedziska 38 cm; z kołami tylnymi 22" od wysokości tyłu siedziska 40 cm, a kołami tylnymi 24" od wysokości tyłu siedziska 43 cm.

Zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym można zamontować tylko od wysokości oparcia 35 cm.

Zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym nie można łączyć z napędem e-Support.

Jeżeli zamontowany jest zestaw do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym, maksymalne obciążenie wynosi 60 kg.

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.