

FORMULARZ ZAMÓWIENIA Kompas[®]

Skontaktuj się z dystrybutorem sprzętu w Polsce: **Mobilex sp. z o.o.**
 e-mail: info@mobilex.pl
 tel. +48 42 214 29 11; tel. kom. +48 501 443 880
www.mobilex.pl



Invacare[®] Kompas[®]

Składany elektryczny wózek inwalidzki z napędem na tylne koła do użytku wewnątrz



Opis :

- Programowalna elektronika Penny&Giles VR2 50A ze stałym, odwracalnym joystickiem
- Prędkość 6,4 km/h
- 1 Akumulator 11,4 Ah w standardzie, zasięg do 12 km - zatwierdzony do transportu lotniczego (18 km z akumulatorem 17,1 Ah jako akcesorium)
- 8" czarne pneumatyczne koła tylne, 7" czarne pneumatyczne koła przednie
- Szerokość całkowita: 590 mm
- Szerokość siedziska 460 mm, regulowana do 480 mm
- Podłokietniki można podnosić i regulować w szerokości: +10 mm z każdej strony, w wysokości (+15 mm) i w głębokości (+30 mm)
- Głębokość siedziska 420 mm
- Oparcie z regulowanym nachyleniem: +5
- Oparcie z regulowanym napięciem i nylonowym materiałem, wyściełane
- Wysokość oparcia: 390 mm

- Nylonowa tapicerka siedziska, wyściełana
- Podnóżek z regulacją wysokości (3 pozycje, UL 415 mm to 465 mm)
- Masa wózka: 23.4 kg bez akumulatora
- Pas bezpieczeństwa i torba/koszyk na przedmioty w zestawie
- 2 lata gwarancji z wyłączeniem akumulatora i części podlegających zużyciu

Data :

Numer zamówienia:

Kod klienta:

Pięczętka sprzedawcy:

KOD	ILOŚĆ	OPIS	
Invacare® Kompas - AA1			
1662630		Invacare® Kompas® - 6,4 km/h, Szary Kolor Obracany kontroler dla prawej / lewej ręki	
Akcesoria Invacare® Kompas			
1675730		Joystick odchylany, po prawej stronie	
1675731		Joystick odchylany, po lewej stronie	
1662979		Duży akumulator 17.1 Ah - Zasięg do 18 km	
1627256		Poduszka siedziska Invacare® Classic® Visco 455 x 400 mm	
Rozważ akcesoria do pozycjonowania Bodypoint: pasy, szelki, podpórki pod kostki. 			
RAMPY			
1654128	☐	Rampa Basic 2-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	 165412
1654129	☐	Rampa Quick2go Compact 3-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	 165412
1654130	☐	Rampa Mono z aluminium, składana Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	 1654130