

FORMULARZ ZAMÓWIENIA Esprit Action

Skontaktuj się z dystrybutorem sprzętu w Polsce: Mobilex sp. z o.o.
e-mail: info@mobilex.pl
tel. +48 42 214 29 11; tel. kom. +48 501 443 880
www.mobilex.pl



Invacare® Esprit Action

Składany elektryczny wózek inwalidzki ze zdejmowanymi częściami.



Data :

Zamówienie :

Kod klienta :

Pieczęć sprzedawcy :



NOWA GENERACJA z wbudowanym żyroskopem

Elektryczny wózek inwalidzki składany za pomocą krzyżaka z częściami zdejmowanymi bez użycia narzędzi. W standardzie:
- Automatyczna regulacja przyspieszenia dzięki wbudowanemu żyroskopowi
- Tylne koła 14" z czarnymi oponami i uchwytami ułatwiającymi demontaż
- Przednie koła 8" z czarnymi oponami lub bieżnikiem - Prędkość 6 km/h lub 8 km/h
- Akumulator żelowy, zasięg 15 km - Joystick z kolorowym ekranem, wbudowanym komputerem i oświetleniem
- Mniejsza zajmowana przestrzeń dzięki skróconemu o 50 mm rozstawowi osi
- Masa: od 40,3 kg w komplecie - najcięższy element: od 13,8 kg
- 2 lata gwarancji z wyjątkiem akumulatora i części podlegających zużyciu.



Homologacja klasy B
z opcją SPC0620 - Dodatkowy akumulator 7,65 Ah/6 V z torbą

☐ Należy zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC : Niekompatybilny NC : 9999 : niekompatybilny z nr ref 9999	
SPC0110	☐ Invacare® Esprit Action		 Podpórka przeciw - wywrotna z funkcją kickstand
SPC0120	☐ Invacare® Esprit Action PACK - Łatwy demontaż! - zawiera podwójne intuicyjne sterowanie (jeden uchwyt) oraz podpórkę przeciw-wywrotną z funkcją kickstand	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	

RAMA			
SPC0200	☐ Pojedynczy krzyżak (Szerokość siedziska od 305 mm do 380 mm / Głębokość od 325 do 375 mm) Maksymalna waga użytkownika: 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	
SPC0210	☐ Podwójny krzyżak (Szerokość siedziska od 380 mm do 605 mm / Głębokość od 400 do 500 mm) Maksymalna waga użytkownika: 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	

ELEKTRONICZNE ELEMENTY STERUJĄCE			
Joystick z kolorowym wyświetlaczem, wskaźnikiem ładowania, autonomii i prędkości, ze zintegrowanym światłem i podpórką pod dłoń			
Sterowanie główne - rodzaj podparcia			
SPC0300	☐	Wysuwany na zewnątrz	
SPC0310	☐	Wysuwane do wewnątrz i na zewnątrz, wielostopniowa regulacja (typ E-Fix E35)	
Sterowanie główne - strona montażu			
SPC0400	☐	Wysuwane - po prawej stronie	NC : 4020
SPC0410	☐	Wysuwane - po lewej stronie	NC : 4120
Podwójne intuicyjne sterowanie			
SPC0440	☐	Podwójne intuicyjne sterowanie po prawej stronie, 2 uchwyty	NC : 0640
SPC0450	☐	Podwójne intuicyjne sterowanie po lewej stronie, 2 uchwyty	NC : 0640
SPC0460	☐	Proste, intuicyjne podwójne sterowanie, jeden uchwyt (regulowany na prawo/na lewo)	NC : 0640



0310

PRĘDKOŚĆ			
SPC0500	☐ 6 km/h		
SPC0510	☐ 8 km/h - Niekompatybilny z niestandardowym programowaniem		


AKUMULATORY			
SPC0600	☐ Akumulator żelowy - Autonomia 15 km		

OPCJE ELEKTRYCZNE			
SPC0610	☐ Dodatkowy akumulator żelowy		 0630
SPC0620	☐ Dodatkowy akumulator 7,65Ah/6V z torbą		
SPC0630	☐ Ochrona joysticka		
SPC0640	☐ Dodatkowe zdalne gniazdo ładowania (przedłużacz)		
1490794	☐ Kabel zasilający UK		

SIEDZISKO			
Szerokość siedziska z pojedynczym krzyżakiem (SPC0200 / regulowane między podłokietnikami)			
SPC1000	☐	305 mm - Regulowane od 305 mm do 355 mm	
SPC1010	☐	330 mm - Regulowane od 330 mm do 380 mm	
SPC1020	☐	355 mm - Regulowane od 355 mm do 405 mm	
SPC1030	☐	380 mm - Regulowane od 380 mm do 430 mm	
Szerokość siedziska z podwójnym krzyżakiem (SPC0210 / regulowane między podłokietnikami)			
SPC1040	☐	380 mm - Regulowane od 380 mm do 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046
SPC1050	☐	405 mm - Regulowane od 405 mm do 455 mm	NC : 1240, 1250
SPC1060	☐	430 mm - Regulowane od 430 mm do 480 mm	NC : 5042
SPC1070	☐	455 mm - Regulowane od 455 mm do 505 mm	NC : 5042
SPC1080	☐	480 mm - Regulowane od 480 mm do 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044
SPC1090	☐	505 mm - Regulowane od 505 mm do 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048
SPC1100	☐	555 mm - Regulowane od 555 mm do 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200
SPC1110	☐	605 mm - Regulowane od 605 mm do 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200
Głębokość siedziska			
SPC1200	☐	Regulowana od 325 do 375 mm, dla pojedynczego krzyżaka (ustawiona na 350 mm)	
SPC1210	☐	400 mm	NC : 5085, 5090
SPC1220	☐	Regulowana od 400 do 450 mm	NC : 5090
SPC1230	☐	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090
SPC1240	☐	Regulowana od 450 do 500 mm	NC : 5042, 5080
SPC1250	☐	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080
Wysokość siedziska od podłoża			
SPC1300	☐	460 mm	
SPC1310	☐	485 mm	
Pokrowiec na siedzisko			
SPC1400	☐	Czarny nylon z rzepem - regulowany w szerokości i głębokości (tylko dla pojedynczego krzyżaka)	
SPC1410	☐	Czarny nylon z rzepem (tylko dla podwójnego krzyżaka)	
OPARCIE			
Oparcie odchylane			
SPC2040	☐	Regulowane w kącie (-15° do +15°) i składane - wysokość 425 mm - z długimi uchwytami i składanym oparciem(regulacja pasem w połowie wysokości)	NC : 2330
SPC2050	☐	Przez cylindry od 0° do 30° i składane w połowie wysokości oparcia pasem - wysokość 430 mm - materiał regulowany do 390 i 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330
SPC2060	☐	Przez stojak od 0° do 30° - wysokość 430 mm - regulowany do 390 i 410 mm.	NC : 2330
SPC2070	☐	Przez stojak od 0° do 30° - wysokość 510 mm - regulowany do 470 i 490 mm	NC : 2330
SPC2080	☐	Przez cylindry od 0° do 30° - wysokość 430 mm - regulowany do 390 i 410 mm	NC : 2330
SPC2090	☐	Przez cylindry od 0° do 30° - wysokość 510 mm - regulowany do 470 i 490 mm	NC : 2330
SPC2100	☐	Przez cylindry pneumatyczne od 0° do 30° - wysokość 510 mm dla oparcia Passad 2 comfort	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030
Oparcie Matrix - Szerokość oparcia odpowiada szerokości siedziska. Przykład: szerokość siedziska 430mm = szerokość oparcia Matrix Elite 430 mm - Czas dostawy: +5 dni Znajdź oparcia i wszystkie akcesoria w cenniku Matrix!			
SPC2200	☐	Matrix Elite E2, wysokość 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
SPC2210	☐	Matrix Elite E2, wysokość 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
SPC2220	☐	Matrix Elite Deep E2, wysokość 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
SPC2230	☐	Matrix Elite Deep E2, wysokość 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140
Uwaga - Strata około 20 mm głębokości siedziska przy odchylanych oparciach			
Tapicerka oparcia - NOWY design			
SPC2300	☐	Wyściełana, regulowana (1 pasem), czarny nylon i oddychający materiał	NC : 5130
SPC2310	☐	Wyściełana, regulowana (4 pasami), czarny nylon, oddychający materiał (tylko dla podwójnego krzyżaka)	NC : 5130

SPC2320	☐	Wyściełana, regulowana (10 pasami), czarny nylon i oddychający materiał	NC : 5130
SPC2330	☐	Oparcie Passad 2 comfort z czarną powłoką z rozciągliwego PU, wysokość 510 mm (tylko dla podw. krzyżaka)	NC : 5130, 5140

PODNÓŻKI			
Rurka podnóżka, prawa			
SPC3000	☐	Krótka rurka 80°, UL 200 do 330 mm (tylko pojedynczy krzyżak)	NC : 3110
SPC3010	☐	Długa rurka 80°, UL 340 do 47 mm (tylko podwójny krzyżak)	NC : 3100
SPC3020	☐	Regulowana rurka podnóżka, nachylenie od 0° to 75°, UL 340 to 500 mm	NC : 3220, 5150
SPC3030	☐	Podpórka dla osób po amputacji	NC : 3200, 3210, 3220
Rurka podnóżka, lewa			
SPC3100	☐	Krótka rurka 80°, UL 200 do 330 mm (tylko pojedynczy krzyżak)	
SPC3110	☐	Długa rurka 80°, UL 340 do 47 mm (tylko podwójny krzyżak)	
SPC3120	☐	Regulowana rurka podnóżka, nachylenie od 0° to 75°, UL 340 to 500 mm	NC : 3220, 5150
SPC3130	☐	Podpórka dla osób po amputacji	NC : 3220, 3300, 3310
Stopka podnóżka, prawa			
SPC3200	☐	Stała z paskiem na pięcie	
SPC3210	☐	Z regulowaną głębokością i nachyleniem z paskiem na pięcie	
SPC3220	☐	Jednoczęściowa, regulowana pod względem głębokości i kąta nachylenia oraz w pełni podnoszona, z paskiem podtrzymującym łydkę	NC : 3300, 3310
Stopka podnóżka, lewa			
SPC3300	☐	Stała z paskiem na pięcie	
SPC3310	☐	Z regulowaną głębokością i nachyleniem z paskiem na pięcie	
PODŁOKIETNIKI			
Wysokość regulowana od 210 do 345 mm w zależności od podłokietnika, głębokość 35 mm, szerokość 25 mm po prawej stronie.			
SPC4000	☐	Zdejmowany, krótki podłokietnik 280 mm	NC : 8200
SPC4010	☐	Zdejmowany, długi podłokietnik 380 mm	
SPC4020	☐	Zdejmowany, wklęsły podłokietnik z indeksowanym systemem obrotowym (samoblokujący)	NC : 8200
Wysokość regulowana od 210 do 345 mm w zależności od podłokietnika, głębokość 35 mm, szerokość 25 mm po lewej stronie.			
SPC4100	☐	Zdejmowany, krótki podłokietnik 280 mm	NC : 8200
SPC4110	☐	Zdejmowany, długi podłokietnik 380 mm	
SPC4120	☐	Zdejmowany, wklęsły podłokietnik z indeksowanym systemem obrotowym (samoblokujący)	NC : 8200
OPCJE SIEDZISKA			
SPC5000	☐	Piankowa poduszka siedziska Essential junior, wysokość	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5010	☐	Piankowa poduszka siedziska, czarna nylonowa osłona z antypoślizgową podstawą, grubość 50 mm	
SPC5020	☐	Poduszka siedziska Matrx Flo-tech Lite, grubość 78 mm	NC : 5090
SPC5030	☐	(Żelowa) Poduszka siedziska Matrx Flo-tech Image, grubość 60 mm	NC : 5090
SPC5040	☐	Poduszka siedziska Matrx Contour ViscoNG, grubość 100 mm, maks. masa użytkownika 100 kg	NC : 5090
SPC5042	☐	Poduszka siedziska Classic Visco, grubość 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5044	☐	Poduszka siedziska Classic Visco, grubość 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5046	☐	Poduszka siedziska Classic Visco, grubość 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5048	☐	Poduszka siedziska Classic Visco, grubość 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090
SPC5050	☐	Poduszka siedziska Matrx Flo-tech Solution Xtra, grubość 60 mm	NC : 5090
SPC5070	☐	Poduszka siedziska Matrx Libra, grubość 70 mm	
Głębokość poduszki			
SPC5080	☐	400 mm	
SPC5085	☐	450 mm	
SPC5090	☐	500 mm	



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3210 / 3310




3220



4000 / 4100
4010 / 4110



4020 / 4120

Inne opcje				
SPC5100	☐	Podpora karku, oparcie regulowane pasem	 5100  5110  5120  5140  5130	
SPC5110	☐	Zagłówek z regulowanymi nausznikami, regulowany w poziomie, oparcie regulowane pasem		
SPC5120	☐	Zagłówek z regulowanymi długimi nausznikami, regulowany w poziomie, oparcie regulowane pasem (tylko z podwójnym krzyżakiem)		
SPC5130	☐	Zagłówek Matrix z miękką szeroką poduszką 250 mm - dostarczony z mocowaniem (tylko z oparciem Matrix)		
SPC5140	☐	Poduszka oparcia z regulacją naprężenia (para) (wymiary poduszek: szerokość 35 mm, wysokość 115 mm, głębokość 130 mm)		
SPC5150	☐	Pas podtrzymujący łydki		
KOLOR RAMY				
SPC6000	☐	Antracytowy czarny		
SPC6015	☐	Ciemny fiolet		
SPC6020	☐	Oceaniczny błękit		Tylko pojedynczy krzyżak
SPC6035	☐	Granatowy		Tylko podwójny krzyżak
SPC6040	☐	Szary łupkowy		Tylko podwójny krzyżak
SPC6050	☐	Kolory specjalne		
KOLOROWE ELEMENTY				
SPC6100	☐	Czarne	 	
SPC6120	☐	Żółty cytrynowy (widelce + wspornik oparcia)		
KOŁA PRZEDNIE				
SPC7000	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, czarna opona pneumatyczna		
SPC7010	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, czarna opona pneumatyczna		
KOŁA TYLNE				
SPC7100	☐	14" - 355 x 70 mm - czarna opona pełna		
SPC7110	☐	14" - 355 x 70 mm - czarna opona pneumatyczna		
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
SPC8000	☐	Podpórka przeciw-wywrotna	 8000  8010  8040	
SPC8010	☐	Podpórka przeciw-wywrotna z funkcją kickstand		
SPC8020	☐	Pas bezpieczeństwa - (Nowy design 2022)		
SPC8030	☐	Haki zgodne z ISO7176-19: 2001 do transportu osób, akumulatory należy wyjąć, gdy wózek jest używany jako siedzenie w pojeździe silnikowym		
SPC8040	☐	Tylne światło ostrzegawcze		
OPCJE POZYCJONOWANIA				
Rozważ akcesoria do pozycjonowania Bodypoint: pasy, szelki, podpórki pod kostki.				
OPCJE RÓŻNE				
SPC8100	☐	Uchwyt na łaskę	 8200	
SPC8200	☐	Wysuwana przezroczysta tacka – po przeciwnej stronie sterownika		
Akcesoria do sterownika Alber (dostarczane oddzielnie)			 1566196  1565669  1565670  1566197	
1566196	☐	Kula do elastycznego joysticka o średnicy 70 mm		NC : 1565669, 1565670
1565669	☐	Kula do specjalnego joysticka o średnicy 40 mm		NC : 1565670
1565670	☐	Sterownik T dla osób z quadriplegią		
1566197	☐	Przedłużenie dźwigni zmiany biegów (dla osób z ograniczoną sprawnością rąk)		
RAMPY				
1654128	☐	Rampa Basic 2-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg	 1654128	
1654129	☐	Rampa Quick2go Compact 3-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg	 1654129	
1654130	☐	Rampa Mono z aluminium, składana Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg	 1654130	