

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Skontaktuj się z dystrybutorem Invacare w Polsce: Mobilex sp. z o.o.
e-mail: info@mobilex.pl
tel. +48 42 214 29 11; tel. kom. +48 501 443 880
www.mobilex.pl



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Elektryczny wózek inwalidzki z napędem na tylne koła do użytku wewnątrz i na zewnątrz



Opis:

- Elektronika LiNX w standardzie, programowalna i udoskonalana
- Masa wózka: od 175 kg
- Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
- Gwarancja: 2 lata z wyjątkiem akumulatorów i części

Data:

Imię użytkownika:

Kod klienta:

Pieczęć sprzedawcy:

Uwaga: wybór niektórych opcji może powodować, że inne staną się niedostępne (niekompatybilne).

Ostateczna konfiguracja wózka zostanie sprawdzona i potwierdzona przez firmę Mobilex przed złożeniem zamówienia.

Wszystkie wskazane ceny są cenami zgodnymi z ofertą firmy MOBILEX

☐ Należy zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

Należy zaznaczyć kółeczkiem		Wypaszenie standardowe		Opcja dodatkowa	
KOD		OPIS	NC: Niekompatybilny (NC: 9999) niekompatybilny z nr ref 9999	PLN (brutto)	
ATB0015	☐	Invacare® Storm®4 AA1			
ATB0018	☐	Invacare® Storm®4X-plore AA1	NC : 1030		
Siedzisko Invacare® Modulet					
TYP SIEDZISKA					
ATB2111	☐	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szerokość od 380 do 530 mm		◆	 2111
		Dodatkowe 50 mm przy podłokietnikach			
ATB2112	☐	Teleskopowa rama siedziska + miękkie siedzisko naciągane z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska		○	 2112
		Dodatkowe 50 mm przy podłokietnikach			
USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA					
		330mm (proszę wybrać szerokość siedziska 380 mm 2121 i podłokietniki zakrzywione do wewnątrz 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705		
ATB2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	
ATB2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	
ATB2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	
ATB2124	☐	530 mm	NC : Oparcie MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	○	
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA					
ATB2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	
ATB2134	☐	460 mm		◆	
ATB2136	☐	510 mm - szyna siedziska przedłużona o 35 mm dla wózka zamówionego z głębokością 510 mm i oparciem Flex 3	NC : 2143	○	
PODUSZKI SIEDZISKA					
ATB2142	☐	Poduszka MatrX Flo-tech - Lite (75 mm do 127 kg); Contour (100 mm do 191 kg)		◆	 2143  2147 2144
ATB2143	☐	Poduszka MatrX Flo-tech Contour Visco; (materiał rozciągliwy) - 430 x 430 mm [maks. masa użytkownika 125 kg]	NC : 2155		
ATB2147	☐	Poduszka MatrX Libra, grubość 90 mm Standard (do 136 kg)/HD (do 227 kg) Wydłużony czas realizacji: + 4 dni	NC : 2155		
ATB2144	☐	Poduszka MatrX Vi (siateczka)	NC : 2155		
WSPORNIK OPARCIA					
ATB2162	☐	Rurki długie (540 mm)		○	
ATB2163	☐	Rurki krótkie (480 mm)	NC : 2173	○	
UCHWYTY DO PCHANIA					
ATB2107	☐	Rurki oparcia z uchwytami do pchania		◆	 SKŁADANE OPARCIE
ATB2108	☐	Rurki oparcia bez uchwytów do pchania	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	

RODZAJ OPARCIA				
ATB2171	☐	Oparcie z regulacją napięcia - długie = 540 mm /krótkie = 480 mm	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆
ATB2179	☐	Oparcie Flex3 z regulacją napięcia - długie = 540 mm /krótkie = 480 mm	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Zagłówek Elan	
ATB2173	☐	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką oparcia Laguna	NC : 2128	
ATB2174	☐	Oparcie Matrx Posture, wysokość 400 mm (Siateczka)		
ATB2175	☐	Oparcie Matrx Posture, wysokość 500 mm (Siateczka)		
ATB2176	☐	Oparcie Matrx Elite, wysokość 500 mm (Siateczka)		
ATB2177	☐	Oparcie Matrx Elite TR, wysokość 500 mm (Siateczka)		
ATB2178	☐	Oparcie Matrx Elite Deep, wysokość 500 mm (Siateczka)		
Znajdź podparcie dla tułowia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!				
KOLOR TAPICERKI				
ATB2151	☐	Czarna tkanina		◆
ATB2152	☐	Wersja LK, czarna z pomarańczowym szwem		○
ATB2155	☐	Czarna tkanina siatkowa		○
PODŁOKIETNIK (Para)				
ATB2191	☐	Zdejmowany podłokietnik T-Arm, Standard - Zakres regulacji 245 - 315 mm		○
ATB2181	☐	Zdejmowany podłokietnik T-Arm, zwiększona wysokość - Zakres regulacji 295 - 365 mm		
ATB2198	☐	Wyściełany podłokietnik z wbudowaną osłoną z tkaniny	NC : 2195, 2196, 2197, podpora biodra	
ATB2183	☐	Wbudowane podłokietniki - zmniejszają szerokość siedziska o 25 mm z każdej strony.	NC : podpora biodra	
ATB2193	☐	Odchylany podłokietnik, dla maksymalnej masy użytkownika do 150kg	NC : 1445	◆
ATB2192	☐	Zrównane podłokietniki Zakres regulacji 230 - 300 mm Dla maksymalnej masy użytkownika 150kg	NC : 1445	
ATB2194	☐	Zrównane podłokietniki Zakres regulacji 300 - 360 mm Dla maksymalnej masy użytkownika 150kg	NC : 1445	
NAKŁADKA PODŁOKIETNIKA (Para)				
ATB2195	☐	Krótką nakładka (325 mm)		◆
ATB2196	☐	Długa nakładka (375 mm)		
ATB2197	☐	Długa ergonomiczna nakładka (397 mm)		
Rynienki hemiplegiczne				
	☐	Rynienka hemiplegiczna w specjalnym wykonaniu		Na zamówienie
	☐	Rynienka hemiplegiczna półwklęsła z płaskim lub zakrzywionym podparciem na dłoń i ruchem obrotowym 360° (w prawo lub w lewo), z regulacją co 18°		Na zamówienie
Podpory bioder				
ATB2184	☐	Podpora biodra lewa, rozmiar 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	
ATB2186	☐	Podpora biodra lewa, rozmiar 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	
ATB2188	☐	Podpora biodra lewa, rozmiar 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	
ATB2185	☐	Podpora biodra prawa, rozmiar 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	
ATB2187	☐	Podpora biodra prawa, rozmiar 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	
ATB2189	☐	Podpora biodra prawa, rozmiar 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	
WSPORNIKI MONTAŻOWE DO PODPÓR BIODER				
ATB2164	☐	Wsporniki montażowe do podpór bioder (6,1" / 155 mm wysokości)		◆
ATB2165	☐	Wsporniki montażowe do podpór bioder (8,1" / 206 mm wysokości)		○
ZAGŁÓWEK / PODPÓRKA POD SZYJĘ (czarna, ścierna nakładka)				
ATB1307	☐	Pałąk do pchania o średnicy 22mm w połączeniu z teleskopowymi rurkami oparcia	NC : 2161	
ATB1432	☐	Zagłówek regulowany na boki		
ATB1427	☐	Zagłówek z podparciem polików		
ATB2324	☐	Podkładka Elan Standard 255 mm / 10" szerokości z pokrowcem w standardzie (ESP26)		
ATB2325	☐	Podkładka Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" z pokrowcem w standardzie (EOP23)		
ATB1445	☐	Podpora boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji	NC : Oparcia Matrx	


2171


2173


2191


2198








1432


1427


2325


2327


1445




OPCJE SIEDZISKA				
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA I PODNOŚNIK SIEDZISKA				
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA				
ATB1023	☐	Stała wysokość siedziska 450 mm		◆
ATB1025	☐	Stała wysokość siedziska 480 mm		○
ATB1030	☐	Elektryczny podnośnik siedziska (400–650 mm)	NC : Wersja X-plore, 2201	
ATB1040	☐	Elektryczny podnośnik siedziska (440–690 mm) wraz z adapterem	NC : 2201	
NACHYLENIE SIEDZISKA				
ATB1002	☐	Ręczna regulacja nachylenia siedziska za pomocą trzpienia		◆
ATB1014	☐	Elektryczna regulacja nachylenia od 0° do 25°		
OPARCIE Z FUNKCJĄ ODCHYLENIA				
ATB0975	☐	Ręcznie odchylane oparcie (w odstępach co 3,75°)		◆
ATB0977	☐	Elektrycznie odchylane oparcie		
PODNOŻKI				
Podnóżek środkowy z regulacją nachylenia, podparciem dla łydek i regulowaną stopką				
PW-2006	☐	Ręcznie regulowany LNX (od 1.5° do 63°)	NC : podpora biodra	Na zamówienie
PW-2007	☐	Elektrycznie regulowany LNX z kompensacją, ustawiony pod kątem 90°, regulowany w zakresie +7°/-7°		Na zamówienie
MOCOWANIE PODNOŻKA / PARY				
ATB0503	☐	Mocowanie Vari F, para		◆
ATB0533	☐	Mocowanie Vari A, para	NC : 0512	
ATB0531	☐	Mocowanie ADE 0° - 80°, para	NC : 0512,2201	
RODZAJ STOPKI PODNOŻKA / PARY				
ATB0512	☐	Para stałych stoppek podnóżka		○
ATB0504	☐	Para stoppek z regulowanym kątem nachylenia		◆
ATB0513	☐	Para stoppek z regulacją kąta nachylenia i głębokości		
PILOTY LINX				
GŁÓWNE PILOTY LINX z proporcjonalnym Joystickiem + WSPORNIKI				
ATB2201	☐	Pilot LiNX DLX-REM110 = Tylko jazda	NC : 2231, 2232, 2229, 2270, 2245	
ATB2203	☐	Pilot LiNX DLX-REM211 = Jazda i sterowanie siłownikami	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	
ATB2204	☐	Pilot LiNX DLX-REM216 = Jazda, sterowanie siłownikami i oświetleniem	NC : 2331, 2232, 2229, 2270	
ATB2205	☐	Pilot Rehab LiNX, interfejs użytkownika z ekranem dotykowym DLX-REM400	NC : 2220	○
ATB2206	☐	Pilot Rehab LiNX bez joysticka dla użytkowników z ograniczonym dostępem DLX-REM500	NC : 2220, 2270	
OPCJA PRZEŁĄCZNIKA REM400				
ATB2270	☐	Przypisywalny przełącznik dwupozycyjny do REM400 (DLX-SW400TGL)		
POZYCJA MONTAŻU PILOTA				
ATB1207	☐	Standardowy wspornik prawy	NC : 1404	○
ATB1208	☐	Standardowy wspornik lewy	NC : 1405	○
ATB1707	☐	Wspornik odchylany prawy	NC : 1404	◆
ATB1708	☐	Wspornik odchylany lewy	NC : 1405	○
ATB1709	☐	Maxx resolve , wspornik odchylany do wewnątrz/na zewnątrz – prawy	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○
ATB1710	☐	Maxx resolve , wspornik odchylany do wewnątrz/na zewnątrz – lewy	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○
ATB2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	
ATB2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo, Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	
ATB2227	☐	Wspornik prawy, montowany dla Opiekuna	NC : 2219, 2220, 1287, 2128	
ATB2228	☐	Wspornik lewy, montowany dla Opiekuna	NC : 2219, 2220, 1286, 2128	
ATZ2229	☐	Montaż niestandardowy na życzenie (Specjał)		Na życzenie
LINX REM500 (TYLKO WYŚWIETLACZ) WSPORNIKI				
ATB2209	☐	Wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC : 1404	◆
ATB2210	☐	Wspornik odchylany lewy, wielostopniowa regulacja	NC : 1405	○
PW-4005	☐	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Na życzenie
ATB2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415	
ATB2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo, Nucleus	NC : 1404,1405, 1339	
ATZ2239	☐	Montaż niestandardowy na życzenie (Specjał)		Na życzenie



0533

NEW

2209
2210



DUAL CONTROL LiNX + WSPORNIKI				
ATB2220	☐	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	
ATB2219	☐	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	
ATB2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control	NC : 1207, 1208	
ATB1207	☐	Standardowy wspornik prawy		◆
ATB1208	☐	Standardowy wspornik lewy		○
ATB1221	☐	Wspornik prawy, zdejmowany		◆
ATB1222	☐	Wspornik lewy, zdejmowany		○
Jeśli na wysuwany wsporniku w pozycji środkowej (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215.				
Specjalne elementy sterujące Mo-Vis - patrz arkusz zamówienia				
LiNX – KOMPAKTOWE PILOTY + WSPORNIKI				
ATB2231	☐	Proporcjonalny kompaktowy pilot DLX-CR400		
ATB2232	☐	Proporcjonalny kompaktowy pilot Low Force DLX-CR-400LF		
ATB2207	☐	Zamontowany po prawej stronie	NC : 1404	◆
ATB2208	☐	Zamontowany po lewej stronie	NC : 1405	○
ATB2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo (Nucleus)	NC : 1404, 1405, 1415	
ATB2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo (Nucleus)	NC : 1404, 1405, 1339	
ATZ2215	☐	Montaż niestandardowy na żądanie (Specjał)		Na żądanie
STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI				
ATB2229	☐	Proporcjonalny joystick podbródkowy (ASL138)	NC : 2128	
ATB1289	☐	Wspornik odchylany prawy (ASL628)		◆
ATB1288	☐	Wspornik odchylany lewy (ASL628)		○
ATB1287	☐	Wspornik odchylany prawy, elektryczny	NC : 1404, 1415, 1312	
ATB1286	☐	Wspornik odchylany lewy, elektryczny	NC : 1405, 1339, 1363	
Technologia HEAD CONTROL ATOM				
ATB2230	☐	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (ATOM, ASL104) i ze standardowymi łopatkami M3	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	
ATB2247	☐	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (PROTON, ASL104P) z łopatkami PROTON	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	
STEROWANIE MICRO EXTREMITY				
ATB2233	☐	Joystick proporcjonalny MEC (Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2240	
ATB2235	☐	Tacka mocowana z prawej strony(100x150 mm)		○
ATB2236	☐	Tacka mocowana z lewej strony (100x150 mm)		○
ATB2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	
ATB2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	
ATB2241	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	
ATB2242	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo Nucleus		
ATZ2215	☐	Montaż niestandardowy na żądanie (Specjał)		Na żądanie
PRZEŁĄCZNIK 10-POZYCYJNY LiNX				
ATB2251	☐	10-Pozycyjny przełącznik DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do siedzisk zasilanych elektrycznie		
ATB2217	☐	Wspornik prawy, zamontowany dla użytkownika	NC : 2209, 2213, 1415	○
ATB2218	☐	Wspornik lewy, zamontowany dla użytkownika	NC : 2210, 2214	○
ATB2227	☐	Wspornik prawy, zamontowany dla opiekuna	NC : 1287	○
ATB2228	☐	Wspornik lewy, zamontowany dla opiekuna	NC : 1286	○
ATB2225	☐	Bez montażu		○
ATB2252	☐	Wiązka zapewniająca gniazda jack dla „Drive” i „Mode”		
AKCESORIA LiNX				
ATB2253	☐	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : Bodypoint	
ATB2207	☐	Montaż po prawej stronie		○
ATB2208	☐	Montaż po lewej stronie		○
POZOSTAŁE KOMPONENTY / AKCESORIA				
ATB2300	☐	Tylko załączone		○
ATZ2301	☐	Do podłączenia i zaprogramowania (opcja specjalna)		Na żądanie



2219
2245



2231
2232



1288
1289

1286
1287



2230



2247



2233



2251




2253



2219
2245



2231
2232



1288 1286
1289 1287



2230



2247



2233



2251



2253

PRZYCISKI BUDDY BUTTONS							
ATB1685	☐	Czerwony Buddy Button					
ATB1686	☐	Żółty Buddy Button					
ATB1687	☐	Zielony Buddy Button					
ATB1690	☐	Niebieski Buddy Button					
PRZEŁĄCZNIK EGG							
ATB2254	☐	Przełącznik EGG, czarny					
PRZYCISKI PIKO					2721 2722		
ATB1711	☐	Czerwony Przycisk Piko					
ATB1712	☐	Żółty Przycisk Piko					
ATB1713	☐	Zielony Przycisk Piko					
ATB1714	☐	Pomarańczowy Przycisk Piko					
ATB1715	☐	Niebieski Przycisk Piko					
ATB1716	☐	Czarny Przycisk Piko					
GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT				2723			
ATB2721	☐	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC101A					
ATB2722	☐	4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A					
ATB2723	☐	Guma wypukła, uchwyt joysticka, Bodypoint PC107A					
ATB2724	☐	Grzybkowy rowkowany uchwyt joysticka, Bodypoint PC110A					
SZCZEGÓŁY WÓZKA							
KOLORY OSŁON					2724		
ATB0202	☐	Niebieski	☐				
ATB0228	☐	Czarny	☐				
ATB0204	☐	Przezroczysta wiśniowa czerwień					
ATZ0299	☐	Specjalny kolor osłony (wymagany kod RAL)					
KÓŁKA							
ATB0851	☐	3.00 - 6 Pneumatyczne, szare	☐				
ATB0853	☐	3.00 - 6 Odporne na przebicie, pokryte, szare					
ATB0855	☐	3.00 - 6 Odporne na przebicie (wkładka pełna), szare					
KOŁA NAPĘDOWE							
ATB0771	☐	3.00 - 8 Pneumatyczne, szare	☐				
ATB0773	☐	3.00 - 8 Odporne na przebicie (pokryte), szare	☐				
ATB0750	☐	3.00 - 8 Odporne na przebicie (wkładka pełna), szare					
OSIĄGI							
TYP SILNIKA							
ATB1277	☐	Napęd OPS 6 km/h	☐				
ATB1285	☐	Napęd OPS 10 km/h	☐				
ATB1223	☐	Ustawienie 10 km/h dla silnika o wysokiej prędkości DuraWatt	☐				
AKUMULATOR							
ATB1364	☐	Żelowy 73,5 Ah	☐				
ATB1313	☐	Ładowarka Opti Charge 10A (IP44)	☐				
ATA1314	☐	Ładowarka 10A Opticharge (UK)	☐				
TYLNA AMORTYZACJA							
ATB1240	☐	Mała amortyzacja (do 80 kg masy użytkownika)	☐				
ATB1241	☐	Średnia amortyzacja (od 70 kg do 100 kg masy użytkownika)	☐				
ATB1242	☐	Twarda amortyzacja (od 90 kg do 150 kg masy użytkownika)	☐				
AMORTYZACJA Storm4 X-plore							
ATB1233	☐	TYLNA AMORTYZACJA	☐				
ATB1238	☐	Przednia amortyzacja (do 100 kg)	☐				
ATB1239	☐	Przednia amortyzacja (ponad 100 kg)	☐				
G-TRAC							
G-Trac							
ATB1215	☐	Moduł G-Trac					
OPCJE UNIERUCHAMIAJĄCE							
Zapoznaj się z akcesoriami pozycjonującymi Bodypoint: pasami, uprężami, podpórkami kostek.							
OPCJE							
UKŁAD OŚWIETLENIA							
ATB1437	☐	Układ oświetlenia LED z kierunkowskazami i reflektorami 30 Luksów					
ATB2837	☐	Układoświetlenia LED z większą jasnością, z kierunkowskazami i reflektorami 60 Luksów					
ATB1254	☐	Bez układu oświetlenia	☐				
PODPÓRKA PRZECIW-WYWROTNA							
ATB1205	☐	Podpórka przeciw-wywrotna (wersja standardowa)	☐				
ATB1204	☐	Odchylana podpórka przeciw-wywrotna					
KERB RIDER							
ATB1244	☐	Kerb Rider	NC : 1450				
							
							
							
							
							
							
							

ZESTAW TRANSPORTOWY				
ATB1450	☐	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zagłówka) Stację dokującą do zastosowania w samochodzie należy zamówić oddzielnie w firmie DAHL Engineering.		○
ATB1493	☐	4-Punktowe mocowanie (Do transportu wózka inwalidzkiego bez użytkownika)		◆
ATB1494	☐	4-Punktowe mocowanie (Wersja przetestowana pod kątem używania wózka inwalidzkiego jako fotela w pojeździe samochodowym zgodnie z normą ISO 7176-19) (Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zagłówka)		◆
PASY BIODROWE				
ATB1329	☐	Pas biodrowy z samoblokującą się klamrą		◆
ATB2113	☐	Pas biodrowy z samoblokującą się klamrą - szeroki zakres mocowania w szynach bocznych		
ATB1332	☐	H-Belt		
PASY BIODROWE BODYPOINT				
ATB2701	☐	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L		
ATB2702	☐	Pas biodrowy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M		
ATB2703	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Przycisk, Mocowanie Cinch, Rozmiar L		
ATB2704	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Przycisk, Mocowanie Cinch, Rozmiar M		
ATB2705	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull, Boczny przycisk odblokowujący, Mocowanie Cinch, Rozmiar L		
ATB2706	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull, Boczny przycisk odblokowujący, Mocowanie Cinch, Rozmiar M		
LUSTERKO WSTECZNE				
ATB1415	☐	Lusterko wsteczne prawe		
ATB1339	☐	Lusterko wsteczne lewe		
HACZYKI NA TORBY				
ATB2128	☐	Haczyki na torby na siedzisku Modulite		
UCHWYT NA ŁASKĘ				
ATB1312	☐	Uchwyt na łaskę po prawej		
ATB1363	☐	Uchwyt na łaskę po lewej		
BŁOTNIKI				
ATB1416	☐	Błotniki na koła przednie		○
ATB1417	☐	Błotniki na koła tylne/napędowe		○
TACKA				
ATB1404	☐	Odchylana w prawo		
ATB1405	☐	Odchylana w lewo		
ZESTAW NARZĘDZI				
ATB1333	☐	Zestaw narzędzi		
Akcesoria				
SP1522428	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor niebieski (para)		
SP1523651	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor czarny (para)		
SP1529145	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor szampański (para)		
SP1529393	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor czerwony (para)		
SP1529395	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor czerwony (para)		
SP1529397	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor zielony (para)		
RAMPY				
1654128	☐	Rampa Basic 2-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		
1654129	☐	Rampa Quick2go Compact 3-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		
1654130	☐	Rampa Mono z aluminium, składana Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		




1329


2701, 2702


2703, 2704


2705, 2706


2128


1416
1417


1654128


1654129


1654130

Invacare Storm 4 & X-plore AA1		Wysokość siedziska od podłoża		
Rodzaj siedziska (stałe lub z podnośnikiem)	Siedzisko	Siedzisko standardowe ATB2110	Siedzisko teleskopowe twarde ATB2111	Siedzisko teleskopowe miękkie ATB2112
ATB1023 – stała wysokość siedziska 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 – stała wysokość siedziska 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 – podnośnik od 400 do 650 mm		od 400 do 650 mm	od 400 do 650 mm	od 430 do 680 mm
ATB1040 – podnośnik od 440 do 690 mm		od 440 do 690 mm	od 440 do 690 mm	od 470 do 720 mm

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2

Skontaktuj się z dystrybutorem Invacare w Polsce: Mobilex sp. z o.o
e-mail: info@mobilex.pl
tel. +48 42 214 29 11; tel. kom. +48 501 443 880
www.mobilex.pl



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2

Elektryczny wózek inwalidzki z napędem na tylne koła do użytku wewnątrz i na zewnątrz



Opis:

- Nowa elektronika LiNX w standardzie, programowalna i z możliwością rozbudowy.
- Siedzisko Module z możliwością wyboru:
 - Sztwne lub regulowane napięcie siedziska
 - Sztwne lub regulowane napięcie oparcia
 - Regulowana szerokość siedziska od 380 do 530 mm
 - Głębokość siedziska od 410 do 510 mm, regulowana bezstopniowo
- Opcjonalne silniki True Track Plus
- Masa wózka: od 175 kg
- Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
- Gwarancja: 2 lata z wyjątkiem akumulatorów i części podlegających zużyciu



Data:

Imię użytkownika:

Kod klienta:

Pieczęć sprzedawcy:

Uwaga: wybór niektórych opcji może powodować, że inne staną się niedostępne (niekompatybilne).

Ostateczna konfiguracja wózka zostanie sprawdzona i potwierdzona przez firmę Mobilex przed złożeniem zamówienia.

Wszystkie wskazane ceny są cenami zgodnymi z ofertą firmy MOBILEX

☐ Należy zaznaczyć krzyżykiem ☒ Wyposażenie standardowe ☐ Opcja bezpłatna

KOD	OPIS	NC: Niekompatybilny (NC: 9999) niekompatybilny z nr ref 9999	PLN (brutto)
ATC0016	☐ Invacare® Storm®4 AA2		
ATC0019	☐ Invacare® Storm®4 X-plore AA2	NC : 1030	

Siedzisko Invacare® Module

TYP SIEDZISKA			
ATC2111	☐	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szerokość od 380 do 530 mm Dodatkowe 50 mm przy podłokietnikach	◆
ATC2112	☐	Teleskopowa rama siedziska + miękkie siedzisko naciągane z szynami bocznymi o szerokości od 380 do 530 mm; + 30 mm wysokość siedziska Dodatkowe 50 mm przy podłokietnikach	○
USTAWIENIE SZEROKOŚCI SIEDZISKA DLA REGULOWANEJ RAMY SIEDZISKA			
		330mm (proszę wybrać szerokość siedziska 380 mm 2121 i podłokietniki zakrzywione do wewnątrz 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705
ATC2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705
ATC2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705
ATC2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706
ATC2124	☐	530 mm	NC : MatrX backrest, 2143, 2702, 2704, 2706
USTAWIENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA			
ATC2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint
ATC2134	☐	460 mm	◆
ATC2136	☐	510 mm - szyna siedziska przedłużona o 35 mm dla wózka zamówionego z głębokością 510 mm i oparciem Flex 3	NC : 2143
PODUSZKI SIEDZISKA			
ATC2142	☐	Poduszka MatrX Flo-tech - Lite (75 mm do 127 kg); Contour (100 mm do 191 kg)	◆
ATC2143	☐	Poduszka MatrX Flo-tech Contour Visco; (materiał rozciągliwy) - 430 x 430 mm [maks. masa użytkownika 125 kg]	NC : 2155
ATC2147	☐	Poduszka MatrX Libra, grubość 90 mm Standard (do 136 kg)/HD (do 227 kg) Wydłużony czas realizacji: + 4 dni	NC : 2155
ATC2144	☐	Poduszka MatrX Vi (siateczka)	NC : 2155
PODPARCIE OPARCIA			
ATC2162	☐	Rurki długie (540 mm)	○
ATC2163	☐	Rurki krótkie (480 mm)	NC : 2173



SKŁADANE
OPARCIE

UCHWYTY DO PCHANIA			
ATC2107	☐	Rurki oparcia z uchwytami do pchania	◆
ATC2108	☐	Rurki oparcia bez uchwytów do pchania	○ NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245
TAPICERKA OPARCIA / PODUSZKA			
ATC2171	☐	Oparcie z regulacją napięcia - długie = 540 mm /krótkie = 480 mm	◆ NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247
ATC2179	☐	Oparcie Flex3 z regulacją napięcia - długie = 540 mm /krótkie = 480 mm	○ NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Zagłówek Elan
ATC2173	☐	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką oparcia Laguna	○ NC : 2128
ATC2174	☐	Oparcie Matrx Posture, wysokość 400 mm (Siateczka)	
ATC2175	☐	Oparcie Matrx Posture, wysokość 500 mm (Siateczka)	
ATC2176	☐	Oparcie Matrx Elite, wysokość 500 mm (Siateczka)	
ATC2177	☐	Oparcie Matrx Elite TR, wysokość 500 mm (Siateczka)	
ATC2178	☐	Oparcie Matrx Elite Deep, wysokość 500 mm (Siateczka)	
Znajdź podparcie dla tułowia i wszystkie akcesoria na arkuszu pomiarowym Matrx!			
KOLOR TAPICERKI			
ATC2151	☐	Czarna tkanina	◆
ATC2152	☐	Wersja LK, czarna z pomarańczowym szwem	○
ATC2153	☐	Czarny plusz	○
ATC2155	☐	Czarna tkanina siatkowa	○
PODŁOKIETNIK (Para)			
ATC2191	☐	Zdejmowany podłokietnik T-Arm, Standard - Zakres regulacji 245 - 315 mm	○
ATC2181	☐	Zdejmowany podłokietnik T-Arm, zwiększona wysokość - Zakres regulacji 295 - 365 mm	
ATC2198	☐	Wyściełany podłokietnik z wbudowaną osłoną z tkaniny	○ NC : 2195, 2196, 2197, podpora biodra
ATC2183	☐	Wbudowane podłokietniki - zmniejszają szerokość siedziska o 25 mm z każdej strony.	○ NC : podpora biodra
ATC2193	☐	Odchylany podłokietnik, dla maksymalnej masy użytkownika do 150kg	◆ NC : 1445
ATC2192	☐	Zrównane podłokietniki Zakres regulacji 230 - 300 mm Dla maksymalnej masy użytkownika 150kg	○ NC : 1445
ATC2194	☐	Zrównane podłokietniki Zakres regulacji 300 - 360 mm Dla maksymalnej masy użytkownika 150kg	○ NC : 1445
NAKŁADKA PODŁOKIETNIKA (Para)			
ATC2195	☐	Krótką nakładka (325 mm)	◆
ATC2196	☐	Długą nakładka (375 mm)	
ATC2197	☐	Długą ergonomiczną nakładka (397 mm)	
Rynienki hemiplegiczne			
	☐	Rynienka hemiplegiczna w specjalnym wykonaniu	Na żądanie
	☐	Rynienka hemiplegiczna półwklęsła z płaskim lub zakrzywionym podparciem na dłoń i ruchem obrotowym 360° (w prawo lub w lewo), z regulacją co 18°	Na żądanie
PODPORY BIODER			
ATC2184	☐	Podpora biodra lewa, rozmiar 140 x 100 mm	○ NC : Bodypoint
ATC2186	☐	Podpora biodra lewa, rozmiar 230 x 100 mm	○ NC : Bodypoint
ATC2188	☐	Podpora biodra lewa, rozmiar 330 x 100 mm	○ NC : Bodypoint
ATC2185	☐	Podpora biodra prawa, rozmiar 140 x 100 mm	○ NC : Bodypoint
ATC2187	☐	Podpora biodra prawa, rozmiar 230 x 100 mm	○ NC : Bodypoint
ATC2189	☐	Podpora biodra prawa, rozmiar 330 x 100 mm	○ NC : Bodypoint
WSPORNIKI MONTAŻOWE DO PODPÓR BIODER			
ATC2164	☐	Wsporniki montażowe do podpór bioder (6,1" / 155 mm wysokości)	◆
ATC2165	☐	Wsporniki montażowe do podpór bioder (8,1" / 206 mm wysokości)	○
ZAGŁÓWEK / PODPÓRKA POD SZYJĘ (czarna, ścieralna nakładka)			
ATC1307	☐	Pałąk do pchania o średnicy 22mm w połączeniu z teleskopowymi rurkami oparcia	
ATC1350	☐	Podpórka pod szyję z regulacją głębokości	◆



2171



2173



2191



2198



Rynienka hemiplegiczna



Rynienka hemiplegiczna półwklęsła



1350



1432

ATC1432	☐	Zagłówek regulowany na boki		○		
ATC1427	☐	Zagłówek z podparciem polików				 1427
ATC2324	☐	Podkładka Elan Standard 255 mm / 10" szerokości z pokrowcem w standardzie (ESP26)				 2325
ATC2325	☐	Podkładka Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" z pokrowcem w standardzie (EOP23)				 1445
ATC1445	☐	Podpora boczna z przedłużonym ramieniem, podkładka z wieloma możliwościami regulacji	NC : Oparcia Matrix			

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA I PODNOŚNIK SIEDZISKA					 1030
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA					
ATC1023	☐	Stała wysokość siedziska 450 mm		◆	
ATC1025	☐	Stała wysokość siedziska 480 mm		○	
ATC1030	☐	Elektryczny podnośnik siedziska (400–650 mm)	NC : Wersja X-plore		
ATC1040	☐	Elektryczny podnośnik siedziska (440–690 mm) wraz z adapterem			
NACHYLENIE SIEDZISKA					
ATC1002	☐	Ręczna regulacja nachylenia siedziska za pomocą trzpienia		◆	
ATC1014	☐	Elektryczna regulacja nachylenia od 0° do 25°		○	
OPARCIE Z FUNKCJĄ ODCHYLENIA					
ATC0977	☐	Elektrycznie odchylane oparcie		◆	
PODNOŻKI					
Podnóżek środkowy z regulacją nachylenia, podparciem dla łydek i regulowaną stopką					
PW-2006	☐	Ręcznie regulowany LNX (od 1.5° do 63°)	NC : podpora biodra	Na żądanie	
PW-2007	☐	Elektrycznie regulowany LNX z kompensacją, ustawiony pod kątem 90°, regulowany w zakresie +7°/-7°		Na żądanie	
MOCOWANIE PODNOŻKA / PARY					
ATC0533	☐	Mocowanie Vari A, para		◆	
ATC0531	☐	Mocowanie ADE 0° - 80°, para	NC : 0522		
RODZAJ STOPKI PODNOŻKA / PARY					
ATC0504	☐	Para stoppek z regulowanym kątem nachylenia		◆	
ATC0513	☐	Para stoppek z regulacją kąta nachylenia i głębokości			
PILOTY LINX					
GŁÓWNE PILOTY LINX z proporcjonalnym Joystickiem + WSPORNIKI					
ATC2203	☐	Pilot LiNX DLX-REM211 = Jazda i sterowanie siłownikami	NC : 2331, 2232, 2229, 2270		
ATC2204	☐	Pilot LiNX DLX-REM216 = Jazda, sterowanie siłownikami i oświetleniem	NC : 2331, 2232, 2229, 2270		
ATC2205	☐	Pilot Rehab LiNX, interfejs użytkownika z ekranem dotykowym DLX-REM400	NC : 2220	○	
ATC2206	☐	Pilot Rehab LiNX bez joysticka dla użytkowników z ograniczonym dostępem DLX-REM500	NC : 2220, 2270		
OPCJA PRZEŁĄCZNIKA REM400					
ATC2270	☐	Przypisywalny przełącznik dwupozycyjny do REM400 (DLX-SW400TGL)			
POZYCJA MONTAŻU PILOTA					
ATC1207	☐	Standardowy wspornik prawy	NC : 1404	○	
ATC1208	☐	Standardowy wspornik lewy	NC : 1405	○	
ATC1707	☐	Wspornik odchylany prawy	NC : 1404	◆	
ATC1708	☐	Wspornik odchylany lewy	NC : 1405	○	
ATC1709	☐	Maxx resolve , wspornik odchylany do wewnątrz/na zewnątrz – prawy	NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241)	○	
ATC1710	☐	Maxx resolve , wspornik odchylany do wewnątrz/na zewnątrz – lewy	NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242)	○	
ATC2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415		
ATC2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1339		
ATC2227	☐	Wspornik prawy, montowany dla Opiekuna	NC : 2219, 2220, 1287, 2128		
ATC2228	☐	Wspornik lewy, montowany dla Opiekuna	NC : 2219, 2220, 1286, 2128		
ATC2229	☐	Montaż niestandardowy na żądanie (Specjał)		Na żądanie	
LINX REM500 (TYLKO WYŚWIETLACZ) WSPORNIKI					
ATC2209	☐	Wspornik odchylany prawy, wielostopniowa regulacja	NC : 1404	◆	
ATC2210	☐	Wspornik odchylany lewy, wielostopniowa regulacja	NC : 1405	○	
PW-4005	☐	Opcja 2209/2210 z drążkiem mocującym do REM500 przedłużonym o 200 mm		Na żądanie	
ATC2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1415		
ATC2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo, Nucleus	NC : 1404, 1405, 1339		
ATC2239	☐	Montaż niestandardowy na żądanie (Specjał)		Na żądanie	
DUAL CONTROL LINX + WSPORNIKI					
ATC2220	☐	Dual Control LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy pilot)	NC : 1221, 1222		
ATC2219	☐	Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228		
ATC2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control	NC : 1207, 1208, 2227, 2228		
ATC1207	☐	Standardowy wspornik prawy		◆	
ATC1208	☐	Standardowy wspornik lewy		○	
ATC1221	☐	Wspornik prawy, zdejmowany		◆	
ATC1222	☐	Wspornik lewy, zdejmowany		○	

Jeśli na wysuwanym wsporniku w pozycji środkowej (2213/2214) ma być zamontowanych kilka joysticków, należy wybrać opcję 2215.

Specjalne elementy sterujące Mo-Vis - patrz arkusz zamówienia



LINX – KOMPAKTOWE PILOTY + WSPORNIKI

ATC2231	☐	Proporcjonalny kompaktowy pilot DLX-CR400		
ATC2232	☐	Proporcjonalny kompaktowy pilot Low Force DLX-CR-400LF		
ATC2207	☐	Zamontowany po prawej stronie	NC : 1404	◆
ATC2208	☐	Zamontowany po lewej stronie	NC : 1405	○
ATC2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo (Nucleus)	NC : 1404, 1405, 1415	
ATC2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo (Nucleus)	NC : 1404, 1405, 1339	
ATZ2215	☐	Montaż niestandardowy na żądanie (Specjał)		Na żądanie



2231
2232

STEROWANIE PODBRÓDKIEM + WSPORNIKI

ATC2229	☐	Proporcjonalny joystick podbródkowy (ASL138)	NC : 2128	
ATC1289	☐	Wspornik odchylany prawy (ASL628)		◆
ATC1288	☐	Wspornik odchylany lewy (ASL628)		○
ATC1287	☐	Wspornik odchylany prawy, elektryczny	NC : 2227, 1404, 1415, 1312	
ATC1286	☐	Wspornik odchylany lewy, elektryczny	NC : 2228, 1405, 1339, 1363	



1288 1286
1289 1287

Technologia HEAD CONTROL ATOM

ATC2230	☐	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (ATOM, ASL104) i ze standardowymi łopatkami M3	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	
ATC2247	☐	Technologia Head Control z ultradźwiękowymi czujnikami zbliżeniowymi (PROTON, ASL104P) z łopatkami PROTON	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	



2230



2247

STEROWANIE MICRO KOŃCZYNAMI

ATC2233	☐	Joystick proporcjonalny MEC (Micro Extremity Control ASL130)	NC : 2240	
ATC2235	☐	Tacka mocowana z prawej strony(100x150 mm)		○
ATC2236	☐	Tacka mocowana z lewej strony (100x150 mm)		○
ATC2213	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○
ATC2214	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○
ATC2241	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w prawo Nucleus	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	
ATC2242	☐	Mocowanie środkowe, odchylane w lewo Nucleus		
ATZ2215	☐	Montaż niestandardowy na żądanie (Specjał)		Na żądanie



2233

PRZEŁĄCZNIK 10-POZYCYJNY LINX

ATC2251	☐	10- Pozycyjny przełącznik DLX-SW10-A do bezpośredniego dostępu do siedzik zasilanych elektrycznie		
ATC2217	☐	Wspornik prawy, zamontowany dla użytkownika	NC : 2209, 2213, 1415	○
ATC2218	☐	Wspornik lewy, zamontowany dla użytkownika	NC : 2210, 2214	○
ATC2227	☐	Wspornik prawy, zamontowany dla opiekuna	NC : 1287	○
ATC2228	☐	Wspornik lewy, zamontowany dla opiekuna	NC : 1286	○
ATC2225	☐	Bez montażu		○
ATC2252	☐	Wiązka zapewniająca gniazda jack dla „Drive” i „Mode”		



2251

AKCESORIA LINX

ATC2253	☐	Port ładowarki USB DLX-USB02-A	NC : Bodypoint	
ATC2207	☐	Montaż po prawej stronie		○
ATC2208	☐	Montaż po lewej stronie		○



2253

POZOSTAŁE KOMPONENTY / AKCESORIA

ATC2300	☐	Tylko załączone		○
ATZ2301	☐	Do podłączenia i zaprogramowania (opcja specjalna)		Na żądanie

PRZYCISKI BUDDY BUTTONS

ATC1685	☐	Czerwony Buddy Button		
ATC1686	☐	Żółty Buddy Button		
ATC1687	☐	Zielony Buddy Button		
ATC1690	☐	Niebieski Buddy Button		



PRZEŁĄCZNIK EGG

ATC2254	☐	Przełącznik EGG, czarny		
---------	--------------------------	-------------------------	--	--

PRZYCISKI PIKO

ATC1711	☐	Czerwony Przycisk Piko		
ATC1712	☐	Żółty Przycisk Piko		
ATC1713	☐	Zielony Przycisk Piko		
ATC1714	☐	Pomarańczowy Przycisk Piko		
ATC1715	☐	Niebieski Przycisk Piko		
ATC1716	☐	Czarny Przycisk Piko		

GAŁKI JOYSTICKA BODYPOINT				
ATC2721	☐	3-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC101A		 2721
ATC2722	☐	4-calowy uchwyt joysticka w kształcie litery U, Bodypoint PC102A		 2722
ATC2723	☐	Guma wypukła, uchwyt joysticka, Bodypoint PC107A		 2723
ATC2724	☐	Grzybkowy rowkowany uchwyt joysticka, Bodypoint PC110A		 2724
SZCZEGÓŁY WÓZKA				
KOLORY OSŁON				
ATC0202	☐	Niebieski		
ATC0228	☐	Czarny		
ATC0220	☐	Szampański		
ATC0204	☐	Przezroczysta wiśniowa czerwień		
ATZ0299	☐	Specjalny kolor osłony (wymagany kod RAL)		
KÓŁKA				
ATC0851	☐	3.00 - 6 Pneumatyczne, szare		
ATC0853	☐	3.00 - 6 Odporne na przebicie, pokryte, szare		
ATC0855	☐	3.00 - 6 Odporne na przebicie (wkładka pełna), szare		
KOŁA NAPĘDOWE				
ATC0771	☐	3.00 - 8 Pneumatyczne, szare		
ATC0773	☐	3.00 - 8 Odporne na przebicie (pokryte), szare		
ATC0750	☐	3.00 - 8 Odporne na przebicie (wkładka pełna), szare		
OSIĄGI				
TYP SILNIKA				
ATC1277	☐	Napęd OPS 6 km/h		
ATC1285	☐	Napęd OPS 10 km/h		
ATC1223	☐	Ustawienie 10 km/h dla silnika o wysokiej prędkości DuraWatt		
AKUMULATOR				
ATC1364	☐	Żelowy 73,5 Ah		
ATB1313	☐	Ładowarka Opti Charge 10A (IP44)		
ATA1314	☐	Ładowarka 10A Opticharge (UK)		
TYLNA AMORTYZACJA				
ATC1240	☐	Mała amortyzacja (do 80 kg masy użytkownika)		
ATC1241	☐	Średnia amortyzacja (od 70 kg do 100 kg masy użytkownika)		
ATC1242	☐	Twarda amortyzacja (od 90 kg do 150 kg masy użytkownika)		
AMORTYZACJA Storm4 X-plore				
ATC1233	☐	TYLNA AMORTYZACJA		
ATC1238	☐	Przednia amortyzacja (do 100 kg)		
ATC1239	☐	Przednia amortyzacja (ponad 100 kg)		
G-TRAC				
G-Trac				
ATC1215	☐	Moduł G-Trac		
OPCJE POZYCJONOWANIA				
Zapoznaj się z akcesoriami pozycjonującymi Bodypoint: pasami, uprężami, podpórkami kostek.				
OPCJE				
UKŁAD OŚWIETLENIA				
ATC1437	☐	Układ oświetlenia LED z kierunkowskazami i reflektorami 30 Luksów		
ATC2837	☐	Układ oświetlenia LED z większą jasnością, z kierunkowskazami i reflektorami 60 Luksów		
ATC1254	☐	Bez układu oświetlenia		
PODPÓRKA PRZECIW-WYWROTNA				
ATC1205	☐	Podpórka przeciw-wywrotna (wersja standardowa)		
ATC1204	☐	Odchylana podpórka przeciw-wywrotna		
KERB RIDER				
ATC1244	☐	Kerb Rider	NC : 1450	
ZESTAW TRANSPORTOWY				
ATC1450	☐	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy) Stacja dokująca Dahl umożliwia zamocowanie wózka inwalidzkiego w jednym z następujących pojazdów zatwierdzonych zgodnie z wymogami dyrektywy europejskiej EEC-2007-46: VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro i Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner... Podczas transportu osoby na elektrycznym wózku inwalidzkim wymagany jest zagłówek. Proszę wybrać odpowiedni zagłówek jako opcję w akcesoriach do siedzisk.		

ZESTAW TRANSPORTOWY				
ATC1494	☐	4-Punktowe mocowanie (Wersja przetestowana pod kątem używania wózka inwalidzkiego jako fotela w pojeździe samochodowym zgodnie z normą ISO 7176-19) (Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zagłówka)		◆
PASY BIODROWY				
ATC1329	☐	Pas biodrowy z samoblokującą się klamrą		◆
ATC2113	☐	Pas biodrowy z samoblokującą się klamrą - szeroki zakres mocowania w szynach bocznych		
ATC1332	☐	H-Belt		
PASY BIODROWY BODYPOINT				
ATC2701	☐	Pas biodrowy stabilizujący miednicę BP Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar L		
ATC2702	☐	Pas biodrowy Evoflex, zatrzask rehabilitacyjny, rozmiar M		
ATC2703	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Przycisk, Mocowanie Cinch, Rozmiar L		
ATC2704	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Ctr-Pull, Przycisk, Mocowanie Cinch, Rozmiar M		
ATC2705	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull, Boczny przycisk odblokowujący, Mocowanie Cinch, Rozmiar L		
ATC2706	☐	2-Punktowy pas biodrowy BP, Dual-Pull, Boczny przycisk odblokowujący, Mocowanie Cinch, Rozmiar M		
LUSTERKO WSTECZNE				
ATC1415	☐	Lusterko wsteczne prawe		
ATC1339	☐	Lusterko wsteczne lewe		
HACZYKI NA TORBY				
ATC2128	☐	Bag hooks (on Module Seat)		
UCHWYT NA ŁASKĘ				
ATC1312	☐	Uchwyt na łaskę po prawej		
ATC1363	☐	Uchwyt na łaskę po lewej		
BŁOTNIKI				
ATC1416	☐	Błotniki na kółka przednie		○
ATC1417	☐	Błotniki na koła tylne/napędowe		○
TACKA				
ATC1404	☐	Odchylana w prawo		
ATC1405	☐	Odchylana w lewo		
ZESTAW NARZĘDZI				
ATC1333	☐	Zestaw narzędzi		
Akcesoria				
SP1522428	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor niebieski (para)		
SP1523651	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor czarny (para)		
SP1529145	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor szampański (para)		
SP1529393	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor czerwony (para)		
SP1529397	☐	Naklejki Storm®4 na przednie ramiona – kolor zielony (para)		
RAMPY				
1654128	☐	Rampa Basic 2-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm. 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		
1654129	☐	Rampa Quick2go Compact 3-częściowa teleskopowa wykonana z aluminium pokryta powłoką antypoślizgową. Wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig: 260 kg		
1654130	☐	Rampa Mono z aluminium, składana Wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm 13.9 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		



Invacare Storm 4 & X-plore AA2		Wysokość siedziska od podłoża		
Siedzisko		Siedzisko standardowe ATB2110	Siedzisko teleskopowe twarde ATB2111	Siedzisko teleskopowe miękkie ATB2112
Rodzaj siedziska (stałe lub z podnośnikiem)				
ATB1023 – stała wysokość siedziska 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm
ATB1025 – stała wysokość siedziska 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm
ATB1030 – podnośnik od 400 do 650 mm		od 400 do 650 mm	od 400 do 650 mm	od 430 do 680 mm
ATB1040 – podnośnik od 440 do 690 mm		od 440 do 690 mm	od 440 do 690 mm	od 470 do 720 mm